

Foret VECTOdrill™ en acier inoxydable réutilisable

- Système de forets efficace et économique à résistance à l'usure améliorée
 - A usage multiple (max. 10 cycles de traitement)
 - Mise en œuvre connue (car de même géométrie que tous les forets VECTOdrill)
 - En trois longueurs de foret (29, 34 et 40 mm – comme foret à usage unique)
 - Livraison non stérile*
- * doit être traité avant chaque utilisation (voir brochure entretien et maintenance Fo_03d206). Veuillez tenir compte du fait que les dispositions de traitement indiquées dans la brochure sur le traitement représentent les processus validés à appliquer. Toutes les autres indications de traitement des instruments à usage multiple de Thommen Medical sont invalides.

Vous trouverez le lien direct vers les consignes de traitement de Thommen Medical sur:



<http://implant-thommen.fr/nos-evenements/brochures-implants-dentaires/>

Thommen a résumé les processus de traitement recommandés pour ses instruments réutilisables de façon à ce qu'ils puissent être mis en œuvre facilement, au cabinet dentaire, compte tenu de l'orientation au quotidien du cabinet.

La validité des processus est validée par un laboratoire de contrôle accrédité indépendant.



MANUFACTURE SUISSE POUR L'IMPLANTOLOGIE

Thommen Medical SA | Neckarsulmstrasse 28 | 2540 Grenchen | Suisse | Tél. +41 32 644 30 20 | Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.com | www.thommenmedical.com