

UN

SYSTEME D'IMPLANTS



PLUS DE 25 ANS D'EXPERIENCE ET D'INNOVATION

- **Connexion éprouvée de Thommen** : compatible avec tous les composants prothétiques.
- **Anneau de stabilisation unique en son genre** : assure une stabilité mécanique optimale.
- **Vis d'abutment à résistance élevée** : permet un canal de vissage fin et assure une grande flexibilité prothétique.
- **Assise de vis conique de la vis d'abutment** : empêche tout desserrage de la vis.
- **Filet autotaraudant** : pour une excellente stabilité primaire.
- **Surface INICELL® superhydrophile** : grâce au conditionnement avec APLIQUIQ® directement au fauteuil, offre plus de sécurité lors de la phase précoce de la cicatrisation et plus de flexibilité au cours du traitement.

DEUX

LIGNES D'IMPLANTS

DIFFERENTS DESIGNS D'IMPLANTS –
UNE SEULE PROCEDURE CHIRURGICALE



reddot design award
winner 2011



SPI®ELEMENT

L'implant universel à parois parallèles pour toutes les indications.



SPI®CONTACT

L'implant cylindro-conique pour les alvéoles d'extraction et les situations anatomiques spéciales.

INSTRUMENTS ESSENTIELS

Un set chirurgical fonctionnel unique suffit

- Préparation du lit de l'implant en peu d'étapes de forage.
- Forage précis et sûr avec SPI®VECTOdrill™.

La prothèse avec un seul tournevis

- La conception ergonomique de la clé à cliquet dynamométrique SPI®MONO.
- Un minimum d'effort pour les soins et l'entretien.



reddot design award
winner 2007 – best of the best



TROIS


HAUTEURS DE COL

GESTION INDIVIDUELLE DES TISSUS MOUS

MC – Minimized Collar

Une gencive fine ou un faible espace vertical pour la prothèse nécessitent souvent un positionnement crestal.


Grâce aux implants MC, d'excellents résultats esthétiques peuvent être atteints dans la zone particulièrement exigeante des dents antérieures.



RC – Regular Collar

La distance entre l'épaule de l'implant et l'os aide à respecter les structures biologiques.


Des résultats d'une esthétique parfaite et naturelle peuvent être atteints simplement avec des implants RC.



LC – Long Collar

Dans la mâchoire édentée, un tracé irrégulier de la hauteur de la gencive exige souvent une hauteur du col plus longue.

Les implants LC sont idéaux pour l'utilisation transgingivale en cas de soin avec prothèse mobile ou hybride.



LE SYSTEME D'IMPLANTS THOMMEN

«UN CONCEPT
SIMPLE,
BIEN PENSE ET
COMPLET.»

DR U. GRUNDER,
ZURICH-ZOLLIKON

TOUTES LES INDICATIONS GRACE A UNE
PALETTE PROTHETIQUE INEGALEE

Le canal de vis le plus fin du monde

- Des solutions optimales pour toutes les situations.
- Pour une occlusion fonctionnelle et esthétique.



Une gamme complète

- Pilier de cicatrisation personnalisable pour une esthétique rouge-blanc parfaite et des piliers temporaires pour la restauration immédiate.
- Des solutions économiques pour les situations standard.
- Piliers standards et personnalisés pour la restauration finale avec couronnes et bridges classiques.
- Piliers tout céramique pour les exigences esthétiques les plus élevées.
- Constructions dentaires individualisées et prothèse implantaire sophistiquée grâce aux principaux systèmes CAD/CAM.



GESTION INDIVIDUELLE DES TISSUS MOUS
POUR UNE ESTHETIQUE DURABLE

«LES MEILLEURES
CARACTERISTIQUES POUR UNE
INTEGRATION TISSULAIRE
OPTIMALE.»

DR K. MEYENBERG,
ZURICH




MANUFACTURE SUISSE POUR L'IMPLANTOLOGIE
www.thommenmedical.com

LE SYSTEME D'IMPLANTS THOMMEN


MANUFACTURE SUISSE POUR L'IMPLANTOLOGIE


THOMMEN
Medical

«VRAIMENT SIMPLE,
SUR ET SANS COMPROMIS.»

DR O. ZUHR,
MUNICH