

ENGAGES. FIABLES. SANS EQUIVALENT.

VOICI CE QUE NOUS SOMMES, CHEZ THOMMEN MEDICAL.



DEPUIS 1975

Nous produisons des implants pour l'implantologie dentaire; à l'époque, il s'agissait alors encore d'implants transcorticaux, qui ont été remplacés dix ans plus tard par un design conique. Appliquant les derniers résultats de la recherche scientifique, nous avons introduit les implants cylindriques en 1996.

1975

Lancement de l'implant transcortical

1986

Mathys SA Bettlach introduit un implant conique

1996

Développement d'un implant cylindrique

2001

Fondation de Thommen Medical SA avec les succursales en Allemagne, Suisse et aux Etats-Unis

2002

Introduction du système d'implant SPI®

2004

Expansion vers l'Asie, le moyen orient et l'Europe du sud

Introduction de SPI®VARIO et du VECTOdrill

2006

Ouverture du nouveau bâtiment de production à Granges

2007

Red Dot Design Award pour la clé à cliquet SPI®MONO

Fondation de Thommen Medical France

2008/09

Fondation de Thommen Medical Benelux et Canada

2010/11

Lancement d'INICELL®/ APLIQUIQ®

Red Dot Design Award pour APLIQUIQ®, le système unique de conditionnement

2012

Introduction des implants MC et LC

2013/14

CAD/CAM

Expansion vers l'Europe du Nord et de l'Est

**INGE-
NIEUX.**



**ACCO-
MPLI.**



**SOPHIS-
TIQUE.**



**ESSEN-
TIEL.**



ENGAGES.

AU SERVICE DES GENS:
EVIDEMMENT AVEC THOMMEN MEDICAL.



«L'IMPLANTOLOGIE DENTAIRE SUISSE! UNE SUCCESS STORY DES UNIVERSITES SUISSES ET DE L'INDUSTRIE SUISSE, QUI EST CONNUE POUR SA PRECISION ET SON ESPRIT D'INNOVATION.»

PROF. D. BUSER, BERNE

L'ORIGINE En collaboration avec des odontologistes, le Dr Robert Mathys sen. a développé une ligne d'implants pour la prothèse dentaire. Ceux-ci ont été introduits en 1986 et commercialisés avec succès. Thommen Medical a été créée en 2001. Un grand nombre des caractéristiques fonctionnelles conçues à cette époque sont restées inchangées jusqu'à ce jour, telles que la vis de pilier raffinée ou la liaison intérieure sophistiquée. Nous ressentons un lien profond avec ces origines.

LA REGION Nous produisons dans notre propre manufacture, qui se situe au cœur d'une région importante pour la Suisse en raison de son savoir-faire dans la fabrication de précision. Nous nous distinguons des concurrents par notre degré élevé d'intégration verticale et un très grand sens de la qualité qui nous conduit à effectuer le contrôle intégral des caractéristiques fonctionnelles les plus importantes. Nous nous sentons liés à cette région, aux gens qui y vivent et à la tradition qui y est ancrée.

LE RESEAU Nous collaborons avec des dentistes qui jouent un rôle de premier plan au niveau international ainsi que des institutions académiques renommées. Ils nous soutiennent dans nos activités de recherche et de développement ainsi que d'enseignement et de formation permanente. Un grand nombre de nos clients collaborent étroitement avec nous depuis déjà de nombreuses années et sont devenus, au fil du temps, des amis. Nous nous sentons moralement liés par ces partenariats, par la confiance de nos clients et par les amitiés.

LES COLLABORATEURS Nos collaborateurs convainquent par leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que par leur concentration sur l'essentiel: écouter le client. En effet, nous ne pouvons répondre aux besoins de nos clients que si nous les comprenons. Nos collaborateurs travaillent de manière minutieuse, précise, fiable et dans un constant souci de la qualité, ainsi que vous l'attendez d'une entreprise suisse. Nous nous sentons engagés vis-à-vis d'eux.

FIABLES.

**DANS TOUT CE QUE NOUS FAISONS:
EVIDEMMENT AVEC THOMMEN MEDICAL.**



**«EN COLLABORATION AVEC LES
UTILISATEURS, AMELIORER ENCORE CE
QUI A DEJA FAIT SES PREUVES.»**

DR. U. GRUNDER, ZÜRICH ZOLLIKON

NOTRE ASSORTIMENT DE PRODUITS – PRECIS ET D'UTILISATION SIMPLE

Le système d'implants Thommen est très facile à utiliser; il n'en est pas moins extrêmement précis et garantit d'excellents résultats cliniques.

- Une seule trousse de chirurgie suffit
- Forage du lit implantaire avec un minimum de forets
- Besoin en instruments minimal
- Design ergonomique des instruments

NOTRE SURFACE ASSURE UNE PLUS GRANDE SECURITÉ AU COURS DE LA PHASE PRÉCOCE DE CICATRISATION

Tous les implants Thommen sont sablés et mordancés à chaud. INICELL® est le résultat du perfectionnement de la surface d'implant sablée et mordancée à chaud de Thommen Medical, qui a fait ses preuves sur le plan clinique. Avec le système de conditionnement APLIQUIQ®, la surface éprouvée est conditionnée rapidement et de manière simple de façon à obtenir une surface d'implant superhydrophile, condition optimale pour une mouillabilité optimale et une initialisation rapide de la néoformation osseuse, pour une sécurité accrue lors de la phase précoce de cicatrisation et, ainsi, une plus grande flexibilité dans le traitement.

GESTION INDIVIDUELLE DES TISSUS MOUS Chez Thommen Medical, vous pouvez choisir, dans un système unique, la dimension d'implant optimale pour chaque indication. En plus d'un grand choix de longueurs et de diamètres d'implant pour l'exploitation idéale de l'offre osseuse, vous disposez de diverses hauteurs de col pour une gestion optimale des tissus mous. Le système d'implants Thommen permet ainsi de faire face à tous les défis cliniques et de répondre à des exigences prothétiques particulièrement élevées.

NOS SOLUTIONS PROTHETIQUES Tous les composants du système d'implants Thommen sont basés sur la même liaison abutment-implant. Cette compatibilité absolue des composants prothétiques pour toutes les lignes d'implants permet des travaux aisément à l'aide d'un jeu d'instruments réduit. Les reconstructions réalisées selon la méthode CAD/CAM ouvrent des perspectives nouvelles en faveur de travaux d'une grande qualité esthétique en fonction des exigences cliniques ou du degré de numérisation du laboratoire. Les composants prothétiques du système d'implants Thommen créent ainsi les bases de solutions stables et d'une grande durabilité.

SANS EQUIVALENT.

LES RESULTATS DE NOTRE ACTION:
EVIDEMMENT AVEC THOMMEN MEDICAL.



**«TOUT EST DANS
LA PRÉCISION!»**

PROF. M. HÜRZELER, MUNICH

LA CONNEXION INTERIEURE SOPHISTIQUEE L'anneau de stabilisation unique en son genre qui est posé sur l'épaulement de l'implant assure une stabilité mécanique optimale; le dimensionnement optimal de l'hexagone intérieur maintient d'autre part l'épaisseur de la paroi de l'implant. La combinaison des deux éléments dans notre liaison implant-abutment vous permet d'ancrer de nombreuses solutions prothétiques sur cette géométrie unique et d'une grande précision.

LA PLUS PETITE VIS DE PILIER La solidité et la stabilité de notre connexion implant-abutment permettent d'utiliser une vis de pilier beaucoup plus étroite. Il en résulte des parois d'abutment plus épaisses qui assurent une plus grande solidité, une plus grande liberté d'individualisation ainsi qu'un plus petit accès occlusal et, de ce fait, une amélioration esthétique.

L'IMPLANT ACCOMPLI Le système d'implants Thommen répond à tous les égards aux besoins des clients d'aujourd'hui – il est très facile à utiliser, extrêmement précis, particulièrement bien adapté aux restaurations esthétiques et garantit ainsi d'excellents résultats cliniques. La liaison abutment/implant de Thommen Medical constitue, par la somme de ses qualités, la base de restaurations extrêmement fiables et d'une esthétique supérieure.

NOS INSTRUMENTS ESSENTIELS Les forets SPI®VECTOdrill™ permettent d'effectuer des forages guidés dans de bonnes conditions de sécurité. Le design de la pointe garantit, dès le début, le bon positionnement et la justesse de l'orientation du foret. Le guidage axial automatique empêche tout dérapage du foret et garantit simultanément un fraisage précis du lit d'implant. Fabriquée d'une seule pièce, la clé à cliquet dynamométrique SPI MONO est conçue pour une utilisation dans les domaines chirurgical et prothétique. D'une utilisation extrêmement facile, la clé à cliquet dynamométrique MONO permet de gagner encore plus de temps lors de l'entretien et de la maintenance, car ni le démontage ni le montage ne sont nécessaires.

HEADQUARTERS

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.com

SUCCURSALES NATIONALES/ DISTRIBUTEURS NATIONAUX

ALLEMAGNE

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Allemagne
Tél. +49 7621 4 22 58 30
Fax +49 7621 4 22 58 41
info@thommenmedical.de

L'Australie/NOUVELLE-ZELANDE

Osteon Medical
23/1866 Princess Highway
Clayton | Victoria, 3168 | l'Australie
Tél. (inside Australia): 1300 411 473
Tél. (outside Australia): +61 3 9876 8421
info@osteonmedical.com
www.osteonmedical.com

AUTRICHE

Thommen Medical Austria GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 24
1110 Wien | Autriche
Tél. +43 1 93026 3014
Fax +43 1 93026 3015
info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux BV
Edisonweg 17B
3404 LB IJsselstein | Pays-Bas
Tél. +43 30 68 68 468
Fax +43 30 68 68 469
info.benelux@thommenmedical.com

CANADA

Thommen Medical Canada Inc.
1100 Burloak Dr. | Suite 300
Burlington, ON L7L 6B2 | Canada
Tél. +1 (905) 336-8966
+1 877 242 6012 (North America)
Fax +1 (905) 332 3007
+1 877 242 6013 (North America)
info@thommenmedical.ca

CHINE

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
15F-G | Jia Fa Bldg. | No. 129 | Da Tian Rd.
Shanghai 200041 | Chine
Tel. +86 21 62723077
Fax +86 21 62175264

COREE DU SUD

APS Advanced Prosthetic Solution
201, Kolon Aston
505-14 Gasan-dong Geumchoen-gu
Seoul | Corée du Sud
Tél. +82 2 3141 2875
Fax +82 2 3141 2877
www.apsdd.com

ESPAGNE/PORTUGAL

ISP Implante Suizo de Precisión
C/ Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél. +34 96 536 1020
Fax +34 96 536 1188
isp@dentacare.es

ETATS-UNIS

Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tél. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax +1 216 583 9801
info.us@thommenmedical.com

FEDERATION DE RUSSIE

CJSC Geosoft
14/16 3-ya Mytishchinskaya ul.
Moscow, 129626 | Russian Federation
Tel. +7 967 044 16 73
thommen@geosoft.ru

FINLANDE

Vector Laboratories Oy
Engelinaukio 8 B
00150 Helsinki | Finlande
Tél. +358 400 940 700
labs@vektor.fi

FRANCE

Thommen Medical France
10 avenue Gabriel Pierné
77680 Roissy-en-Brie | France
Tél. +33 1 83 64 06 35
Fax +33 3 89 33 52 53
infos@thommenmedical.fr

HONGKONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hongkong
Tél. +852 530 876 41

ITALIE

Dental Trey S.r.l.
Via Partisani, 3
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie
Tél. +39 0543 929111
Fax +39 0543 940659
implantologia@dentaltrey.it
www.dentaltrey.it

JAPON

J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suita | Osaka 564-8650 | Japon
Tél. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com

LITUANIE

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas
Lituanie LT-49191
Tél. +370 37 201072
Mobile +370 65 771550
info@cmp.lt
www.cmp.lt

MOYEN-ORIENT

Star Science International GmbH
Jupiterstrasse 57
3015 Berne | Suisse
Tél. +41 31 941 07 31
Fax +41 31 941 07 33
star.science@bluewin.ch

POLOGNE

C. Witt i Spółka Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. Św. Katarzyny 4/4 | Pologne
Tél. +48 56 652 16 95
Fax +48 56 655 01 26
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl

REPUBLIQUE TCHEQUE

BioVendor - Laboratorní medicína a.s.
Tůmova 2265/60 | 616 00 Brno | République tchèque
Tel. +420 549 124 111 (sekretariát)
Fax +420 549 211 465
plchova@biovendor.cz
www.biovendor.cz/

SINGAPOUR

FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapour 415937 | Singapour
Tél. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com

SUISSE

Thommen Medical AG
Postfach 1160 | Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch

TAIWAN

Ting Sing Trading Co., Ltd.
No. 30 | Sec. 2 | Chang-An East Road
Taipei | Taiwan | R.O.C.
Tél. +886 2 25420968
Fax +886 2 25420969
www.tingsing.com.tw

TURQUIE

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 Istanbul | Turquie
Tél. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr

