

Catalogue de produits



Introduction

Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à nos produits. Veuillez noter que pour sélectionner et utiliser les produits présentés dans le catalogue, il faut respecter le mode d'emploi correspondant. Consultez-le à l'aide du numéro THM imprimé sur l'étiquette sur www.ifu-tm.com, sur www.thommenmedical.com/de/ueber-uns/download-center ou sur l'application Thommen (disponible gratuitement pour les appareils iOS comme Android). Bien entendu, votre interlocuteur Thommen se tient à votre entière disposition.

Avec la nouvelle boutique en ligne (sur une sélection de marchés), la commande des produits est intuitive, claire et efficace. Découvrez la boutique Thommen Medical Webshop sur www.shop.thommenmedical.com (Suisse), shop.thommenmedical.fr (France) et profitez d'autres avantages.



Le configurateur de produits montre les composants recommandés par Thommen Medical pour un traitement. À partir de la configuration précédente (position de dents, diamètre d'implant, etc.), une liste de pièces est proposée en fonction du mode de traitement souhaité. Cette liste facilite le choix des produits et représente une aide efficace en plus du catalogue. Découvrez le configurateur de produits sur www.thommenmedical.com ou téléchargez l'application directement sur Apple App Store ou Google Play Store.



Table des matières

Chirurgie PF 3.5–6.0

- 4 SPI®NEVO INICELL® implant cylindro-conique
- 5 SPI®ELEMENT INICELL® implant cylindrique
- 6 SPI®CONTACT INICELL® implant cylindro-conique
- 7 SPI®ELEMENT implant cylindrique
- 7 SPI®CONTACT implant cylindro-conique
- 8 Instruments pour la planification chirurgicale
- 9 Forets et jauges de profondeur

Système d'implants PF 3.0 Thommen

- 11 SPI®ELEMENT INICELL® PF 3.0 implant, pilier VARIO unite PF 3.0 et les instruments correspondants

Gestion des tissus mous

- 14,15 Vis de cicatrisation et façonneurs gingivaux
Un aperçu de la gestion des tissus mous et de la restauration provisoire

Prise d'empreinte/analogues

- 16 Prise d'empreinte au niveau implant
- 18 Pilier de scannage
- 19 Prise d'empreinte au niveau pilier
- 20 Analogues au niveau implant
- 21 Analogues au niveau pilier

Biomatériaux

Les informations produit sur les biomatériaux propres à chaque pays se trouvent sur www.thommenmedical.com

Prothétique

- 22 Aperçu prothétique PF 3.5
- 24 Aperçu prothétique PF 4.0
- 26 Aperçu prothétique PF 4.5
- 28 Aperçu prothétique PF 5.0
- 30 Aperçu prothétique PF 6.0
- 32 SPI®VARIOtemp pour restaurations provisoires
- 33 Base titane pour CAD/CAM pour restaurations scellées et vissées
- 34 Base en titane Dynamic pour CAD/CAM développée pour les rattrapages d'axes
- 35 Pilier de fraisage CAD/CAM type II pour les piliers individualisés
- 36 SPI®VARIOflex pour restaurations scellées et vissées
- 37 SPI®VARIOmulti pour restaurations vissées
- 41 SPI®VARIO pour restaurations vissées
- 43 SPI®EASY pour restaurations scellées
- 45 SPI®EASY profil d'émergence pour restaurations scellées
- 47 SPI®ART pour restaurations esthétiques, scellées et vissées
- 49 SPI®RETAIN pour restaurations hybrides amovibles
- 51 ZEST® LOCATOR® système d'attachements

Instruments et accessoires

- 54 Instruments pour l'insertion mécanique
- 54,55 Instruments pour l'insertion manuelle
- 56 Instruments pour chirurgie guidée
- 57 Trousses
- 58 Instruments d'explantation

Index

- 59 Index dans l'ordre du numéro d'article
- 66 Index alphabétique
- 73 Couples de serrage
- 74 Symboles



SPI®NEVO INICELL®

implant cylindro-conique

www.ifu-tm.com/THM61112


PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0


Implant NEVO RC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur

Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm
Noyau apical Ø	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
6.5 mm		4.23.021	4.23.031	4.23.041
8.0 mm	4.23.012	4.23.022	4.23.032	4.23.042
9.5 mm	4.23.013	4.23.023	4.23.033	4.23.043
11.0 mm	4.23.014	4.23.024	4.23.034	4.23.044
12.5 mm	4.23.015	4.23.025	4.23.035	4.23.045
14.0 mm	4.23.016	4.23.026	4.23.036	4.23.046


Implant NEVO MC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur

Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm
Noyau apical Ø	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
8.0 mm	4.23.812	4.23.822	4.23.832	4.23.842
9.5 mm	4.23.813	4.23.823	4.23.833	4.23.843
11.0 mm	4.23.814	4.23.824	4.23.834	4.23.844
12.5 mm	4.23.815	4.23.825	4.23.835	4.23.845
14.0 mm	4.23.816	4.23.826	4.23.836	4.23.846

Implant NEVO LC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur

Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm
Noyau apical Ø	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	2.0 mm
6.5 mm		4.23.771	4.23.781	4.23.791
8.0 mm	4.23.762	4.23.772	4.23.782	4.23.792
9.5 mm	4.23.763	4.23.773	4.23.783	4.23.793
11.0 mm	4.23.764	4.23.774	4.23.784	4.23.794
12.5 mm	4.23.765	4.23.775	4.23.785	4.23.795
14.0 mm	4.23.766	4.23.776	4.23.786	4.23.796



Les vis de cicatrisation pour SPI®NEVO INICELL® sont incluses (élément d'APLIQUIQ).

SPI®ELEMENT INICELL®

implant cylindrique

www.ifu-tm.com/THM61112

PF 3.5

PF 4.0


PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Implant ELEMENT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane


Longueur



Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm	6.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	5.3 mm
6.5 mm		4.23.121	4.23.131	4.23.141	4.23.151
8.0 mm	4.23.112	4.23.122	4.23.132	4.23.142	4.23.152
9.5 mm	4.23.113	4.23.123	4.23.133	4.23.143	4.23.153
11.0 mm	4.23.114	4.23.124	4.23.134	4.23.144	4.23.154
12.5 mm	4.23.115	4.23.125	4.23.135	4.23.145	4.23.155
14.0 mm	4.23.116	4.23.126	4.23.136	4.23.146	
17.0 mm	4.23.117		4.23.137		

Implant ELEMENT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane


Longueur



Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm	6.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	5.3 mm
8.0 mm	4.23.512	4.23.522	4.23.532	4.23.542	4.23.552
9.5 mm	4.23.513	4.23.523	4.23.533	4.23.543	4.23.553
11.0 mm	4.23.514	4.23.524	4.23.534	4.23.544	4.23.554
12.5 mm	4.23.515	4.23.525	4.23.535	4.23.545	4.23.555
14.0 mm	4.23.516	4.23.526	4.23.536	4.23.546	

Implant ELEMENT LC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane

Longueur



Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm	6.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	5.3 mm
6.5 mm		4.23.721			
8.0 mm	4.23.712	4.23.722			
9.5 mm	4.23.713	4.23.723			
11.0 mm	4.23.714	4.23.724			
12.5 mm	4.23.715	4.23.725			
14.0 mm	4.23.716	4.23.726			



Les vis de cicatrisation pour SPI®ELEMENT INICELL® sont incluses (élément d'APLIQUIQ).

SPI®CONTACT INICELL®

implant cylindro-conique

www.ifu-tm.com/THM61112

PF 3.5


PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0


Implant CONTACT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur

Endo-osseux Ø	2.7 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.0 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.5 mm	4.3 mm
9.5 mm		4.23.223	4.23.233	4.23.243	4.23.253
11.0 mm	4.23.214	4.23.224	4.23.234	4.23.244	4.23.254
12.5 mm	4.23.215	4.23.225	4.23.235	4.23.245	4.23.255
14.0 mm	4.23.216	4.23.226	4.23.236	4.23.246	4.23.256
17.0 mm			4.23.237	4.23.247	

Implant CONTACT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl., titane




Longueur

Endo-osseux Ø	2.7 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.0 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.5 mm	4.3 mm
11.0 mm		4.23.624	4.23.634	4.23.644	4.23.654
12.5 mm	4.23.615	4.23.625	4.23.635	4.23.645	4.23.655
14.0 mm	4.23.616	4.23.626	4.23.636	4.23.646	4.23.656
15.5 mm	4.23.617	4.23.627	4.23.637	4.23.647	4.23.657



Les vis de cicatrisation pour SPI®CONTACT INICELL® sont incluses (élément d'APLIQUIQ).



reddot design award
winner 2011

SPI®ELEMENT

implant cylindrique

www.ifu-tm.com/THM61113

PF 3.5


PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Implant ELEMENT, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur


Endo-osseux Ø	3.5 mm	4.0 mm	4.2 mm	5.0 mm	6.0 mm
Noyau Ø	2.8 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.3 mm	5.3 mm
6.5 mm		4.13.905	4.13.906	4.13.907	4.13.908
8.0 mm	4.13.900	4.13.904	4.13.901	4.13.902	4.13.903
9.5 mm	4.13.940	4.13.914	4.13.941	4.13.942	4.13.943
11.0 mm	4.13.910	4.13.924	4.13.911	4.13.912	4.13.913
12.5 mm	4.13.950	4.13.934	4.13.951	4.13.952	4.13.953
14.0 mm	4.13.920	4.13.944	4.13.921	4.13.922	
17.0 mm	4.13.930		4.13.931		

SPI®CONTACT

implant cylindro-conique

www.ifu-tm.com/THM61113

Implant CONTACT, vis de cicatrisation incl., titane



Longueur

Endo-osseux Ø	2.7 mm	3.5 mm	3.5 mm	4.2 mm	5.0 mm
Noyau Ø	2.0 mm	2.8 mm	2.8 mm	3.5 mm	4.3 mm
9.5 mm		4.13.214	4.13.211	4.13.212	4.13.213
11.0 mm	4.13.220	4.13.224	4.13.221	4.13.222	4.13.223
12.5 mm	4.13.230	4.13.234	4.13.231	4.13.232	4.13.233
14.0 mm	4.13.240	4.13.244	4.13.241	4.13.242	4.13.243
17.0 mm			4.13.261	4.13.262	






Les vis de cicatrisation pour SPI®ELEMENT et SPI®CONTACT sont incluses.

Instruments pour la planification chirurgicale

www.ifu-tm.com/THM61141

Transparent de radiographie, pour la planification à l'aide de dispositifs à rayons X en deux dimensions



Sphère de référence radiologique, acier inoxydable



Ø

5.0 mm

3.03.140

Douille de guidage pour foret pilote VECTOdriLL™, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)



Longueur Ø intérieur

6.0 mm 2.0 mm

3.03.141 Q4

Des remarques sur les outils numériques de planification se trouvent sur www.thommenmedical.com

Forets et jauges de profondeur

www.ifu-tm.com/ THM61141

Foret VECTOdrill™, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur		Foret pilote				
		Ø 2.0 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.3 mm
29.0 mm	extracourt*	3.03.624 Q4	3.03.625 Q4	3.03.626 Q4	3.03.627 Q4	3.03.628 Q4
34.0 mm	court	3.03.610 Q4	3.03.612 Q4	3.03.614 Q4	3.03.616 Q4	3.03.618 Q4
40.0 mm	long	3.03.611 Q4	3.03.613 Q4	3.03.615 Q4	3.03.617 Q4	

*Les forets VECTOdrill™ extracourts ne peuvent être utilisés qu'avec des implants de longueur 6.5–14.0 mm.

Foret en céramique VECTOdrill™, réutilisable, céramique

Longueur		Foret pilote				
		Ø 2.0 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.3 mm
29.0 mm	extracourt*	3.03.660	3.03.662	3.03.664	3.03.666	3.03.668
34.0 mm	court	3.03.661	3.03.663	3.03.665	3.03.667	3.03.669

*Les forets VECTOdrill™ extracourts ne peuvent être utilisés qu'avec des implants de longueur 6.5–14.0 mm.

Foret VECTOdrill™, réutilisable, acier inoxydable

Longueur		Foret pilote				
		Ø 2.0 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.3 mm
29.0 mm	extracourt*	3.03.710	3.03.712	3.03.714	3.03.716	3.03.718
34.0 mm	court	3.03.720	3.03.722	3.03.724	3.03.726	3.03.728
40.0 mm	long	3.03.730	3.03.732	3.03.734	3.03.736	

*Les forets VECTOdrill™ extracourts ne peuvent être utilisés qu'avec des implants de longueur 6.5–14.0 mm.

Jauge de profondeur VECTOdrill™, titane

Longueur	Ø 2.0 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.5 mm	Ø 4.3 mm	Ø 5.3 mm
27.5 mm	3.03.630	3.03.632	3.03.634	3.03.636	3.03.638

Foret Ø 1.5 mm, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur		
34.0 mm	court	3.03.690 Q4

Foret Ø 1.5 mm, réutilisable, acier inoxydable

Longueur		
34.0 mm	court	3.03.790

Jauge de profondeur Ø 1.5 mm, adaptable, titane

Longueur		
30.5 mm		3.03.692

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Foret de profil SPI®NEVO/ELEMENT, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

29.0 mm

extracourt

3.03.751

3.03.752

3.03.753

3.03.754

Foret de profil SPI®ELEMENT, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur

29.0 mm

extracourt

3.03.651 Q4

3.03.657 Q4

3.03.653 Q4

3.03.655 Q4

3.03.659 Q4

Foret de profil SPI®CONTACT, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur

29.0 mm

extracourt

3.03.641 Q4

3.03.649 Q4

3.03.643 Q4

3.03.645 Q4

3.03.647 Q4

34.0 mm

court

3.03.640 Q4

3.03.648 Q4

3.03.642 Q4

3.03.644 Q4

3.03.646 Q4

Taraud, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

Endo-osseux Ø

3.5 mm

4.0 mm

4.2 mm

5.0 mm

6.0 mm

34.0 mm

3.03.680

3.03.682

3.03.684

3.03.686

3.03.688

Profileur d'os, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

29.0 mm

3.03.671

3.03.673

3.03.675

3.03.677

3.03.679

Profileur d'os+, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

29.0 mm

3.03.670

3.03.672

3.03.674

3.03.676

Angulé pour piliers VARIOmulti.

Prolongateur de foret, acier inoxydable

Longueur Ø extérieur

26.0 mm

3.7 mm

3.03.231

26.0 mm

5.0 mm

3.03.230

Perforatrice de muqueuse, réutilisable, acier inoxydable

Longueur

27.0 mm

3.03.315

3.03.316



3.03.320

3.03.317

3.03.318

SPI®ELEMENT INICELL® PF 3.0

Implant, pilier VARIO unite PF 3.0 et les instruments correspondants, www.ifu-tm.com/THM61146




Implant ELEMENT RC INICELL® PF 3.0, vis de cicatrisation incl., titane

Longueur	Noyau Ø	
8.0 mm	2.5 mm	4.23.102
9.5 mm		4.23.103
11.0 mm		4.23.104
12.5 mm		4.23.105


Les vis de cicatrisation pour SPI®ELEMENT INICELL® sont incluses (élément d'APLIQUIQ).

Façonneurs gingivaux pour PF 3.0, 4 lobes, titane



Hauteur	
3.2 mm	4.03.538
4.5 mm	4.03.548
7.0 mm	4.03.558

SPI®ELEMENT INICELL® PF 3.0



Transparent de radiographie, pour la planification à l'aide de dispositifs à rayons X en deux dimensions

pour implants de la ligne ELEMENT

Fo_20d184

Foret pilote VECTOdri™, réutilisable, acier inoxydable



Longueur	Foret pilote	
40.0 mm	Ø 2.0 mm	3.03.730

Foret pilote VECTOdri™, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)



Longueur	Foret pilote	
40.0 mm	Ø 2.0 mm	3.03.611 Q4

Foret de profil SPI®ELEMENT pour PF 3.0, usage unique, emballage stérile, acier inoxydable



Pour implants de longueur	8.0 mm	9.5 mm	11.0 mm	12.5 mm
	3.03.740	3.03.741	3.03.742	3.03.743

Profileur d'os pour PF 3.0, réutilisable, acier inoxydable

	Longueur	
	29.0 mm	3.03.658

Adaptateur pour contre-angle PF 3.0, acier inoxydable

	Longueur	
	28.0 mm	3.03.238


Adaptateur pour contre-angle, en une pièce, acier inoxydable

	Longueur	
	24.0 mm	3.03.248

Pilier VARIOunité PF 3.0 pour couronne, vis de pilier incl., alliage de titane

	Hauteur	
	12.0 mm	1.04.138

Coiffe de résine calcinable VARIOunité PF 3.0, POM

	Hauteur	
	11.8 mm	2.03.848

Cylindre de modelage, PTFE, 5 pièces par unité (Q5)

	Longueur	
	70.0 mm	2.03.450 Q5


Coiffe d'empreinte PF 3.0 pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, titane

	Ø extérieur	3.3 mm
	cylindrique, hauteur 16.0 mm	3.04.028

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

	Longueur		
	12.5 mm	extracourt	3.03.572
	21.5 mm	long	3.03.574
	27.5 mm	extralong	3.03.580

-  Anti-rotationnel
 Rotationnel




 Pilier de scannage, acier revêtu PF 3.0

Hauteur

10.0 mm

3.03.774

Sélection de la longueur de vis appropriée:



 Analogue au niveau implant pour CAD/CAM, titane PF 3.0

Longueur

11.0 mm

3.03.084

Les analogues d'implant pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d'empreinte numérique par scanner intra-oral.



Instrument de vissage pour analogue d'implant pour CAD/CAM, acier inoxydable

Longueur

35.0 mm

3.03.158



 Analogue au niveau implant PF 3.0, titane

Longueur

14.0 mm

3.03.098



Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane


Longueur

5.8 mm


4.03.500

Vis de cicatrisation et façonneurs gingivaux

Aperçu de la gestion des tissus mous et de la restauration provisoire



Au niveau du pilier: Les coiffes provisoires des lignes des piliers EASY (voir pages 44, 46, 48) et VARIOmulti (voir page 39) offrent la possibilité de fabriquer des provisoires sur le pilier final.



Anti-rotationnel
Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Vis de cicatrisation SE, 4 lobes, titane, non stérile

Hauteur

1.0 mm


4.03.515

4.03.519

4.03.516

4.03.517

4.03.518



Façonneur gingival, 4 lobes, titane, non stérile

Hauteur

2.0 mm

4.03.520

4.03.524

4.03.521

4.03.522

4.03.523

3.2 mm

4.03.530

4.03.534

4.03.531

4.03.532

4.03.533

4.5 mm

4.03.540

4.03.544

4.03.541

4.03.542

4.03.543

5.7 mm

4.03.560

4.03.564

4.03.561

4.03.562

4.03.563

7.0 mm


4.03.550

4.03.554

4.03.551

4.03.552

4.03.553



Façonneur gingival étroit, 4 lobes, titane, non stérile

Hauteur

2.0 mm

4.04.310

4.04.311

4.04.312

4.04.313

4.04.314

3.2 mm

4.04.320

4.04.321

4.04.322

4.04.323

4.04.324

4.5 mm

4.04.330

4.04.331

4.04.332

4.04.333

4.04.334

5.7 mm

4.04.340

4.04.341

4.04.342

4.04.343

4.04.344

7.0 mm


4.04.350

4.04.351

4.04.352

4.04.353

4.04.354



Façonneur gingival+, 4 lobes, titane, non stérile

Hauteur

2.0 mm

4.03.525

3.2 mm

4.03.535



Façonneur gingival, adaptable, titane/résine PMMA, non stérile

Hauteur

7.5 mm

4.03.570

4.03.571

4.03.572

4.03.573

4.03.574

La vis de pilier n'est pas incluse.



Vis de modelage, 4 lobes, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur

22.5 mm

3.03.590 Q4

23.4 mm

3.03.591 Q4



Pour façonneur gingival adaptable et pilier VARIOtemp

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane

Longueur

5.8 mm

4.03.500

7.2 mm

4.03.501


10.2 mm

4.03.502



Prise d'empreinte au niveau implant

www.ifu-tm.com/THM61127



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Attention: les vis pour coiffes d'empreinte au niveau implant ne sont pas fournies avec les coiffes d'empreinte.

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, aluminium anodisé



Hauteur

	Ø extérieur	3.9 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
8.0 mm	court	3.03.074	3.03.079	3.03.075	3.03.076	3.03.077

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, repositionnable, vissée, titane



Hauteur

	Ø extérieur	3.9 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
8.0 mm	court	3.04.030	3.04.031	3.04.032	3.04.033	3.04.034

Vis pour coiffes d'empreinte pour porte-empreinte fermé, extra-courte



Longueur

12.5 mm	extracourt	3.03.572			
13.2 mm	extracourt		3.03.575		

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, aluminium anodisé



Hauteur

	Ø extérieur	3.9 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
12.0 mm	long	3.03.014	3.03.019	3.03.015	3.03.016	3.03.017

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, réutilisable, repositionnable, vissée, titane



Hauteur

	Ø extérieur	3.9 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
12.0 mm	long	3.04.046	3.04.047	3.04.048	3.04.049	3.04.050

Vis pour coiffes d'empreinte pour porte-empreinte fermé, courte



Longueur

16.5 mm	court	3.03.573			
17.2 mm	court		3.03.576		

Poignée de positionnement, acier, inoxydable



Longueur Ø

17.0 mm	6.0 mm	3.03.522 *
---------	--------	-------------------

* La poignée de positionnement (réf. art. 3.03.522) peut être utilisée pour toutes les coiffes d'empreinte au niveau implant (sauf les coiffes d'empreinte de la hauteur 16.0 mm).

 Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, aluminium anodisé



Hauteur						
	Ø extérieur	3.8 mm	4.3 mm	4.8 mm	5.3 mm	6.3 mm
Cylindrique 10.0 mm		3.03.010	3.03.018	3.03.011	3.03.012	3.03.013



	Ø extérieur	3.8 mm	5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
Conique 10.0 mm			3.03.078	3.03.071	3.03.072	3.03.073

Poignée de positionnement, acier, inoxydable



Longueur	Ø	
17.0 mm	6.0 mm	3.03.522 *

* La poignée de positionnement (réf. art. 3.03.522) peut être utilisée pour toutes les coiffes d'empreinte au niveau implant (sauf les coiffes d'empreinte de la hauteur 16.0 mm).

 Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, titane



Hauteur						
	Ø extérieur	3.8 mm	4.3 mm	4.8 mm	5.3 mm	6.3 mm
Cylindrique 16.0 mm		3.04.020	3.04.021	3.04.022	3.04.023	3.04.024



	Ø extérieur		5.0 mm	5.5 mm	6.0 mm	7.0 mm
Conique 16.0 mm			3.04.037	3.04.038	3.04.039	3.04.040

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable





Longueur					
12.5 mm	extracourt	3.03.572			
16.5 mm	court	3.03.573			
21.5 mm	long	3.03.574			
27.5 mm	extralong	3.03.580			



13.2 mm	extracourt		3.03.575		
17.2 mm	court		3.03.576		
22.2 mm	long		3.03.577		
28.2 mm	extralong		3.03.581		

Sélection de la longueur de vis appropriée:



Piliers de scannage

www.ifu-tm.com/THM61143

Anti-rotationnel
Rotationnel


PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Pilier de scannage, acier revêtu

Hauteur

10.0 mm

3.03.775

3.03.776

3.03.777

3.03.778

3.03.779

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable, 4 lobes, acier inoxydable

Longueur

12.5 mm

extracourt

3.03.572

13.2 mm

extracourt

3.03.575



Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.



VARIOmulti, pilier de scannage, titane, 4 lobes

Hauteur

8.0 mm

3.03.780



VARIOmulti, pilier de scannage, court, titane, 4 lobes

Hauteur

5.0 mm

3.03.781

Pour fixer les piliers de scannage VARIOmulti, aucune vis additionnelle n'est requise.

Les piliers de scannage sont à utiliser de la manière suivante:

- Numérisation au laboratoire: Pilier de scannage long (3.03.780)
- Numérisation intra-orale avec dents adjacentes: Pilier de scannage long (3.03.780)
- Numérisation intra-orale sans dents adjacentes: Pilier de scannage court (3.03.781), dans la mesure où le marquage laser dépasse de la gencive.

Prise d'empreinte au niveau pilier

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Thommen Medical propose des coiffes d'empreinte pour la prise d'empreinte au niveau pilier pour les lignes EASY, VARIOmulti ainsi que pour le pilier LOCATOR® et le pilier pour barre. Pour la restauration temporaire des piliers EASY et VARIOmulti, utiliser les coiffes provisoires et les coiffes de protection (voir pages 38, 44, 46, 48).

Coiffe d'empreinte EASY, résine



Hauteur	Cône					
9.5 mm	4.0 mm	2.03.700	2.03.708	2.03.701	2.03.702	2.03.703
11.5 mm	6.0 mm	2.03.704	2.03.709	2.03.705	2.03.706	2.03.707

 **Attention :** Non compatible avec le pilier EASY 20°.

Coiffe d'empreinte VARIOmulti*, aluminium



Hauteur	Ø	
18.0 mm	5.3 mm	3.04.805

* Visser les coiffes d'empreinte VARIOmulti avec les vis jaunes pour coiffes d'empreinte PF 3.5 (réf. art. 3.03.572, 3.03.573, 3.03.574, 3.03.580), voir page 38.

Coiffe d'empreinte pour barre, aluminium anodisé/résine



Hauteur	Ø	
5.0 mm	6.0 mm	3.03.101

Coiffe d'empreinte LOCATOR®, aluminium/LDPE, 4 pièces par unité



8505

Analogues au niveau implant

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Analogue au niveau implant, titane



Longueur

14.0 mm

3.03.090

3.03.095

3.03.091

3.03.092

3.03.093*

22.0 mm

3.03.060

3.03.061

3.03.065


3.03.062

3.03.063

Les analogues d'implant sont utilisés pour la prise d'empreinte avec coiffes d'empreinte au niveau implant. Pour la réalisation de modèles en plâtre.

* Pour des raisons de construction, la longueur est de 15.0 mm

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM, titane



Longueur

11.4 mm

3.03.085

3.03.086

3.03.087

3.03.088

3.03.089

Les analogues d'implant pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d'empreinte numérique par scanner intra-oral. Pour la réalisation de modèles imprimés.

Instrument de vissage pour analogue d'implant pour CAD/CAM, acier inoxydable



Longueur

35.0 mm

3.03.158

35.0 mm

3.03.159

Manche pour laboratoire dentaire, laiton/acier



Longueur


120.0 mm

3.03.250



Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

Analogues au niveau pilier



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Les analogues de pilier sont seulement utilisés pour la prise d'empreinte au moyen d'une coiffe d'empreinte au niveau pilier. Pour les références des différents analogues voir aussi les différentes lignes de pilier

Analogue EASY, acier inoxydable



Hauteur Cône

14.0 mm 4.0 mm

3.03.700

3.03.708

3.03.701

3.03.702

3.03.703

16.0 mm 6.0 mm

3.03.704

3.03.709

3.03.705

3.03.706

3.03.707

Analogue VARIOmulti, acier inoxydable



Ø Hauteur

4.8 mm 21.2 mm

3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, titane



Ø Longueur

4.8 mm 13.2 mm

3.03.083

Les analogues VARIOmulti pour CAD/CAM sont utilisés en cas de prise d'empreinte numérique par scanner intra-oral.

Instrument de vissage pour analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, acier inoxydable



Longueur

35.8 mm

3.03.157

Analogue LOCATOR®, 4 pièces par unité, aluminium



Ø

4.0 mm (de préférence pour les PF Ø 3.5, 4.0 et 4.5 mm)

8530

5.0 mm (de préférence pour les PF Ø 5.0 et 6.0 mm)

8516

Analogue pour ancrage sphérique, titane



Longueur

13.0 mm

3.03.033

Les ancrages sphériques Thommen Medical ont un diamètre de 2.25 mm et sont compatibles avec toutes les matrices correspondant à cette géométrie (exemple : Dalbo®-Plus, Tima®, Ecco®, Pro-Snap®, etc.).

Analogue pour barre, titane





Longueur Ø

21.5 mm 4.0 mm

3.03.105

Aperçu prothétique PF 3.5

Vis	Façonneur gingival
	Utilisable pour toutes les restaurations
Vis occlusale  Longueur 3.5 mm 4.03.507	Façonneur gingival ajustable  Hauteur 7.5 mm 4.03.570
Vis pour barre  Longueur 4.3 mm 4.03.506	Vis de cicatrisation SE  Hauteur 1.0 mm 4.03.515
Vis de pilier  Longueur 5.8 mm 4.03.500	Façonneur gingival  Hauteur 2.0 mm 4.03.520 3.2 mm 4.03.530 4.5 mm 4.03.540 5.7 mm 4.03.800 7.0 mm 4.03.550
VARIOmulti Vis de modelage  Longueur Pcs 19.3 mm 4 3.03.598 Q4	Façonneur gingival étroit  Hauteur 2.0 mm 4.04.310 3.2 mm 4.04.320 4.5 mm 4.04.330 5.7 mm 4.04.340 7.0 mm 4.04.350
Vis de laboratoire  Longueur 25.0 mm 3.03.515	Façonneur gingival+  Hauteur 2.0 mm 4.03.525 3.2 mm 4.03.535
Vis de modelage  Longueur Pcs 22.5 mm 4 3.03.590 Q4	
Dynamic Vis de pilier  Longueur 6.6 mm 41.314.069.01-2	

	Prise d'empreinte	Restauration prov.
Scellée	Coiffe d'empreinte EASY </	

REMARQUE: · Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
 · Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément **I** – **VI**
 · Anti-rotationnel  Rotationnel 

Restauration définitive

Pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.700
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.704
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.710
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.714
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	4.03.734

Piliert EASY 20°

Col	Hauteur	
20° court 0.5 mm	6.5 mm	4.03.010
20° long 3.0 mm	8.0 mm	4.03.014

Set de pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.700
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.704
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.710
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.714
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	1.04.734

Contenu du set :
 Pilier EASY
 Vis de pilier
 Coiffe d'empreinte EASY
 Analogue EASY
 Coiffe provisoire EASY
 Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne
 Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge

Coiffe de résine calcinable

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
4.7 mm	4.0 mm	2.03.720
6.7 mm	6.0 mm	2.03.724
4.7 mm	4.0 mm	2.03.730*
6.7 mm	6.0 mm	2.03.734*

Analogue

Analogue EASY

Cône	
4.0 mm	3.03.700
6.0 mm	3.03.704

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.060
14.0 mm	3.03.090

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.085

Set de pilier ART

Vis de pilier incl.	
Cône Hauteur	
6.0 mm 9.0 mm	1.03.623

Set de pilier de meulage ART

Vis de pilier incl.	
Cône Hauteur	
12.0 mm	1.03.649

Dynamic Tibase®

Vis de pilier incl.	
Hauteur	
4.0 mm	31.311.113.01-2
4.0 mm	31.321.113.01-2*

Dynamic Tibase® raccourcissable

Vis de pilier incl.	
Hauteur	
9.0 mm	31.310.113.21-2
9.0 mm	31.320.113.21-2*

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.725
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.735*

Analogue EASY

Cône	
6.0 mm	3.03.705

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.060
14.0 mm	3.03.090

Set VARIOflex

Vis de pilier fournie	
Coiffe de résine calcinable	
Hauteur	
12.0 mm	1.04.830
12.0 mm	1.04.835*

Set Base titane CAD/CAM

Vis de pilier incl.	
Hauteur	
5.2 mm	1.04.750
5.2 mm	1.04.760*

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Vis de pilier incl.	
Longueur Ø	
15.0 mm 8.0 mm	1.04.401

VARIOeco Coiffe de résine

Hauteur	
12.0 mm	2.03.790

VARIOflex Coiffe de résine

Hauteur	
11.5 mm	2.03.840

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.085

Set de pilier VARIO 17°

0°	Hauteur	Hauteur d'épaulement	Type A	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.160
30°	Hauteur	Hauteur d'épaulement	Type B	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.180

Contenu du set :
 · Pilier VARIO 17° (titane)
 · Assise de vis VARIO 17° or
 · Vis occlusale
 · Vis de pilier

Pilier en or VARIO, HSL

Hauteur	Cône	
12.7 mm	3.5 mm	2.03.410
12.7 mm	3.5 mm	2.03.400*

Assise de vis or VARIO 17°

Hauteur	Ø	
11.3 mm	2.9 mm	2.03.610

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.085

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.060
14.0 mm	3.03.090

VARIOmulti Pilier

Hauteur	Hauteur d'épaulement	
3.0 mm	0.8 mm	4.03.600
4.2 mm	2.0 mm	4.03.605
5.2 mm	3.0 mm	4.03.610

VARIOmulti Pilier angulé à 17°

Angle	Hauteur	Hauteur d'épaulement	
17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.680
30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.685

VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable

Hauteur	Ø	
4.2/13.5 mm	4.8 mm	2.03.600

VARIOmulti coiffe calcinable

Hauteur	Ø	pcs	
13.5 mm	4.8 mm	2	2.03.601 02

VARIOmulti Analogue

Hauteur	Ø	
21.2 mm	4.8 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM

Hauteur	Ø	
13.2 mm	4.8 mm	3.03.083

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM

vis occlusale incl.	
Hauteur Ø	
4.5 mm 4.8 mm	1.04.850

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable

vis occlusale incl.	
Hauteur Ø	
9.0 mm 4.8 mm	1.04.851

LOCATOR® Pilier

Hauteur	
0.73 mm	8875
2.0 mm	8876
3.0 mm	8877
4.0 mm	8878
5.0 mm	8879*
6.0 mm	8880*

*uniquement disponible aux USA

Pilier de fraisage RETAIN

Hauteur	
11.0 mm	4.03.420

Pilier pour barre

Hauteur	
5.5 mm	4.03.380

Coiffe pour barre

Or	
2.03.335	
Titane	4.03.070




LOCATOR®
 Composants, voir
www.thommenmedical.com
 ou Catalogue de produits

Longueur	
21.5 mm	3.03.105
Ø	
4.0 mm	

LOCATOR® Analogue

Ø	pcs	
4.0 mm	4	8530
5.0 mm	4	8516

Aperçu prothétique PF 4.0

Vis	Façonneur gingival
	Utilisable pour toutes les restaurations
Vis occlusale  Longueur 3.5 mm 4.03.507	Façonneur gingival ajustable  Hauteur 7.5 mm 4.03.571
Vis pour barre  Longueur 4.3 mm 4.03.506	Vis de cicatrisation SE  Hauteur 1.0 mm 4.03.519
Vis de pilier  Longueur 7.2 mm 4.03.501 10.2 mm 4.03.502	Façonneur gingival  Hauteur 2.0 mm 4.03.524 3.2 mm 4.03.534 4.5 mm 4.03.544 5.7 mm 4.03.564 7.0 mm 4.03.554
VARIOmulti  Longueur Pcs 19.3 mm 4 3.03.598 04	Façonneur gingival étroit  Hauteur 2.0 mm 4.04.311 3.2 mm 4.04.321 4.5 mm 4.04.331 5.7 mm 4.04.341 7.0 mm 4.04.351
Vis de laboratoire  Longueur 25.0 mm 3.03.516	
Vis de modelage  Longueur Pcs 23.4 mm 4 3.03.591 04	
Dynamic Vis de pilier  Longueur 7.2 mm 41.316.076.02-2	

	Prise d'empreinte	Restauration prov.
Scellée	Coiffe d'empreinte EASY	Coiffe provisoire EASY
	 Hauteur Cône	 Hauteur Cône
	EASY 9,5 mm 4,0 mm 2.03.708	EASY 5,0 mm 4,0 mm 2.03.748
	EASY 11,5 mm 6,0 mm 2.03.709	EASY 7,0 mm 6,0 mm 2.03.749
	EASY e.p. 9,5 mm 4,0 mm 2.03.701	EASY e.p. 5,0 mm 4,0 mm 2.03.741
EASY e.p./ART 11,5 mm 6,0 mm 2.03.705	EASY e.p./ART 7,0 mm 6,0 mm 2.03.745	
Vissée & Scellée	Coiffes d'empreinte	Set VARIOtemp
	 Aluminium Titane	 Vis pour modelage incluse
	Titane Conique Conique Conique Conique	Hauteur
	3.04.031 3.04.047 3.03.078 3.04.037	12,0 mm 1.04.081
	Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle	12,0 mm 1.04.086*
	3.03.079 3.03.019 3.03.018 3.04.021	
	3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581	
	Pilier de scannage Vis pour coiffe d'empreinte	
	 Acier revêtu 3.03.776	 Longueur 13,2 mm 3.03.575
	Vissée	Coiffes d'empreinte
 Aluminium Titane		 Vis pour modelage incluse
Titane Conique Conique Conique Conique		Hauteur
3.04.031 3.04.047 3.03.078 3.04.037		12,0 mm 1.04.081
Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle		12,0 mm 1.04.086*
3.03.079 3.03.019 3.03.018 3.04.021		
3.03.575 3.03.576 3.03.577 3.03.581		
Coiffe d'empreinte VARIOmulti		VARIOmulti Coiffe de protection
 Hauteur 18,0 mm 3.04.805		 Hauteur 4,5 mm 4.03.801
VARIOmulti Pilier de scannage VARIOmulti Pilier de scannage, court		VARIOmulti Coiffe provisoire
 Hauteur 8,0 mm 4,5 mm 3.03.780	 Vis de modelage fournie	
 Hauteur 5,0 mm 5,0 mm 3.03.781	Hauteur 15,0 mm 3.03.804	
Overdenture	LOCATOR® Pilier Coiffe d'empreinte	LOCATOR®
	 Aluminium 4 pcs 8505	 20 pcs 8515-20
	 Hauteur Ø 5,0 mm 6,0 mm 3.03.101	

REMARQUE:

- Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
- Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément **I** – **VI**
- Anti-rotationnel  Rotationnel 

Restauration définitive

Pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.708
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.709
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.718
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.719
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	4.03.739

Pilier EASY 20°

Col	Hauteur	
20° court 0.5 mm	6.5 mm	4.03.018
20° long 3.0 mm	9.0 mm	4.03.019

Set de pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.708
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.709
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.718
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.719
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	1.04.739

Contenu du set:
 Pilier EASY
 Vis de pilier
 Coiffe d'empreinte EASY
 Analogue EASY
 Coiffe provisoire EASY
 Coiffe de résine EASY
 Calcinable pour couronne
 Coiffe de résine EASY
 Calcinable pour bridge

Pilier EASY e.p.

Hauteur	Cône	
7.0 mm	4.0 mm	4.03.728
9.0 mm	6.0 mm	4.03.729

Coiffe de résine calcinable

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.728
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.729
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.738*
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.739*
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.721
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.725
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.731*
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.735*

Analogue

Analogue EASY

Cône	
EASY 4.0 mm	3.03.708
EASY 6.0 mm	3.03.709
EASY e.p. 4.0 mm	3.03.701
EASY e.p. 6.0 mm	3.03.705

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.061
14.0 mm	3.03.095

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.086

Set de pilier ART

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	6.0 mm	9.0 mm	1.03.624

Set de pilier de meulage ART

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	12.0 mm		1.03.650

Dynamic Tibase®

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	4.0 mm		31.312.114.01-2
	4.0 mm		31.322.114.01-2*

Dynamic Tibase® raccourcissable

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	9.0 mm		31.312.114.21-2
	9.0 mm		31.322.114.21-2*

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.725
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.735*

Analogue EASY

Cône	
ART 6.0 mm	3.03.705

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.061
14.0 mm	3.03.095

Set VARIOflex

Vis de pilier fournie	Cône	Hauteur	
	12.0 mm		1.04.831
	12.0 mm		1.04.836*

Set Base titane CAD/CAM

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	5.2 mm		1.04.751
	5.2 mm		1.04.761*

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	15.0 mm	11.5 mm	1.04.403

VARIOeco

Hauteur	
12.0 mm	2.03.791

VARIOflex

Hauteur	
11.5 mm	2.03.841

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.086

Set de pilier VARIO 17°

0°	Hauteur	Hauteur d'épaule	Type A	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.161
30°	Hauteur	Hauteur d'épaule	Type B	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.181

Contenu du set :
 • Pilier VARIO 17°
 (titane)
 • Assise de vis
 VARIO 17° or
 • Vis occlusale
 • Vis de pilier

Pilier en or VARIO, HSL

Hauteur	Cône	
12.7 mm	3.5 mm	2.03.414
12.7 mm	3.5 mm	2.03.404*

Assise de vis or VARIO 17°

Hauteur	Ø	
11.3 mm	2.9 mm	2.03.610

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.086

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.061
14.0 mm	3.03.095

VARIOmulti Pilier

Hauteur	Hauteur d'épaule	
3.0 mm	0.8 mm	4.03.601
4.2 mm	2.0 mm	4.03.606
5.2 mm	3.0 mm	4.03.611

VARIOmulti Pilier angulé à 17°

Angle	Hauteur	Hauteur d'épaule	
17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.681
30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.686

VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable

Hauteur	Ø	
4.2/13.5 mm	4.8 mm	2.03.600

VARIOmulti coiffe calcinable

Hauteur	Ø	pcs	
13.5 mm	4.8 mm	2	2.03.601 Q2

Vis de modelage Analogue

Hauteur	Ø	
21.2 mm	4.8 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM

Hauteur	Ø	
13.2 mm	4.8 mm	3.03.083

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	4.5 mm	4.8 mm	1.04.850

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	9.0 mm	4.8 mm	1.04.851

LOCATOR® Pilier

Hauteur	
1.0 mm	8461
2.0 mm	8462
3.0 mm	8463
4.0 mm	8464
5.0 mm	8465
6.0 mm	8466

Ancrage sphérique Pilier

Hauteur	
1.8 mm	4.03.048
3.0 mm	4.03.049

Pilier de fraisage RETAIN

Hauteur	
12.0 mm	4.03.428

Pilier pour barre

Hauteur	
5.5 mm	4.03.388

Coiffe pour barre

Or	
2.03.335	
Titane	
4.03.070	

LOCATOR®
 Composants, voir
www.thommenmedical.com
 ou Catalogue de produits

Ancrage sphérique Analogue

Longueur	
13.0 mm	3.03.033

LOCATOR® Analogue

Ø	pcs	
4.0 mm	4	8530
5.0 mm	4	8516

REMARQUE:

- Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
- Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément **I** – **VII**
- Anti-rotationnel  Rotationnel 

Restauration définitive

Pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.701
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.705
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.711
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.715
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	4.03.735

Pilier EASY 20°

Col	Hauteur	
20° court 0.5 mm	6.5 mm	4.03.011
20° long 3.0 mm	9.0 mm	4.03.015

Set de pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.701
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.705
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.711
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.715
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	1.04.735

Pilier EASY e.p.

Hauteur	Cône	
7.0 mm	4.0 mm	4.03.721
9.0 mm	6.0 mm	4.03.725

Contenu du set:
 Pilier EASY
 Vis de pilier
 Coiffe d'empreinte EASY
 Analogue EASY
 Coiffe provisoire EASY
 Coiffe de résine EASY
 Calcinable pour couronne
 Coiffe de résine EASY
 Calcinable pour bridge

Coiffe de résine calcinable

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.721
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.725
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.731*
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.735*
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.722
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.726
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.732*
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.736*

Analogue

Analogue EASY

Cône	
EASY 4.0 mm	3.03.701
EASY 6.0 mm	3.03.705
EASY e.p. 4.0 mm	3.03.702
EASY e.p. 6.0 mm	3.03.706

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.065
14.0 mm	3.03.091

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.087

Set de pilier ART

Vis de pilier incl.	Hauteur	
Cône court 0.5 mm	9.0 mm	1.03.625

Set de pilier de meulage ART

Vis de pilier incl.	Hauteur	
Cône court 0.5 mm	12.0 mm	1.03.651

Dynamic Tibase®

	
	
Vis de pilier incl.	
Hauteur	
4.0 mm	31.313.115.01-2
4.0 mm	31.323.115.01-2*

Dynamic Tibase® raccourcissable

  		 
Vis de pilier incl.		
Hauteur		
9.0 mm	31.313.115.21-2	
9.0 mm	31.323.115.21-2*	

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.726
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.736*

Analogue EASY

Cône	
ART 6.0 mm	3.03.706

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.065
14.0 mm	3.03.091

Set VARIOflex

Vis de pilier fournie	Coiffe de résine calcinable	Hauteur	
12.0 mm			1.04.832
12.0 mm			1.04.837*

Set Base titane CAD/CAM

Vis de pilier incl.	Hauteur	
5.2 mm		1.04.752
5.2 mm		1.04.762*

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Vis de pilier incl.	Longueur Ø	
15.0 mm	11.5 mm	1.04.405

VARIOeco Coiffe de résine

Hauteur	
12.0 mm	2.03.792

VARIOflex Coiffe de résine

Hauteur	
11.5 mm	2.03.842

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.087

Set de pilier VARIO 17°

0°	Hauteur	Hauteur d'épaule	Type A	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.162
30°	Hauteur	Hauteur d'épaule	Type B	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.182

Contenu du set :
 • Pilier VARIO 17°
 • Assise de vis VARIO 17° or
 • Vis occlusale
 • Vis de pilier

Pilier en or VARIO, HSL

Hauteur	Cône	
12.7 mm	3.5 mm	2.03.411
12.7 mm	3.5 mm	2.03.401*

Assise de vis or VARIO 17°

Hauteur	Ø	
11.3 mm	2.9 mm	2.03.610

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.087

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.065
14.0 mm	3.03.091

VARIOmulti Pilier

Hauteur	Hauteur d'épaule	
3.0 mm	0.8 mm	4.03.602
4.2 mm	2.0 mm	4.03.607
5.2 mm	3.0 mm	4.03.612

VARIOmulti Pilier angulé à 17°

Angle	Hauteur	Hauteur d'épaule	
17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.682
30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.687

VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable

Hauteur	Ø	
4.2/13.5 mm	4.8 mm	2.03.600

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	4.5 mm	4.8 mm	1.04.850

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	9.0 mm	4.8 mm	1.04.851

VARIOmulti coiffe calcinable

Hauteur	Ø	pcs	
13.5 mm	4.8 mm	2	2.03.601 02

VARIOmulti Analogue

Hauteur	Ø	
21.2 mm	4.8 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM

Hauteur	Ø	
13.2 mm	4.8 mm	3.03.083

LOCATOR® Pilier

Hauteur	
1.0 mm	8786
2.0 mm	8787
3.0 mm	8788
4.0 mm	8789
5.0 mm	8790
6.0 mm	8791

Ancrage sphérique Pilier

Hauteur	
1.8 mm	4.03.040
3.0 mm	4.03.041

Pilier de fraisage RETAIN

Hauteur	
12.0 mm	4.03.421

Pilier pour barre

Hauteur	
5.5 mm	4.03.381

Coiffe pour barre

Or	
	2.03.335
Titane	
	4.03.070

LOCATOR®
 Composants, voir
www.thommenmedical.com
 ou Catalogue de produits


Ancrage sphérique Analogue






Longueur	
13.0 mm	3.03.033

LOCATOR® Analogue

Ø	pcs	
4.0 mm	4	8530
5.0 mm	4	8516

Aperçu prothétique PF 5.0

Vis	Façonneur gingival
	Utilisable pour toutes les restaurations
Vis occlusale  Longueur 3.5 mm 4.03.507	Façonneur gingival ajustable  Hauteur 7.5 mm 4.03.573
Vis pour barre  Longueur 4.3 mm 4.03.506	Vis de cicatrisation SE  Hauteur 1.0 mm 4.03.517
Vis de pilier  Longueur 7.2 mm 4.03.501 10.2 mm 4.03.502	Façonneur gingival  Hauteur 2.0 mm 4.03.522 3.2 mm 4.03.532 4.5 mm 4.03.542 5.7 mm 4.03.562 7.0 mm 4.03.552
VARIOmulti  Longueur Pcs 19.3 mm 4 3.03.598 04	Façonneur gingival étroit  Hauteur 2.0 mm 4.04.313 3.2 mm 4.04.323 4.5 mm 4.04.333 5.7 mm 4.04.343 7.0 mm 4.04.353
Vis de laboratoire  Longueur 25.0 mm 3.03.516	
Vis de modelage  Longueur Pcs 23.4 mm 4 3.03.591 04	
Dynamic Vis de pilier  Longueur 7.2 mm 41.316.076.02-2	

	Prise d'empreinte	Restauration prov.
Scellée	Coiffe d'empreinte EASY  Hauteur Cône 2.03.702 EASY 9.5 mm 4.0 mm 2.03.706 EASY e.p. 9.5 mm 4.0 mm 2.03.703 EASY e.p./ART 11.5 mm 6.0 mm 2.03.707	Coiffe provisoire EASY  Hauteur Cône 2.03.742 EASY 5.0 mm 4.0 mm 2.03.746 EASY 7.0 mm 6.0 mm 2.03.743 EASY e.p. 5.0 mm 4.0 mm 2.03.747 EASY e.p./ART 7.0 mm 6.0 mm 2.03.747
Vissée & Scellée	Coiffes d'empreinte  Titane Conique Conique Conique Conique 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023 Pilier de scannage Vis pour coiffe d'empreinte  Acier revêtu 3.03.778 Longueur 13.2 mm 3.03.575	Set VARIOtemp  Vis pour modelage incluse Hauteur 12.0 mm 1.04.083 12.0 mm 1.04.088*
Vissée	Coiffes d'empreinte  Titane Conique Conique Conique Conique 3.04.033 3.04.049 3.03.072 3.04.039 Aluminium Conique Conique Parallèle Parallèle 3.03.076 3.03.016 3.03.012 3.04.023 Coiffe d'empreinte VARIOmulti Porte-empreinte ouvert Vis  Hauteur 18.0 mm 3.04.805 VARIOmulti Pilier de scannage VARIOmulti Pilier de scannage, court  Hauteur 8.0 mm 4.5 mm 3.03.780  Hauteur 5.0 mm 5.0 mm 3.03.781	Set VARIOtemp  Vis pour modelage incluse Hauteur 12.0 mm 1.04.083 12.0 mm 1.04.088* VARIOmulti Coiffe de protection VARIOmulti Coiffe provisoire  Hauteur 4.5 mm 4.03.801  Vis de modelage fournie Hauteur 15.0 mm 3.03.804
Overdenture	LOCATOR® Pilier Coiffe d'empreinte  Aluminium 4 pcs 8505	LOCATOR® Pilier pour barre Coiffe d'empreinte  Hauteur Ø 5.0 mm 6.0 mm 3.03.101
		LOCATOR®  20 pcs 8515-20

REMARQUE: - Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
- Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément **I** - **VI**
- Anti-rotationnel Rotationnel

Restauration définitive

Pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.702
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.706
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.712
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.716
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	4.03.736

Pilier EASY 20°

Col	Hauteur	
20° court 0.5 mm	6.5 mm	4.03.012
20° long 3.0 mm	9.0 mm	4.03.016

Set de pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.702
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.706
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.712
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.716
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	1.04.736

Contenu du set:
Pilier EASY
Vis de pilier
Coiffe d'empreinte EASY
Analogue EASY
Coiffe provisoire EASY
Coiffe de résine EASY
Calcinable pour couronne
Coiffe de résine EASY
Calcinable pour bridge

Pilier EASY e.p.

Hauteur	Cône	
7.0 mm	4.0 mm	4.03.722
9.0 mm	6.0 mm	4.03.726

Coiffe de résine calcinable

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.722
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.726
EASY 4.7 mm	4.0 mm	2.03.732*
EASY 6.7 mm	6.0 mm	2.03.736*
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.723
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.727
EASY e.p. 4.7 mm	4.0 mm	2.03.733*
EASY e.p. 6.7 mm	6.0 mm	2.03.737*

Analogue

Analogue EASY

Cône	
EASY 4.0 mm	3.03.702
EASY 6.0 mm	3.03.706
EASY e.p. 4.0 mm	3.03.703
EASY e.p. 6.0 mm	3.03.707

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.062
14.0 mm	3.03.092

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.088

Set de pilier ART

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	6.0 mm	9.0 mm	1.03.626

Set de pilier de meulage ART

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	12.0 mm		1.03.652

Dynamic Tibase®

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	4.0 mm		31.314.116.01-2
	4.0 mm		31.324.116.01-2*

Dynamic Tibase® raccourcissable

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	9.0 mm		31.314.116.21-2
	9.0 mm		31.324.116.21-2*

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.727
ART 6.7 mm	6.0 mm	2.03.737*

Analogue EASY

Cône	
ART 6.0 mm	3.03.707

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.062
14.0 mm	3.03.092

Set VARIOflex

Vis de pilier fournie	Cône	Hauteur	
	12.0 mm		1.04.833
	12.0 mm		1.04.838*

Set Base titane CAD/CAM

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	5.2 mm		1.04.753
	5.2 mm		1.04.763*

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Vis de pilier incl.	Cône	Hauteur	
	15.0 mm	11.5 mm	1.04.407

VARIOeco Coiffe de résine

Hauteur	
12.0 mm	2.03.793

VARIOflex Coiffe de résine

Hauteur	
11.5 mm	2.03.843

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.088

Set de pilier VARIO 17°

0°	Hauteur	Hauteur d'épaulement	Type A	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.163
30°	Hauteur	Hauteur d'épaulement	Type B	
	5.6 mm	0.5 mm		1.03.183

Contenu du set :
- Pilier VARIO 17°
- (titane)
- Assise de vis VARIO 17° or
- Vis occlusale
- Vis de pilier

Pilier en or VARIO, HSL

Hauteur	Cône	
12.7 mm	3.5 mm	2.03.412
12.7 mm	3.5 mm	2.03.402*

Assise de vis or VARIO 17°

Hauteur	Ø	
11.3 mm	2.9 mm	2.03.610

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.088

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.062
14.0 mm	3.03.092

VARIOmulti Pilier

Hauteur	Hauteur d'épaulement	
3.0 mm	0.8 mm	4.03.603
4.2 mm	2.0 mm	4.03.608
5.2 mm	3.0 mm	4.03.613

VARIOmulti Pilier angulé à 17°

Angle	Hauteur	Hauteur d'épaulement	
17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.683
30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.688

VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable

Hauteur	Ø	
4.2/13.5 mm	4.8 mm	2.03.600

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	4.5 mm	4.8 mm	1.04.850

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable

vis occlusale incl.	Hauteur	Ø	
	9.0 mm	4.8 mm	1.04.851

VARIOmulti coiffe calcinable

Hauteur	Ø	pcs	
13.5 mm	4.8 mm	2	2.03.601 02

VARIOmulti Analogue

Hauteur	Ø	
21.2 mm	4.8 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM

Hauteur	Ø	
13.2 mm	4.8 mm	3.03.083

LOCATOR® Pilier

Hauteur	
1.0 mm	8792
2.0 mm	8793
3.0 mm	8794
4.0 mm	8795
5.0 mm	8796
6.0 mm	8797

Ancrage sphérique Pilier

Hauteur	
1.8 mm	4.03.042
3.0 mm	4.03.043

Pilier de fraisage RETAIN

Hauteur	
12.0 mm	4.03.422

Pilier pour barre

Hauteur	
5.5 mm	4.03.382

Coiffe pour barre

Or	
	2.03.335
Titane	
	4.03.070

LOCATOR®
Composants, voir
www.thommenmedical.com
ou Catalogue de produits

Ancrage sphérique Analogue

Longueur	
13.0 mm	3.03.033

LOCATOR® Analogue

Ø	pcs	
4.0 mm	4	8530
5.0 mm	4	8516

Aperçu prothétique PF 6.0

Vis

Vis occlusale



Longueur
3.5 mm **4.03.507**

Vis pour barre



Longueur
4.3 mm **4.03.506**

Vis de pilier



Longueur
7.2 mm **4.03.501**
10.2 mm **4.03.502**

Vis de modelage VARIOmulti



Longueur Pcs
19.3 mm 4 **3.03.598 04**

Vis de laboratoire



Longueur
25.0 mm **3.03.516**

Vis de modelage



Longueur Pcs
23.4 mm 4 **3.03.591 04**

Façonneur gingival

Utilisable pour toutes les restaurations

Façonneur gingival ajustable



Hauteur
7.5 mm **4.03.574**

Vis de cicatrisation SE



Hauteur
1.0 mm **4.03.518**

Façonneur gingival étroit



Hauteur
2.0 mm **4.03.523**
3.2 mm **4.03.533**
4.5 mm **4.03.543**
5.7 mm **4.03.563**
7.0 mm **4.03.553**

Prise d'empreinte

Coiffe d'empreinte EASY



Hauteur Cône
9.5 mm 4.0 mm **2.03.703**
11.5 mm 6.0 mm **2.03.707**

Restauration prov.

Coiffe provisoire EASY



Hauteur Cône
5.0 mm 4.0 mm **2.03.743**
7.0 mm 6.0 mm **2.03.747**

Scellée


Visée & Scellée

Visée

VARIOmulti

Overdenture

Coiffes d'empreinte



Pilier de scannage



Acier revêtu
3.03.779

Vis pour coiffe d'empreinte




Longueur
13.2 mm **3.03.575**

Set VARIOtemp




Vis pour
modelage incluse
Hauteur
12.0 mm **1.04.084**
12.0 mm **1.04.089***

Coiffes d'empreinte



Coiffe d'empreinte VARIOmulti



VARIOmulti Pilier de scannage




Hauteur Ø
8.0 mm 4.5 mm **3.03.780**

VARIOmulti Pilier de scannage, court



Hauteur Ø
5.0 mm 5.0 mm **3.03.781**

Set VARIOtemp




Vis pour
modelage incluse
Hauteur
12.0 mm **1.04.084**
12.0 mm **1.04.089***

VARIOmulti Coiffe de protection



Hauteur
4.5 mm **4.03.801**

VARIOmulti Coiffe provisoire



Vis de modelage
fournie
Hauteur
15.0 mm **3.03.804**

Pilier LOCATOR® Coiffe d'empreinte



Aluminium
4 pcs **8505**

LOCATOR®

20 pcs **8515-20**

Pièce d'écartement
20 pcs **8514**

REMARQUE: · Pour les solutions CAD/CAM individuelles, voir www.thommenmedical.com
 · Les symboles correspondent aux composants qui peuvent être commandés séparément **I** – **VI**
 · Anti-rotationnel  Rotationnel 

Restauration définitive

Pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.703
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.707
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.713
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.717

Pilier EASY 20°

Col	Hauteur	
20° court 0.5 mm	6.5 mm	4.03.013
20° long 3.0 mm	9.0 mm	4.03.017

Set de pilier EASY

Col	Cône	Hauteur	
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.703
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.707
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.713
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.717

Contenu du set :
 Pilier EASY
 Vis de pilier
 Coiffe d'empreinte EASY
 Analogue EASY
 Coiffe provisoire EASY
 Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne
 Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge

Coiffe de résine calcinable

Coiffe de résine EASY

Hauteur	Cône	
4.7 mm	4.0 mm	2.03.723
6.7 mm	6.0 mm	2.03.727
4.7 mm	4.0 mm	2.03.733*
6.7 mm	6.0 mm	2.03.737*

Analogue

Analogue EASY

Cône	
4.0 mm	3.03.703
6.0 mm	3.03.707

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.063
15.0 mm	3.03.093

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.089

Set VARIOflex

Vis de pilier fournie	Coiffe de résine calcinable
Hauteur	
12.0 mm	1.04.834
12.0 mm	1.04.839*

Set Base titane CAD/CAM

Vis de pilier incl.	
Hauteur	
5.2 mm	1.04.754
5.2 mm	1.04.764*

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Vis de pilier incl.	
Longueur Ø	
15.0 mm 11.5 mm	1.04.409

VARIOeco Coiffe de résine

Hauteur	
12.0 mm	2.03.794

VARIOflex Coiffe de résine

Hauteur	
11.5 mm	2.03.844

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.063
15.0 mm	3.03.093

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.089

Pilier en or VARIO, HSL

Hauteur	Cône	
12.7 mm	3.5 mm	2.03.413
12.7 mm	3.5 mm	2.03.403*

Analogue au niveau implant pour CAD/CAM

Longueur	
11.4 mm	3.03.089

Analogue au niveau implant

Longueur	
22.0 mm	3.03.063
15.0 mm	3.03.093

VARIOmulti Pilier

Hauteur	Hauteur d'épaulement	
3.7 mm	1.5 mm	4.03.604

VARIOmulti Pilier angulé à 17°

Angle	Hauteur	Hauteur d'épaulement	
17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.684
30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.689

VARIOmulti coiffe en or avec cylindre calcinable

Hauteur	Ø	
4.2/13.5 mm	4.8 mm	2.03.600

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM

vis occlusale incl.	
Hauteur Ø	
4.5 mm 4.8 mm	1.04.850

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable

vis occlusale incl.	
Hauteur Ø	
9.0 mm 4.8 mm	1.04.851

VARIOmulti Coiffe de résine

Hauteur	Ø	pcs	
13.5 mm	4.8 mm	2	2.03.601 02

VARIOmulti Analogue

Hauteur Ø	
21.2 mm 4.8 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM

Hauteur Ø	
13.2 mm 4.8 mm	3.03.083

Pilier LOCATOR®

Hauteur	
1.0 mm	8881
2.0 mm	8882
3.0 mm	8883
4.0 mm	8884

Pilier de fraisage RETAIN

Hauteur	
12.0 mm	4.03.423

LOCATOR®
 Composants, voir
www.thommenmedical.com
 ou Catalogue de produits


LOCATOR® Analogue

	
Ø	pcs
4.0 mm 4	8530
5.0 mm 4	8516

SPI®VARIOtemp

pour restaurations provisoires


www.ifu-tm.com/THM61121



PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0
--------	--------	--------	--------	--------



Attention: Les piliers pour la restauration de couronnes unitaires ne peuvent pas être utilisés pour confectonner des bridges vissés car ils ne permettent aucune divergence d'axe.



Set de pilier VARIOtemp couronne, titane/acier inoxydable

Hauteur


12.0 mm

1.04.080	1.04.081	1.04.082	1.04.083	1.04.084
----------	----------	----------	----------	----------

Contenu du set:

- 1 Pilier
- 1 Vis de modelage

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.



Set de pilier VARIOtemp bridge, titane/acier inoxydable

Hauteur

12.0 mm

1.04.085	1.04.086	1.04.087	1.04.088	1.04.089
----------	----------	----------	----------	----------

Contenu du set:

- 1 Pilier
- 1 Vis de modelage

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

5.8 mm

4.03.500				
----------	--	--	--	--

7.2 mm

	4.03.501			
--	----------	--	--	--

10.2 mm

	4.03.502			
--	----------	--	--	--




Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

Base en titane pour CAD/CAM

pour restaurations scellées et vissées

www.ifu-tm.com/THM61123



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Attention: Les piliers pour la restauration de couronnes unitaires ne peuvent pas être utilisés pour confectionner des bridges vissés car ils ne permettent aucune divergence d'axe.

Base en titane couronne pour CAD/CAM, vis de pilier incl., titane



Hauteur

5.2 mm


1.04.750

1.04.751

1.04.752

1.04.753

1.04.754



Base titane bridge pour CAD/CAM, vis de pilier incl., titane



Hauteur

5.2 mm


1.04.760

1.04.761


1.04.762

1.04.763

1.04.764



Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

5.8 mm

4.03.500

7.2 mm

4.03.501

10.2 mm

4.03.502

Vis de laboratoire, acier inoxydable, 5 pièces par unité (Q5)



Longueur

25.0 mm

3.03.515

3.03.516

25.0 mm

3.03.515 Q5

3.03.516 Q5

Cylindre de modelage, PTFE, 5 pièces par unité (Q5)



Longueur

70.0 mm

2.03.450 Q5

2.03.451 Q5



Coiffe de résine calcinable VARIOeco, pour base en titane, POM



Hauteur

12.0 mm

2.03.790

2.03.791

2.03.792

2.03.793

2.03.794


Coiffe de modelage calcinable pour la fabrication conventionnelle d'armatures sur base en titane.



Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

Base en titane Dynamic pour CAD/CAM

www.dynamicabutment.com



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Attention: Les piliers pour la restauration de couronnes unitaires ne peuvent pas être utilisés pour confectionner des bridges vissés car ils ne permettent aucune divergence d'axe.



Base en titane Dynamic pour couronne, vis de pilier Dynamic incl., alliage de titane



numérique

Hauteur

4.0 mm

31.311.113.01-2

31.312.114.01-2

31.313.115.01-2

31.314.116.01-2



Base en titane Dynamic pour bridge, vis de pilier Dynamic incl., alliage de titane



numérique

Hauteur

4.0 mm

31.321.113.01-2

31.322.114.01-2

31.323.115.01-2

31.324.116.01-2



Base en titane Dynamic pour couronne, raccourcissable, de pilier Dynamic incl., alliage de titane



numérique

Hauteur

9.0 mm

31.310.113.21-2

31.312.114.21-2

31.313.115.21-2

31.314.116.21-2



Base en titane Dynamic pour bridge, raccourcissable, de pilier Dynamic incl., alliage de titane



numérique

Hauteur

9.0 mm

31.320.113.21-2

31.322.114.21-2

31.323.115.21-2

31.324.116.21-2

Vis de pilier Dynamic, 6 lobes, alliage de titane



Longueur

6.6 mm

41.314.069.01-2

7.2 mm

41.316.076.02-2

Tournevis Dynamic, acier inoxydable



Longueur

18.0 mm

43.618.201.01-2

24.0 mm

43.624.201.01-2

32.0 mm

43.632.201.01-2




Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II

Pour piliers individualisés

www.ifu-tm.com/THM61137



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II, vis de pilier incl., titane



numérique

Longueur Ø

15.0 mm 8.0 mm

1.04.401

15.0 mm 11.5 mm

1.04.403

1.04.405

1.04.407

1.04.409

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

5.8 mm

4.03.500

7.2 mm

4.03.501

10.2 mm

4.03.502

Les piliers de fraisage CAD/CAM type II sont compatibles avec les porte-piliers Medentika® PreFace disponibles pour un grand nombre de fraiseuses. Des informations sur les fraiseuses compatibles sont disponibles sur le site www.thommenmedical.com.




Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

SPI®VARIOflex

pour restaurations scellées et vissées

www.ifu-tm.com/THM61119



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Attention: Les piliers pour la restauration de couronnes unitaires ne peuvent pas être utilisés pour confectionner des bridges vissés car ils ne permettent aucune divergence d'axe.

Set de pilier VARIOflex pour couronne, titane/POM

Hauteur

12.0 mm


1.04.830

1.04.831

1.04.832

1.04.833

1.04.834



Contenu du set:

- 1 Pilier
- 1 Vis de pilier
- 1 Coiffe de résine calcinable

Set de pilier VARIOflex pour bridge, titane/POM

Hauteur

12.0 mm

1.04.835

1.04.836

1.04.837

1.04.838

1.04.839



Contenu du set:

- 1 Pilier
- 1 Vis de pilier
- 1 Coiffe de résine calcinable

Coiffe en résine VARIOflex calcinable, POM

Hauteur

11.5 mm

2.03.840

2.03.841

2.03.842

2.03.843

2.03.844



Cylindre de modelage, PTFE, 5 pièces par unité (Q5)

Longueur

70.0 mm

2.03.450 Q5

2.03.451 Q5




Attention: Thommen Medical met à disposition les bibliothèques correspondantes de CAO. Un aperçu se trouve sur www.thommenmedical.com.

SPI®VARIOmulti

pour restaurations vissées

www.ifu-tm.com/THM61118



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Pilier VARIOmulti, titane, avec poignée de positionnement

	Hauteur (H)	Hauteur d'épaulement (h)					
	3.0 mm	0.8 mm	4.03.600	4.03.601	4.03.602	4.03.603	
	3.7 mm	1.5 mm					4.03.604
	4.2 mm	2.0 mm	4.03.605	4.03.606	4.03.607	4.03.608	
	5.2 mm	3.0 mm	4.03.610	4.03.611	4.03.612	4.03.613	

Pilier VARIOmulti, angulé, titane

	Angle	Hauteur (H)	Hauteur d'épaulement (h)					
	17°	4.3 mm	2.7 mm	4.03.680	4.03.681	4.03.682	4.03.683	4.03.684
	30°	4.4 mm	3.3 mm	4.03.685	4.03.686	4.03.687	4.03.688	4.03.689

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane


	Longueur				
	5.8 mm	4.03.500			
	7.2 mm			4.03.501	
	10.2 mm			4.03.502	

Vis occlusale, 4 lobes, alliage de titane

	Longueur	
	3.5 mm	4.03.507

Profileur d'os+, réutilisable, acier inoxydable

	Longueur				
	29.0 mm	3.03.670	3.03.672	3.03.674	3.03.676
	Pour pilier VARIOmulti angulé				



 Coiffe de protection VARIOmulti, filetée, titane



Ø	Hauteur	
5.3 mm	4.5 mm	4.03.801

 Coiffe provisoire VARIOmulti, vis de modelage incl., titane/acier inoxydable



Ø	Hauteur	
5.2 mm	15.0 mm	3.03.804

Vis de modelage pour coiffe provisoire VARIOmulti, 4 lobes, acier inoxydable,
4 pièces par unité (Q4)



Longueur	
19.3 mm	3.03.598 Q4

 Coiffe d'empreinte VARIOmulti*, titane



Ø	Hauteur	
5.3 mm	18.0 mm	3.04.805

* Visser les coiffes d'empreinte VARIOmulti avec les vis jaunes pour coiffes d'empreinte PF 3.5 (réf. art. 3.03.572, 3.03.573, 3.03.574, 3.03.580) (voir page 17).

 Analogue VARIOmulti, acier inoxydable



Ø	Hauteur	
4.8 mm	21.2 mm	3.03.800

Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, titane



Ø	Longueur	
4.8 mm	13.2 mm	3.03.083

Les analogues VARIOmulti pour CAD/CAM sont utilisés pour des modèles imprimés en 3D.

Instrument de vissage pour analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, acier inoxydable




Longueur	
35.8 mm	3.03.157

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

 Pilier de scannage VARIOmulti, titane, traitement de surface, 4 lobes




Ø	Hauteur	
4.5 mm	8.0 mm	3.03.780



 Pilier de scannage VARIOmulti, court, titane, traitement de surface, 4 lobes



Ø	Hauteur	
5.0 mm	5.0 mm	3.03.781



Pour fixer les piliers de scannage VARIOmulti, aucune vis additionnelle n'est requise.

Les piliers de scannage sont à utiliser de la manière suivante :

Pilier de scannage long (3.03.780)

- Numérisation au laboratoire: Pilier de scannage long (3.03.780)


- Numérisation intra-orale avec dents adjacentes: Pilier de scannage long (3.03.780)

- Numérisation intra-orale sans dents adjacentes: Pilier de scannage court (3.03.781), dans la mesure où le marquage laser dépasse de la gencive.

Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, vis occlusale incl., alliage de titane/Ti




Ø	Hauteur	
4.8 mm	4.5 mm	1.04.850



Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, ajustable, vis occlusale incl., alliage de titane/Ti



Ø	Hauteur	
4.8 mm	9.0 mm	1.04.851



 Coiffe en or VARIOmulti, cylindre en résine calcinable, or/résine calcinable incl.



Ø	Hauteur	
4.8 mm	4.2/13.5 mm	2.03.600

 Coiffe de résine VARIOmulti calcinable, résine, 2 pièces par unité (Q2)



Ø	Hauteur	
4.8 mm	13.5 mm	2.03.601 Q2

Poignée de positionnement pour piliers angulés VARIO et VARIOmulti, acier inoxydable

Ø	Longueur	
4.0 mm	25.0 mm	3.03.521

Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base*, carbure de tungstène

Longueur	
16.0 mm	3.03.420

* L'alésoir VARIO pour base (réf. art. 3.03.420) peut également être utilisé pour travailler la coiffe en or VARIOmulti (réf. art. 2.03.600). Pour la retouche correcte de la base, utiliser l'alésoir VARIOmulti pour base avec la tige de guidage VARIO correspondante (réf. 3.03.424).

Tige de guidage VARIO pour alésoir VARIOmulti, acier inoxydable

Longueur	
15.0 mm	3.03.424

Gabarit pour alésoir VARIO et VARIOmulti pour canal de vis, pour utilisation en laboratoire, acier inoxydable**3.03.430**

Pour la retouche correcte du canal de vis, utiliser les alésoirs VARIO (réf. art. 3.03.435, 3.03.436) et VARIOmulti (réf. art. 3.03.437) pour canal de vis.

Alésoir VARIOmulti pour canal de vis, carbure de tungstène, acier inoxydable

Longueur	
40.0 mm	3.03.437

Pour la retouche correcte de l'assise de vis, utiliser l'alésoir VARIOmulti pour canal de vissage avec le gabarit correspondant (réf. 3.03.430). Pour utiliser l'alésoir, il faut en plus un instrument de vissage MONO (réf. art. 3.03.162, 3.03.163).

Instrument de vissage MONO, acier inoxydable/PEEK


	court*	long
Longueur	15.4 mm	25.8 mm
	3.03.162	3.03.163

* L'instrument de vissage court MONO (réf. Art. 3.03.162) est compatible avec tous les mandrins dentaires.

SPI®VARIO

pour restaurations vissées

www.ifu-tm.com/THM61134, www.ifu-tm.com/THM61136



Anti-rotationnel
Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Attention: Les piliers pour la restauration de couronnes unitaires ne peuvent pas être utilisés pour confectionner des bridges vissés car ils ne permettent aucune divergence d'axe.



Pilier en or VARIO pour couronne, or/résine calcinable



Hauteur (H) Cône (h)

12.7 mm 3.5 mm

2.03.410

2.03.414

2.03.411

2.03.412

2.03.413

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive du pilier dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.



Pilier en or VARIO pour bridge, or/résine calcinable



Hauteur (H) Cône (h)

12.7 mm 3.5 mm

2.03.400

2.03.404

2.03.401

2.03.402

2.03.403

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

5.8 mm

4.03.500

7.2 mm


4.03.501

10.2 mm

4.03.502



Set de pilier VARIO 17°



Hauteur

5.6 mm

Hauteur d'épaulement

0.5 mm

Type A

1.03.160

1.03.161

1.03.162

1.03.163

Type B

1.03.180

1.03.181

1.03.182

1.03.183

Contenu du set:

- 1 Pilier VARIO 17° (titane)
- 1 Assise de vis or VARIO 17°
- 1 Vis occlusale
- 1 Vis de pilier

Les piliers VARIO 17° sont de type A (0°) ou B (30°) afin de permettre un positionnement du pilier exact par pas de 30°.



Assise de vis or VARIO 17°, or/résine calcinable (compatible avec toutes les tailles de plateforme)




Hauteur

2.0/11.3 mm 2.9 mm

2.03.610

Vis occlusale, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

3.5 mm

4.03.507

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Poignée de positionnement pour piliers angulés VARIO et VARIOmulti, acier inoxydable

Longueur Ø

25.0 mm 4.0 mm

3.03.521**Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base*, carbure de tungstène**

Longueur

16.0 mm

3.03.420**3.03.421**

* L'alésoir VARIO pour base (réf. art. 3.03.420) peut également être utilisé pour travailler la coiffe en or VARIOmulti (réf. art. 2.03.600). Pour la retouche correcte de la base, utiliser l'alésoir VARIOmulti pour base avec la tige de guidage VARIO correspondante (réf. 3.03.424).

Tige de guidage VARIO pour alésoir VARIO, acier inoxydable

Longueur

12.5 mm

3.03.425**3.03.423**

15.0 mm

3.03.424**Gabarit pour alésoir VARIO et VARIOmulti pour canal de vis, pour utilisation en laboratoire, acier inoxydable****3.03.430**

Pour la retouche correcte du canal de vis, utiliser les alésoirs VARIO (réf. art. 3.03.435, 3.03.436) et VARIOmulti (réf. art. 3.03.437) pour canal de vis.

Alésoir VARIO pour canal de vis, carbure de tungstène, acier inoxydable

Longueur

44.0 mm

3.03.435**3.03.436**

Pour la retouche correcte de l'assise de vis, utiliser l'alésoir VARIO pour canal de vis (réf. art. 3.03.435) avec le gabarit correspondant (réf. art. 3.03.430). Pour utiliser l'alésoir, il faut en plus un instrument de vissage MONO (réf. art. 3.03.162, 3.03.163).

Instrument de vissage MONO, acier inoxydable/PEEK

Longueur

court*

long

15.4 mm

25.8 mm


3.03.162**3.03.163**

* L'instrument de vissage court MONO (réf. Art. 3.03.162) est compatible avec tous les mandrins dentaires.

SPI®EASY

pour restaurations scellées

www.ifu-tm.com/THM61115



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Set de pilier EASY, titane

Col	Cône	Hauteur					
court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	1.04.700	1.04.708	1.04.701	1.04.702	1.04.703
court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	1.04.704	1.04.709	1.04.705	1.04.706	1.04.707
long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	1.04.710	1.04.718	1.04.711	1.04.712	1.04.713
long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	1.04.714	1.04.719	1.04.715	1.04.716	1.04.717
extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	1.04.734	1.04.739	1.04.735	1.04.736	



Contenu du set:

- 1 Pilier EASY
- 1 Vis de pilier
- 1 Coiffe d'empreinte EASY
- 1 Analogue EASY
- 1 Coiffe provisoire EASY
- 1 Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne
- 1 Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge

Les piliers EASY sont disponibles pour toutes les plateformes aussi bien en emballage individuel qu'en sets avec numéro de commande spécifique. Les piliers EASY angulés et les piliers EASY e.p. (profil d'émergence) sont disponibles uniquement à l'unité.


Pilier EASY, titane

	Col	Cône	Hauteur					
	court 0.5 mm	4.0 mm	4.5 mm	4.03.700	4.03.708	4.03.701	4.03.702	4.03.703
	court 0.5 mm	6.0 mm	6.5 mm	4.03.704	4.03.709	4.03.705	4.03.706	4.03.707
	long 2.0 mm	4.0 mm	6.0 mm	4.03.710	4.03.718	4.03.711	4.03.712	4.03.713
	long 2.0 mm	6.0 mm	8.0 mm	4.03.714	4.03.719	4.03.715	4.03.716	4.03.717
	extralong 4.0 mm	6.0 mm	10.0 mm	4.03.734	4.03.739	4.03.735	4.03.736	
	20°/court 0.5 mm		6.5 mm	4.03.010	4.03.018	4.03.011	4.03.012	4.03.013
	20°/long 3.0 mm		8.0 mm	4.03.014				
	20°/long 3.0 mm		9.0 mm		4.03.019	4.03.015	4.03.016	4.03.017

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane

Longueur				
	5.8 mm	4.03.500		
	7.2 mm		4.03.501	
	10.2 mm		4.03.502	



Anti-rotationnel
Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Coiffe d'empreinte EASY, résine



Hauteur	Cône					
9.5 mm	4.0 mm	2.03.700	2.03.708	2.03.701	2.03.702	2.03.703
11.5 mm	6.0 mm	2.03.704	2.03.709	2.03.705	2.03.706	2.03.707

Non compatible avec le pilier EASY 20°.

Coiffe provisoire EASY, résine en base de PMMA



Hauteur	Cône					
5.0 mm	4.0 mm	2.03.740	2.03.748	2.03.741	2.03.742	2.03.743
7.0 mm	6.0 mm	2.03.744	2.03.749	2.03.745	2.03.746	2.03.747

Analogue EASY, acier inoxydable



Hauteur	Cône					
14.0 mm	4.0 mm	3.03.700	3.03.708	3.03.701	3.03.702	3.03.703
16.0 mm	6.0 mm	3.03.704	3.03.709	3.03.705	3.03.706	3.03.707

Coiffe de résine calcinable EASY, pour couronne, résine calcinable



Hauteur	Cône					
4.7 mm	4.0 mm	2.03.720	2.03.728	2.03.721	2.03.722	2.03.723
6.7 mm	6.0 mm	2.03.724	2.03.729	2.03.725	2.03.726	2.03.727


Coiffe de résine calcinable EASY, pour bridge, résine calcinable



Hauteur	Cône					
4.7 mm	4.0 mm	2.03.730	2.03.738	2.03.731	2.03.732	2.03.733
6.7 mm	6.0 mm	2.03.734	2.03.739	2.03.735	2.03.736	2.03.737

SPI®EASY emergence profile

pour restaurations scellées



PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

EASY Pilier e.p., titane

Hauteur du col pour tous les piliers EASY e.p.: 3.0 mm

PF / PF e.p. Cône (h) Hauteur (H)

4.0 / 4.5 4.0 mm 7.0 mm

4.03.728

4.0 / 4.5 6.0 mm 9.0 mm

4.03.729

4.5 / 5.0 4.0 mm 7.0 mm

4.03.721

4.5 / 5.0 6.0 mm 9.0 mm

4.03.725

5.0 / 6.0 4.0 mm 7.0 mm

4.03.722




5.0 / 6.0 6.0 mm 9.0 mm

4.03.726

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.



Attention: En cas d'utilisation de pilier EASY à profil d'émergence (emergence profile, e.p.) il faut toujours utiliser les pièces auxiliaires EASY préfabriquées (coiffe d'empreinte, coiffe provisoire, analogue, coiffe de résine calcinable) **du diamètre de plateforme immédiatement supérieur.**



Pièces accessoires
(p. ex. coiffe de résine)

Plate-forme d'implant
ou de pilier

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



Coiffe d'empreinte EASY, résine

Hauteur	Cône (h)			
9.5 mm	4.0 mm	2.03.701	2.03.702	2.03.703
11.5 mm	6.0 mm	2.03.705	2.03.706	2.03.707

Non compatible avec le pilier EASY 20°.



Coiffe provisoire EASY, résine en base de PMMA

Hauteur	Cône (h)			
5.0 mm	4.0 mm	2.03.741	2.03.742	2.03.743
7.0 mm	6.0 mm	2.03.745	2.03.746	2.03.747



Analogue EASY, acier inoxydable

Hauteur	Cône (h)			
14.0 mm	4.0 mm	3.03.701	3.03.702	3.03.703
16.0 mm	6.0 mm	3.03.705	3.03.706	3.03.707



Coiffe de résine calcinable EASY, pour couronne, résine calcinable

Hauteur	Cône (h)			
4.7 mm	4.0 mm	2.03.721	2.03.722	2.03.723
6.7 mm	6.0 mm	2.03.725	2.03.726	2.03.727



Coiffe de résine calcinable EASY, pour bridge, résine calcinable

Hauteur	Cône (h)			
4.7 mm	4.0 mm	2.03.731	2.03.732	2.03.733
6.7 mm	6.0 mm	2.03.735	2.03.736	2.03.737




Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane

Longueur	
7.2 mm	4.03.501
10.2 mm	4.03.502

SPI®ART

pour restaurations esthétiques, scellées et vissées

www.ifu-tm.com/THM61135



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0



🔒 Pilier de meulage ART, vis de pilier incl., zirconium/alliage de titane

Hauteur

12.0 mm

1.03.649

1.03.650

1.03.651

1.03.652

🔒 Pilier ART, vis de pilier incl., zirconium/alliage de titane



PF / PF e.p. Hauteur (H) Cône (h)

3.5 / 4.5 9.0 mm 6.0 mm

1.03.623

4.0 / 4.5 9.0 mm 6.0 mm

1.03.624

4.5 / 5.0 9.0 mm 6.0 mm





1.03.625

5.0 / 6.0 9.0 mm 6.0 mm

1.03.626




Attention: En cas d'utilisation de piliers ART, il faut toujours utiliser les pièces auxiliaires EASY pré-fabriquées (coiffe d'empreinte, coiffe provisoire, analogue) **du diamètre de plateforme immédiatement supérieur**. La plateforme 3.5, qui présente une base prothétique (e.p.) 4.5 constitue l'exception.



Pièces accessoires
(p. ex. coiffe de résine)

Plate-forme d'implant
ou de pilier

Ø base proth. (e.p.)



Ø plateforme implant

 Anti-rotationnel
 Rotationnel

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0



 Coiffe d'empreinte EASY, résine

Hauteur	Cône (h)			
11.5 mm	6.0 mm	2.03.705	2.03.706	2.03.707



 Coiffe provisoire EASY, résine PMMA

Hauteur	Cône (h)			
7.0 mm	6.0 mm	2.03.745	2.03.746	2.03.747




 Analogue EASY, acier inoxydable

Hauteur	Cône (h)			
16.0 mm	6.0 mm	3.03.705	3.03.706	3.03.707

SPI®RETAIN

pour restaurations hybrides amovibles

www.ifu-tm.com/THM61128



PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Ancrage sphérique, titane



Hauteur

1.8 mm court

4.03.048

4.03.040

4.03.042

3.0 mm long

4.03.049

4.03.041

4.03.043

Les ancrages sphériques Thommen Medical ont un diamètre de 2.25 mm et sont compatibles avec toutes les matrices correspondant à cette géométrie (exemple: Dalbo®-PLUS, Tima®, Ecco®, Pro-Snap®, etc.).

Analogue pour ancrage sphérique, titane



Longueur

13.0 mm

3.03.033

Les ancrages sphériques Thommen Medical ont un diamètre de 2.25 mm et sont compatibles avec toutes les matrices correspondant à cette géométrie (exemple: Dalbo®-PLUS, Tima®, Ecco®, Pro-Snap®, etc.).

Instrument de vissage pour ancrage sphérique MONO, acier inoxydable/PEEK



Longueur Ø

26.0 mm 8.5 mm

3.03.169

Pilier de fraisage, titane



Hauteur

11.0 mm

4.03.420

12.0 mm

4.03.428


4.03.421

4.03.422

4.03.423

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve.

Vis de pilier, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

5.8 mm


4.03.500

7.2 mm

4.03.501

10.2 mm

4.03.502



Anti-rotationnel
Rotationnel

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Pilier pour barre, titane



Hauteur

5.5 mm

4.03.380

4.03.388

4.03.381

4.03.382

La vis de pilier n'est pas incluse. Pour une fixation définitive de la superstructure dans la bouche, il faut obligatoirement utiliser une vis de pilier neuve. Vis de pilier 4.03.502 non compatible avec le pilier pour barre.

Coiffe en or pour barre, alliage en or



Hauteur

4.7 mm

2.03.335

Coiffe en titane pour barre, titane



Hauteur

4.7 mm

4.03.070

Vis pour barre occlusale, 4 lobes, alliage de titane



Longueur

4.3 mm

4.03.506

Tenon à souder pour barre, acier inoxydable



Longueur

13.5 mm

3.03.151

Coiffe d'empreinte pour barre, aluminium anodisé/résine



Hauteur

5.0 mm

Ø

6.0 mm

3.03.101

Analogue pour barre, titane



Longueur

21.5 mm

Ø


4.0 mm

3.03.105

ZEST® LOCATOR®

système d'attachements

www.zestdent.com



PF 3.5


PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Pilier LOCATOR®, alliage de titane



Hauteurs de col

0.73 mm	8875				
1.0 mm		8461	8786	8792	8881
2.0 mm	8876	8462	8787	8793	8882
3.0 mm	8877	8463	8788	8794	8883
4.0 mm	8878	8464	8789	8795	8884
5.0 mm	8879*	8465	8790	8796	
6.0 mm	8880*	8466	8791	8797	

Pilier LOCATOR® et col pour VARIOmulti, 2 pièces par unité



Hauteurs de col

3.0 mm	8909-2
--------	---------------

Kit pour laboratoire LOCATOR®, lot de 2 sets, titane/nylon



8519-2

Contenu du set:

- 1 Insert mâle LOCATOR®, noir (8515)
- 1 Pièce d'écartement LOCATOR® (8514)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, transparente (8524)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, rose (8527)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, bleu (8529)
- 1 Boîtier de matrice LOCATOR®

Kit pour laboratoire LOCATOR®, pour équilibrage de divergences, lot de 2 sets, titane/nylon



8540-2

Contenu du set:

- 1 Insert mâle LOCATOR®, noir (85152)
- 1 Pièce d'écartement LOCATOR® (8514)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, vert (8547)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, orange (8915)
- 1 Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, rouge (8548)
- 1 Boîtier de matrice LOCATOR®

Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, 4 pièces par unité, nylon




Valeur de rétention		Teinte	
	2268 g	transparent	8524
légère	1363 g	rose	8527
extralégère	680 g	bleu	8529

Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, pour équilibrage de divergences, 4 pièces par unité, nylon



Valeur de rétention		Teinte	
	1361-1841 g	vert	8547
légère	907 g	orange	8915
extralégère	226 g	rouge	8548



Instrument universel LOCATOR®, acier inoxydable



8393

Coiffe d'empreinte LOCATOR®, 4 pièces par unité., aluminium/LDPE



8505

Analogue LOCATOR®, 4 pièces par unité, aluminium



Ø

4.0 mm (de préférence pour les PF 3.5, 4.0 et 4.5 mm)

8530

5.0 mm (de préférence pour les PF 5.0 et 6.0 mm)

8516

Pivot parallèle LOCATOR®, 4 pièces par unité, LDPE



8517

Guide pour mesure d'angle LOCATOR®, acier inoxydable



Largeur Hauteur

50.0 mm 15.0 mm

9530

LOCATOR®, noir, 20 pièces par unité, nylon



8515-20

Pièce d'écartement LOCATOR®, 20 pièces par unité, Teflon®



8514

LOCATOR® pour contre-angle et pour instrument de vissage MONO court, Acier inoxydable



Longueur

23.0 mm

8913

29.0 mm

8914

Instruments

pour l'insertion mécanique

www.ifu-tm.com/THM61141

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Adaptateur pour contre-angle, en une pièce, acier inoxydable



Longueur

24.0 mm

3.03.248

3.03.251

3.03.241

Adaptateur pour contre-angle, acier inoxydable



Longueur

18.0 mm

3.03.240



28.0 mm

3.03.249

Tournevis pour contre-angle, 4 lobes, acier inoxydable



	extracourt	court	long	extralong
Longueur	17.0 mm	22.0 mm	28.0 mm	38.0 mm
Longueur d'axe	4.0 mm	8.5 mm	14.5 mm	24.5 mm
	3.03.500	3.03.501	3.03.502	3.03.503

L'instrument de vissage MONO, court (réf. art. 3.03.162) et la clé à cliquet dynamométrique MONO (réf. art. 3.03.160) permettent l'utilisation de tous les instruments avec mandrin dentaire.

Instruments

pour l'insertion manuelle

www.ifu-tm.com/THM61141

Clé à cliquet dynamométrique MONO, alliage de titane



Longueur

110.0 mm

3.03.160

La clé à cliquet dynamométrique MONO permet un contrôle précis du couple de serrage. Pour un aperçu des couples de serrage, voir page 75.

Clé de maintien MONO, acier inoxydable



Longueur

94.7 mm

3.03.203

Circlip MONO, Viton, 2 pièces par unité (Q2)



2.03.170 Q2



Instrument de vissage **MONO**, acier inoxydable/PEEK

	court*	long
Longueur	15.4 mm	25.8 mm
	3.03.162	3.03.163

* L'instrument de vissage MONO, court (réf. art. 3.03.162) permet l'utilisation de tous les instruments avec mandrin dentaire avec la clé à cliquet dynamométrique MONO (réf. art. 3.03.160).



Tournevis **MONO**, 4 lobes, acier inoxydable/PEEK

	extracourt *	court	long
Longueur	14.5 mm	22.2 mm	28.2 mm
Longueur d'axe	5.1 mm	10.3 mm	16.3 mm
	3.03.165	3.03.166	3.03.167

* Le tournevis MONO extracourt est uniquement en acier inoxydable, sans appuie-doigt en PEEK.



Manche pour laboratoire dentaire, laiton/acier

Longueur	
120.0 mm	3.03.250



Instrument de vissage pour analogue d'implant pour **CAD/CAM**, acier inoxydable

	PF 3.5	PF 4.0	PF 4.5	PF 5.0	PF 6.0
Longueur					
35.0 mm	3.03.158				
35.0 mm					3.03.159



Instrument de vissage pour analogue **VARIOmulti** pour **CAD/CAM**, acier inoxydable

Longueur	
35.8 mm	3.03.157

Instruments pour chirurgie guidée

www.ifu-tm.com/THM61144



Foret initial, guidé, acier inoxydable

Longueur	Ø 2.0 mm
28.5 mm L 4.0	3.04.110



Foret pilote et foret VECTOdrill™, guidés, acier inoxydable

Diamètre						
	Longueur d'implant	L 6.5	L 8.0	L 9.5	L 11.0	L 12.5
	Longueur de foret	31.5 mm	33.0 mm	34.5 mm	36.0 mm	37.5 mm
Ø 2.0 mm		3.04.111	3.04.112	3.04.113	3.04.114	3.04.115
Ø 2.8 mm		3.04.121	3.04.122	3.04.123	3.04.124	3.04.125
Ø 3.5 mm		3.04.131	3.04.132	3.04.133	3.04.134	3.04.135



Foret de profil, guidé, acier inoxydable

PF	Type d'implant	CONTACT MC	CONTACT RC	ELEMENT MC
	Longueur de foret	34.0 mm	32.5 mm	30.5 mm
PF 3.5		3.04.171	3.04.161	3.04.151
PF 4.0		3.04.172	3.04.162	3.04.152
PF 4.5		3.04.173	3.04.163	3.04.153



Adaptateur, guidé, acier inoxydable

Longueur	
25.5 mm	3.04.090



Douille de guidage, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur	Ø 4.8 mm
5.0 mm	3.04.080 Q4



Instrument de pose et de contrôle pour douille de guidage, acier inoxydable

Longueur	Ø 4.8 mm
28.5 mm	3.04.100



Douille de guidage pour foret pilote VECTOdrill™, acier inoxydable, 4 pièces par unité (Q4)

Longueur	Ø intérieur	
6.0 mm	2.0 mm	3.03.141 Q4

La douille de guidage pour **foret pilote VECTOdrill™** peut être utilisée uniquement avec le **foret pilote VECTOdrill™**.



Adaptateur pour contre-angle, en une pièce, acier inoxydable

Longueur			
24.0 mm	3.03.248	3.03.251	3.03.241

En option, l'adaptateur pour contre-angle peut être utilisé pour l'insertion de l'implant en chirurgie non guidée. L'adaptateur une pièce pour contre-angle est inséré directement dans l'hexagone interne de l'implant. Retrouvez les instruments standard pour chirurgie guidée sur www.ifu-tm.com/THM61144.

Trousses

www.ifu-tm.com/THM61131



Trousse de chirurgie, pour nettoyage en machine, acier inoxydable/aluminium

Longueur × largeur × hauteur

276.0 × 176.0 × 59.5 mm

1.03.030



Trousse de chirurgie pour Chirurgie guidée, PF 3.5 – PF 4.5 / L6.5 - L12.5 mm, pour nettoyage mécanique

Longueur × largeur × hauteur

276.0 × 176.0 × 59.5 mm

1.04.020



Supports d'instruments pour la trousse de chirurgie

Composé de 2 supports d'instrument, taille S

8.03.090 Q2

Composé de 1 support d'instrument, taille M

8.03.091

La taille S est compatible avec la trousse de chirurgie pour Chirurgie guidée 1.04.020 et les tailles S et M avec la trousse de chirurgie 1.03.030.



Container pour trousse de chirurgie, plaque d'identification Thommen Medical incl., alliage d'aluminium

Longueur × largeur × hauteur

312.0 × 189.0 × 83.0 mm

ER510.080E



Filtres jetables en papier, 100 unités par unité de conditionnement

Longueur × largeur

118.0 × 235.0 mm

ER802.000N

Filtres permanents, 1 200 cycles de stérilisation, PTFE

Longueur × largeur

95.0 × 215.0 mm

ER802.020

ER802.000N et ER802.020 adapté à la boîte ER510.080E.

Non disponible aux USA.



Trousse prothétique, trousse vis incl., en matière synthétique, résistant à la stérilisation

Longueur × largeur × hauteur

190.0 × 140.0 × 58.0 mm

1.03.022



Trousse vis pour trousse prothétique, en matière synthétique, résistant à la stérilisation

Longueur × largeur × hauteur

56.0 × 47.0 × 33.5 mm

8.03.019



Trousse de nettoyage à ultrasons, en matière synthétique

Longueur × largeur × hauteur

160.0 × 72.0 × 28.0 mm

8.03.059



Set de manchons en silicone, pour trousse prothétique et chirurgicale, contient 4 dimensions différentes, 2 pièces de chaque (grises)

1.03.056

Compatible avec les articles 1.03.022 et 1.03.016.

Instruments d'explantation

www.ifu-tm.com/THM61152

PF 3.5

PF 4.0

PF 4.5

PF 5.0

PF 6.0

Foret d'explantation pour implants ELEMENT, acier inoxydable

Longueur						
	Ø extérieur		4.3 mm	5.0 mm	6.3 mm	7.3 mm
	Ø intérieur		3.8 mm	4.5 mm	5.3 mm	6.3 mm
31.0 mm *	court		3.03.303	3.03.304	3.03.305	3.03.306
37.0 mm	long		3.03.300	3.03.301	3.03.302	

Foret d'explantation pour implants CONTACT, acier inoxydable

Longueur					
	Ø extérieur		4.3 mm	5.0 mm	6.3 mm
	Ø intérieur		3.8 mm	4.5 mm	5.3 mm
31.0 mm *	court		3.03.303	3.03.304	3.03.305
37.0 mm	long		3.03.300	3.03.301	3.03.302

Cylindre de guidage pour implants ELEMENT et CONTACT, acier inoxydable

Longueur						
	Ø extérieur		3.7 mm	4.4 mm	4.4 mm	5.2 mm
	Ø intérieur					6.2 mm
3.0 mm	ELEMENT		3.03.308	3.03.307	3.03.309	3.03.310
3.0 mm	CONTACT		3.03.308	3.03.307	3.03.309	3.03.310

Les cylindres de guidage sont vissés sur l'implant avec les vis de pilier réf. art. 4.03.500 (PF 3.5) et 4.03.501 (PF 4.0–6.0). La vis de pilier n'est pas incluse.



*** Attention:** Les forets d'explantation d'une longueur de 31.0 mm peuvent être utilisés uniquement pour les longueurs d'implants suivantes:

ELEMENT	6.5–12.5 mm
CONTACT	6.5–12.5 mm
CONTACT PF 6.0	9.5–11.0 mm



Attention: Les forets d'explantation pour les implants ONETIME et DIRECT restent disponibles. Veuillez contacter votre représentant local à cet effet.

Index dans l'ordre du numéro d'article

01.03	Trousse prothétique , trousse pour vis incl. Longueur 190.0 mm, largeur 140.0 mm, hauteur 58.0 mm	57
1.03.022	Trousse de chirurgie , pour nettoyage mécanique Longueur 274.8 mm, largeur 176.0 mm, hauteur 63.6 mm	57
1.03.030	Set de manchons en silicone , pour trousse prothétique et chirurgicale	57
1.03.056	Set de pilier VARIO 17°	
	Type A, PF 3.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.160	Type A, PF 4.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.161	Type A, PF 4.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.162	Type A, PF 5.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.163	Type B, PF 3.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.180	Type B, PF 4.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.181	Type B, PF 4.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.182	Type B, PF 5.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	41
1.03.183	Pilier ART , vis de pilier incl.	47
1.03.623	PF 3.5/4.5, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	47
1.03.624	PF 4.0/4.5, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	47
1.03.625	PF 4.5/5.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	47
1.03.626	PF 5.0/6.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	47
	Pilier de meulage ART , vis de pilier incl.	
1.03.649	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	47
1.03.650	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	47
1.03.651	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	47
1.03.652	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	47

01.04	Trousse de chirurgie pour Chirurgie guidée , pour nettoyage mécanique	57
	Set de pilier VARIOtemp couronne	
1.04.080	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	32
1.04.081	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	32
1.04.082	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	32
1.04.083	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	32
1.04.084	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	32
	Set de pilier VARIOtemp bridge	
1.04.085	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	32
1.04.086	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	32
1.04.087	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	32
1.04.088	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	32
1.04.089	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	32
1.04.138	Pilier VARIOnite PF 3.0 pour couronne	13
	Pilier de fraisage CAD/CAM type II , vis de pilier incl.	
1.04.401	PF 3.5, longueur 15.0 mm, B 8.0 mm	35
1.04.403	PF 4.0, longueur 15.0 mm, B 11.5 mm	35
1.04.405	PF 4.5, longueur 15.0 mm, B 11.5 mm	35
1.04.407	PF 5.0, longueur 15.0 mm, B 11.5 mm	35
1.04.409	PF 6.0, longueur 15.0 mm, B 11.5 mm	35
	Set de pilier EASY, court	
1.04.700	PF 3.5, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	43
1.04.701	PF 4.5, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	43
1.04.702	PF 5.0, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	43
1.04.703	PF 6.0, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	43
1.04.704	PF 3.5, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	43
1.04.705	PF 4.5, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	43
1.04.706	PF 5.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	43
1.04.707	PF 6.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	43
1.04.708	PF 4.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 4.5 mm	43
1.04.709	PF 4.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	43
	Set de pilier EASY, long	
1.04.710	PF 3.5, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	43
1.04.711	PF 4.5, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	43
1.04.712	PF 5.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	43
1.04.713	PF 6.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	43
1.04.714	PF 3.5, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
1.04.715	PF 4.5, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
1.04.716	PF 5.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
1.04.717	PF 6.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
1.04.718	PF 4.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	43
1.04.719	PF 4.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
	Set de pilier EASY, extralong	
1.04.734	PF 3.5, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	43

1.04.735	PF 4.5, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	43
1.04.736	PF 5.0, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	43
1.04.739	PF 4.0, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	43
	Base en titane hexagonale pour CAD/CAM , vis de pilier incl.	
1.04.750	PF 3.5, hauteur 5.2 mm	33
1.04.751	PF 4.0, hauteur 5.2 mm	33
1.04.752	PF 4.5, hauteur 5.2 mm	33
1.04.753	PF 5.0, hauteur 5.2 mm	33
1.04.754	PF 6.0, hauteur 5.2 mm	33
	Base titane bridge pour CAD/CAM , vis de pilier incl.	
1.04.760	PF 3.5, hauteur 5.2 mm	33
1.04.761	PF 4.0, hauteur 5.2 mm	33
1.04.762	PF 4.5, hauteur 5.2 mm	33
1.04.763	PF 5.0, hauteur 5.2 mm	33
1.04.764	PF 6.0, hauteur 5.2 mm	33
	Set de pilier VARIOflex pour couronne	
1.04.830	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	36
1.04.831	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	36
1.04.832	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	36
1.04.833	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	36
1.04.834	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	36
	Set de pilier VARIOflex pour bridge	
1.04.835	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	36
1.04.836	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	36
1.04.837	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	36
1.04.838	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	36
1.04.839	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	36
	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM , vis occlusale incl., alliage de titane/Ti, Ø 4.8 mm, hauteur 4.5 mm	39
	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM , adaptable, vis occlusale incl., alliage de titane/Ti Ø 4.8 mm, hauteur 9 mm	39

02.03	2.03.170 Q2 Circlip MONO [2 pièces]	54
2.03.335	Coiffe en or pour barre , hauteur 4.7 mm	50
	Pilier en or VARIO pour bridge	
2.03.400	PF 3.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.401	PF 4.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.402	PF 5.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.403	PF 6.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.404	PF 4.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
	Pilier en or VARIO pour couronne	
2.03.410	PF 3.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.411	PF 4.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.412	PF 5.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.413	PF 6.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
2.03.414	PF 4.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	41
	Cylindre de modelage [5 pièces]	
2.03.450 Q5	PF 3.5, longueur 70.0 mm	13,33,36
2.03.451 Q5	PF 4.0-6.0, longueur 70.0 mm	33,36
	Coiffe en or VARIOmulti , cylindre en résine calcinable incl., Ø 4.8 mm, hauteur 4.2/13.5 mm	39
	Coiffe de résine VARIOmulti calcinable [2 pièces] Ø 4.8 mm, hauteur 13.5 mm	39
	Assise de vis or VARIO 17° (compatible avec toutes les tailles de plateforme) Ø 2.9 mm, hauteur 2.0/11.3 mm	41
2.03.610	Coiffe d'empreinte EASY	
2.03.700	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	19,44
2.03.701	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	19,44,46
2.03.702	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	19,44,46
2.03.703	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	19,44,46
2.03.704	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	19,44
2.03.705	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	19,44,46,48
2.03.706	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	19,44,46,48
2.03.707	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	19,44,46,48
2.03.708	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	19,44
2.03.709	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	19,44
	Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne	
2.03.720	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44
2.03.721	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.722	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.723	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.724	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44
2.03.725	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.726	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.727	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.728	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44
2.03.729	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44
	Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge	
2.03.730	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44

2.03.731	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.732	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.733	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44,46
2.03.734	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44
2.03.735	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.736	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.737	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44,46
2.03.738	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	44
2.03.739	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	44
Coiffe provisoire EASY		
2.03.740	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	44
2.03.741	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	44,46
2.03.742	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	44,46
2.03.743	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	44,46
2.03.744	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	44
2.03.745	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	44,46,48
2.03.746	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	44,46,48
2.03.747	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	44,46,48
2.03.748	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	44
2.03.749	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	44
Coiffe de résine calcifiable VARIOeco, pour base en titane		
2.03.790	PF 3.5, hauteur 12.0 mm	33
2.03.791	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	33
2.03.792	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	33
2.03.793	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	33
2.03.794	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	33
Coiffe de résine VARIOflex calcifiable		
2.03.840	PF 3.5, hauteur 11.5 mm	36
2.03.841	PF 4.0, hauteur 11.5 mm	36
2.03.842	PF 4.5, hauteur 11.5 mm	36
2.03.843	PF 5.0, hauteur 11.5 mm	36
2.03.844	PF 6.0, hauteur 11.5 mm	36
2.03.848	Coiffe de résine VARIOunite PF 3.0, calcifiable	12

03.03

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, cylindrique		
3.03.010	PF 3.5, Ø extérieur 3.8 mm, hauteur 10.0 mm	17
3.03.011	PF 4.5, Ø extérieur 4.8 mm, hauteur 10.0 mm	17
3.03.012	PF 5.0, Ø extérieur 5.3 mm, hauteur 10.0 mm	17
3.03.013	PF 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, hauteur 10.0 mm	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, longue		
3.03.014	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.03.015	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.03.016	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.03.017	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, cylindrique		
3.03.018	PF 4.0, Ø extérieur 4.3 mm, hauteur 10.0 mm	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, longue		
3.03.019	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.03.033	Analogue à ancrage sphérique, longueur 13.0 mm	21,49
Analogues au niveau implant		
3.03.060	PF 3.5, longueur 22.0 mm	20
3.03.061	PF 4.0, longueur 22.0 mm	20
3.03.062	PF 5.0, longueur 22.0 mm	20
3.03.063	PF 6.0, longueur 22.0 mm	20
3.03.065	PF 4.5, longueur 22.0 mm	20
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, conique		
3.03.071	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 10.0 mm	17
3.03.072	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	17
3.03.073	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 10.0 mm	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, courte		
3.03.074	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.03.075	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.03.076	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.03.077	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, conique		
3.03.078	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 10.0 mm	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, courte		
3.03.079	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.03.083	Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, titane	21,38
3.03.084	Analogues au niveau implant pour CAD/CAM PF 3.0	13
Analogue au niveau implant pour CAD/CAM		
3.03.085	PF 3.5, longueur 11.4 mm	20

3.03.086	PF 4.0, longueur 11.4 mm	20
3.03.087	PF 4.5, longueur 11.4 mm	20
3.03.088	PF 5.0, longueur 11.4 mm	20
3.03.089	PF 6.0, longueur 11.4 mm	20
Analogues au niveau implant		
3.03.090	PF 3.5, longueur 14.0 mm	20
3.03.091	PF 4.5, longueur 14.0 mm	20
3.03.092	PF 5.0, longueur 14.0 mm	20
3.03.093	PF 6.0, longueur 15.0 mm	20
3.03.095	PF 4.0, longueur 14.0 mm	20
3.03.098	Analogue au niveau implant PF 3.0	12
3.03.101	Coiffe d'empreinte pour barre, Ø 6.0 mm, hauteur 5.0 mm	19,50
Analogue pour barre		
3.03.105	Ø 4.0 mm, longueur 21.5 mm	21,50
3.03.140	Sphère de référence radiologique, Ø 5.0 mm	9
Douille de guidage pour FORET PILOT VECTOdriLL™		
3.03.141 Q4	[4 pièces] Ø intérieur 2.0 mm, longueur 6.0 mm	9,56
3.03.151	Tenon à souder pour barre, longueur 13.5 mm	50
3.03.157	Instrument de vissage pour analogue VARIOmulti pour CAD/CAM	21,38,55
Instrument de vissage pour analogue d'implant pour CAD/CAM		
3.03.158	PF 3.5, longueur 35.0 mm	13,20,55
3.03.159	PF 4.0-6.0, longueur 35.0 mm	20,55
3.03.160	Clé à cliquet dynamométrique MONO, longueur 110.0 mm	54
Instrument de vissage MONO		
3.03.162	court, longueur 15.4 mm	40,42,55
3.03.163	long, longueur 25.8 mm	40,42,55
Tournevis MONO [4 lobes]		
3.03.165	extracourt, longueur 14.5 mm, longueur d'axe 5.1 mm	55
3.03.166	court, longueur 22.2 mm, longueur d'axe 10.3 mm	55
3.03.167	long, longueur 28.2 mm, longueur d'axe 16.3 mm	55
Instrument de vissage MONO pour ancrage sphérique		
3.03.169	Longueur 26.0 mm, Ø 8.5 mm	49
3.03.203	Clé de maintien MONO, longueur 94.7 mm	54
Prolongateur de foret		
3.03.230	PF 4.0-6.0, Ø extérieur 5.0 mm, longueur 26.0 mm	11
3.03.231	PF 3.5-4.0, Ø extérieur 3.7 mm, longueur 26.0 mm	11
3.03.238	Adaptateur pour contre-angle PF 3.0, longueur 28.0 mm	11
3.03.240	Adaptateur pour contre-angle, longueur 18 mm	54
Adaptateur pour contre-angle, en une pièce		
3.03.241	PF 4.5-6.0, longueur 24.0 mm	54,56
3.03.248	PF 3.5, longueur 24.0 mm	13,54,56
3.03.249	Adaptateur pour contre-angle, longueur 28.0 mm	54
3.03.250	Manche pour laboratoire dentaire, longueur 120.0 mm	20,55
Adaptateur pour contre-angle, en une pièce		
3.03.251	PF 4.0, longueur 24.0 mm	54,56
Foret d'implantation		
long, pour ELEMENT et CONTACT PF 3.5, Ø extérieur 4.3 mm, Ø intérieur 3.8 mm, longueur 37.0 mm		
3.03.300		58
long, pour ELEMENT et CONTACT PF 4.0 et 4.5, Ø extérieur 5.0 mm, Ø intérieur 4.5 mm, longueur 37.0 mm		
3.03.301		58
long, pour ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, Ø intérieur 5.3 mm, longueur 37.0 mm		
3.03.302		58
court, pour ELEMENT et CONTACT PF 3.5, Ø extérieur 4.3 mm, Ø intérieur 3.8 mm, longueur 31.0 mm		
3.03.303		58
court, pour ELEMENT et CONTACT PF 4.0 et 4.5, Ø extérieur 5.0 mm, Ø intérieur 4.5 mm, longueur 31.0 mm		
3.03.304		58
court, pour ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, Ø intérieur 5.3 mm, longueur 31.0 mm		
3.03.305		58
court, pour ELEMENT PF 6.0 Ø extérieur 7.3 mm, Ø intérieur 6.3 mm, longueur 31.0 mm		
3.03.306		58
Cylindre de guidage pour implants ELEMENT et CONTACT		
3.03.307	PF 4.0, Ø extérieur 4.4 mm, longueur 3.0 mm	58
3.03.308	PF 3.5, Ø extérieur 3.7 mm, longueur 3.0 mm	58
3.03.309	PF 4.5, Ø extérieur 4.4 mm, longueur 3.0 mm	58
ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0, Ø extérieur 5.2 mm, longueur 3.0 mm		
3.03.310		58
Cylindre de guidage pour implant ELEMENT		
3.03.313	PF 6.0, Ø extérieur 6.2 mm, longueur 3.0 mm	58
Perforatrice de muqueuse, réutilisable		
3.03.315	PF 3.5, longueur 27.0 mm	10
3.03.316	PF 4.0, longueur 27.0 mm	10
3.03.317	PF 5.0, longueur 27.0 mm	10
3.03.318	PF 6.0, longueur 27.0 mm	10
3.03.320	PF 4.5, longueur 27.0 mm	10
Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base		
3.03.420	PF 3.5-4.0, longueur 16.0 mm	40,42

3.03.421	Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base PF 4.5–6.0, longueur 16.0 mm	42
3.03.423	Tenon de guidage VARIO pour alésoir VARIO PF 4.5–6.0, longueur 12.5 mm	42
3.03.424	Tenon de guidage VARIO pour alésoir VARIOmulti PF 3.5, longueur 15.0 mm	40,42
3.03.425	Tenon de guidage VARIO pour alésoir VARIO PF 4.0, longueur 12.5 mm	42
3.03.430	Gabarit pour alésoir VARIO et VARIOmulti pour canal de vis, pour utilisation en laboratoire	40,42
3.03.435	Alésoir VARIO pour canal de vis PF 3.5, longueur 44.0 mm	42
3.03.436	PF 4.0–6.0, longueur 44.0 mm	42
3.03.437	Alésoir VARIOmulti pour canal de vis, longueur 40.0 mm	40
3.03.500	tournevis pour contre-angle [4 lobes] extracourt, longueur 17.0 mm, longueur d'axe 3.5 mm	54
3.03.501	court, longueur 22.0 mm, longueur d'axe 8.0 mm	54
3.03.502	long, longueur 28.0 mm, longueur d'axe 14.5 mm	54
3.03.503	extralong, longueur 38.0 mm, longueur d'axe 24.5 mm	54
3.03.515	Vis de laboratoire PF 3.5, longueur 25.0 mm	33
3.03.515 Q5	PF 3.5, longueur 22.5 mm [5 pièces]	33
3.03.516	PF 4.0–6.0, longueur 25.0 mm	33
3.03.516 Q5	PF 4.0–6.0, longueur 25.0 mm [5 pièces]	33
3.03.521	Poignée de positionnement pour piliers angulés VARIO et VARIOmulti, longueur 25.0 mm, Ø 4.0 mm	40,42
3.03.522	Poignée de positionnement, longueur 17.0 mm, Ø 6.0 mm	16,17
3.03.572	Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable [4 lobes] PF 3.5, extracourt, longueur 12.5 mm	13,16,17,18
3.03.573	PF 3.5, court, longueur 16.5 mm	16,17
3.03.574	PF 3.5, long, longueur 21.5 mm	13,17
3.03.575	PF 4.0–6.0, extracourt, longueur 13.2 mm	16,17,18
3.03.576	PF 4.0–6.0, court, longueur 17.2 mm	16,17
3.03.577	PF 4.0–6.0, long, longueur 22.2 mm	17
3.03.580	PF 3.5, extralong, longueur 27.5 mm	13,17
3.03.581	PF 4.0–6.0, extralong, longueur 28.2 mm	17
3.03.590 Q4	Vis de modelage, pour façonneur gingival adaptable et VARIOtemp [4 lobes], pour PF 3.5, longueur 22.5 mm [4 pièces]	15
3.03.591 Q4	Vis de modelage, pour façonneur gingival adaptable et VARIO-temp [4 lobes], pour PF 4.0–6.0, longueur 23.4 mm [4 pièces]	15
3.03.598 Q4	Vis de modelage pour coiffe provisoire VARIOmulti [4 lobes] Longueur 19.3 mm [4 pièces]	38
3.03.610 Q4	Foret VECTOdrill™, usage unique [4 pièces] Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.611 Q4	Foret pilote Ø 2.0 mm, long, longueur 40.0 mm	9,11
3.03.612 Q4	Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	9,11
3.03.613 Q4	Foret Ø 2.8 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.614 Q4	Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.615 Q4	Foret Ø 3.5 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.616 Q4	Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.617 Q4	Foret Ø 4.3 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.618 Q4	Foret Ø 5.3 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.624 Q4	Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.625 Q4	Foret Ø 2.8 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.626 Q4	Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.627 Q4	Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.628 Q4	Foret Ø 5.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.630	Jauge de profondeur VECTOdrill™ Ø 2.0 mm, longueur 27.5 mm	9
3.03.632	Ø 2.8 mm, longueur 27.5 mm	9
3.03.634	Ø 3.5 mm, longueur 27.5 mm	9
3.03.636	Ø 4.3 mm, longueur 27.5 mm	9
3.03.638	Ø 5.3 mm, longueur 27.5 mm	9
3.03.640 Q4	Foret de profil CONTACT, usage unique [4 pièces] 2.7/3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	11
3.03.641 Q4	2.7/3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.642 Q4	3.5/4.5 mm, court, longueur 34.0 mm	11
3.03.643 Q4	3.5/4.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.644 Q4	4.2/5.0 mm, court, longueur 34.0 mm	11
3.03.645 Q4	4.2/5.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.646 Q4	5.0/6.0 mm, court, longueur 34.0 mm	11
3.03.647 Q4	5.0/6.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.648 Q4	3.5/4.0 mm, court, longueur 34.0 mm	11

3.03.649 Q4	3.5/4.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.651 Q4	Foret de profil ELEMENT, usage unique [4 pièces] 3.5/3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	10
3.03.653 Q4	4.2/4.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.655 Q4	5.0/5.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.657 Q4	4.0/4.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.659 Q4	6.0/6.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	11
3.03.658	Profileur d'os pour PF 3.0, réutilisable Foret en céramique VECTOdrill™, réutilisable Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	13
3.03.660	Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.661	Foret Ø 2.8 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.662	Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.663	Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.664	Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.665	Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.666	Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.667	Foret Ø 5.3 mm, long, longueur 29.0 mm	9
3.03.668	pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.669	Foret Ø 5.3 mm, long, longueur 34.0 mm	9
3.03.670	Profileur d'os+, réutilisable PF 3.5, longueur 29.0 mm	10,37
3.03.671	Profileur d'os, réutilisable PF 3.5, longueur 29.0 mm	10
3.03.672	Profileur d'os+, réutilisable PF 4.0, longueur 29.0 mm	10,37
3.03.673	Profileur d'os, réutilisable PF 4.0, longueur 29.0 mm	10
3.03.674	Profileur d'os+, réutilisable PF 4.5, longueur 29.0 mm	10,37
3.03.675	Profileur d'os, réutilisable PF 4.5, longueur 29.0 mm	10
3.03.676	Profileur d'os+, réutilisable PF 5.0, longueur 29.0 mm	10,37
3.03.677	Profileur d'os, réutilisable PF 5.0, longueur 29.0 mm	10
3.03.679	PF 6.0, longueur 29.0 mm	10
3.03.680	Taraud, réutilisable Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 34.0 mm	10
3.03.682	Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 34.0 mm	10
3.03.684	Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 34.0 mm	10
3.03.686	Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 34.0 mm	10
3.03.688	Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 34.0 mm	10
3.03.690 Q4	Foret Ø 1.5 mm, usage unique, court, longueur 34.0 mm [4 pièces]	9
3.03.692	Jauge de profondeur Ø 1.5 mm, adaptable, longueur 30.5 mm	9
3.03.700	Analogue EASY PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	21,44
3.03.701	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	21,44,46
3.03.702	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	21,44,46
3.03.703	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	21,44,46
3.03.704	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	21,44
3.03.705	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	21,44,46,48
3.03.706	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	21,44,46,48
3.03.707	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	21,44,46,48
3.03.708	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	21,44
3.03.709	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	21,44
3.03.710	Foret VECTOdrill™, réutilisable Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.712	Foret Ø 2.8 mm, long, longueur 29.0 mm pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.714	Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.716	Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.718	Foret Ø 5.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	9
3.03.720	Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.722	Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.724	Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.726	Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.728	Foret Ø 5.3 mm, court, longueur 34.0 mm	9
3.03.730	Foret pilote Ø 2.0 mm, long, longueur 40.0 mm	9,11
3.03.732	Foret Ø 2.8 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.734	Foret Ø 3.5 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.736	Foret Ø 4.3 mm, long, longueur 40.0 mm	9
3.03.740	Foret de profil ELEMENT pour PF 3.0, usage unique Pour implant de longueur 8.0 mm	11
3.03.741	Pour implant de longueur 9.5 mm	11

3.03.742	Pour implant de longueur 11.0 mm	11
3.03.743	Pour implant de longueur 12.5 mm	11
Foret de profil NEVO/ELEMENT, réutilisable, acier inoxydable		
3.03.751	PF 3.5, extracourt, L 29.0 mm	10
3.03.752	PF 4.0, extracourt, L 29.0 mm	10
3.03.753	PF 4.5, extracourt, L 29.0 mm	10
3.03.754	PF 5.0, extracourt, L 29.0 mm	10
3.03.774	Pilier de scannage PF 3.0	13
Pilier de scannage		
3.03.775	PF 3,5	18
3.03.776	PF 4,0	18
3.03.777	PF 4,5	18
3.03.778	PF 5,0	18
3.03.779	PF 6,0	18
3.03.790	Foret Ø 1.5 mm, réutilisable, court, longueur 34.0 mm	8
3.03.780	Coiffe d'empreinte VARIOmulti, Ø 4.5 mm, hauteur 8.0 mm	18,39
3.03.781	Coiffe d'empreinte VARIOmulti, Ø 5.0 mm, hauteur 5.0 mm	18,39
3.03.800	Analogue VARIOmulti, Ø 4.8 mm, hauteur 21.2 mm	21,38
Coiffe provisoire VARIOmulti, Vis de modelage incl.		
3.03.804	Ø 5.2 mm, hauteur 15.0 mm	38

03.04

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, cylindrique		
3.04.020	PF 3.5, Ø extérieur 3.8 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.021	PF 4.0, Ø extérieur 4.3 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.022	PF 4.5, Ø extérieur 4.8 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.023	PF 5.0, Ø extérieur 5.3 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.024	PF 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, hauteur 16.0 mm	17
Coiffe d'empreinte PF 3.0 pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, cylindrique		
3.04.028		11
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, réutilisable, repositionnable, vissée, courte		
3.04.030	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.04.031	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.04.032	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.04.033	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
3.04.034	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 8.0 mm	16
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, conique		
3.04.037	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.038	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.039	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	17
3.04.040	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 16.0 mm	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, réutilisable, repositionnable, vissée, longue		
3.04.046	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.04.047	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.04.048	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.04.049	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.04.050	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 12.0 mm	16
3.04.080 04	Douille de guidage, longueur 5.0 mm, Ø 4.8 mm	56
3.04.090	Adaptateur guidé, longueur 25.5 mm	56
3.04.100	Instrument de pose pour douille de guidage Ø 4.8 mm	56
3.04.110	Foret initial, guidé, longueur 28.5 mm	56
Foret pilote et foret VECTOdrill, guidés		
3.04.111	Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	56
3.04.112	Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	56
3.04.113	Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	56
3.04.114	Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	56
3.04.115	Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	56
3.04.121	Foret, Ø 2.8 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	56
3.04.122	Foret, Ø 2.8 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	56
3.04.123	Foret, Ø 2.8 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	56
3.04.124	Foret, Ø 2.8 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	56
3.04.125	Foret, Ø 2.8 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	56
3.04.131	Foret, Ø 3.5 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	56
3.04.132	Foret, Ø 3.5 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	56
3.04.133	Foret, Ø 3.5 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	56
3.04.134	Foret, Ø 3.5 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	56
3.04.135	Foret, Ø 3.5 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	56
Forets de profil CONTACT et ELEMENT, guidés		
3.04.171	Foret de profil CONTACT MC, Ø 3.5 mm, longueur 34.0 mm	56
3.04.172	Foret de profil CONTACT MC, PF 4.0, longueur 34.0 mm	56
3.04.173	Foret de profil CONTACT MC, PF 4.5, longueur 34.0 mm	56
3.04.161	Foret de profil CONTACT RC, PF 3.5, longueur 32.5 mm	56
3.04.162	Foret de profil CONTACT RC, PF 4.0, longueur 32.5 mm	56
3.04.163	Foret de profil CONTACT RC, PF 4.5, longueur 32.5 mm	56
3.04.151	Foret de profil ELEMENT MC, PF 3.5, longueur 30.5 mm	56
3.04.152	Foret de profil ELEMENT MC, PF 4.0, longueur 30.5 mm	56

3.04.153	Foret de profil ELEMENT MC, PF 4.5, longueur 30.5 mm	56
3.04.805	Coiffe d'empreinte VARIOmulti, Ø 5.3 mm, hauteur 18.0 mm	19,38

Base en titane Dynamic pour couronne		
31.311.113.01-2	PF 3.5, hauteur 4.0 mm	34
31.312.114.01-2	PF 4.0, hauteur 4.0 mm	34
31.313.115.01-2	PF 4.5, hauteur 4.0 mm	34
31.314.116.01-2	PF 5.0, hauteur 4.0 mm	34
Base en titane Dynamic pour couronne, raccourcissable		
31.310.113.21-2	PF 3.5, hauteur 9.0 mm	34
31.312.114.21-2	PF 4.0, hauteur 9.0 mm	34
31.313.115.21-2	PF 4.5, hauteur 9.0 mm	34
31.314.116.21-2	PF 5.0, hauteur 9.0 mm	34
Base en titane Dynamic pour bridge		
31.321.113.01-2	PF 3.5, hauteur 4.0 mm	34
31.322.114.01-2	PF 4.0, hauteur 4.0 mm	34
31.323.115.01-2	PF 4.5, hauteur 4.0 mm	34
31.324.116.01-2	PF 5.0, hauteur 4.0 mm	34
Base en titane Dynamic pour bridge, raccourcissable		
31.320.113.21-2	PF 3.5, hauteur 9.0 mm	34
31.322.114.21-2	PF 4.0, hauteur 9.0 mm	34
31.323.115.21-2	PF 4.5, hauteur 9.0 mm	34
31.324.116.21-2	PF 5.0, hauteur 9.0 mm	34

04.03

Pilier EASY, 20°		
4.03.010	PF 3.5, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	43
4.03.011	PF 4.5, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	43
4.03.012	PF 5.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	43
4.03.013	PF 6.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	43
4.03.014	PF 3.5, long 3.0 mm, hauteur 8.0 mm	43
4.03.015	PF 4.5, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	43
4.03.016	PF 5.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	43
4.03.017	PF 6.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	43
4.03.018	PF 4.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	43
4.03.019	PF 4.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	43
Ancrage sphérique		
4.03.040	PF 4.5, court, hauteur 1.8 mm	49
4.03.041	PF 4.5, long, hauteur 3.0 mm	49
4.03.042	PF 5.0, court, hauteur 1.8 mm	49
4.03.043	PF 5.0, long, hauteur 3.0 mm	49
4.03.048	PF 4.0, court, hauteur 1.8 mm	49
4.03.049	PF 4.0, long, hauteur 3.0 mm	49
4.03.070	Coiffe en titane pour barre, hauteur 4.7 mm	50
Pilier pour barre		
4.03.380	PF 3.5, hauteur 5.5 mm	50
4.03.381	PF 4.5, hauteur 5.5 mm	50
4.03.382	PF 5.0, hauteur 5.5 mm	50
4.03.388	PF 4.0, hauteur 5.5 mm	50
RETAIN		
4.03.420	PF 3.5, hauteur 11.0 mm	49
4.03.421	PF 4.5, hauteur 12.0 mm	49
4.03.422	PF 5.0, hauteur 12.0 mm	49
4.03.423	PF 6.0, hauteur 12.0 mm	49
4.03.428	PF 4.0, hauteur 12.0 mm	49
Vis de pilier (4 lobes)		
4.03.500	PF 3.5, longueur 5.8 mm	13,15,32,33,35,37,41,43,49
4.03.501	PF 4.0-6.0, longueur 7.2 mm	15,32,33,35,37,41,43,46,49
4.03.502	PF 4.0-6.0, longueur 10.2 mm	15,32,33,35,37,41,43,46,49
4.03.506	Vis pour barre occlusale (4 lobes), longueur 4.3 mm	50
4.03.507	Vis occlusale (4 lobes), longueur 3.5 mm	37,41
Vis de cicatrisation SE (4 lobes)		
4.03.515	PF 3.5, hauteur 1.0 mm	15
4.03.516	PF 4.5, hauteur 1.0 mm	15
4.03.517	PF 5.0, hauteur 1.0 mm	15
4.03.518	PF 6.0, hauteur 1.0 mm	15
4.03.519	PF 4.0, hauteur 1.0 mm	15
Façonneur gingival pour PF 3.0 (4 lobes)		
4.03.538	PF 3.0, hauteur 3.2 mm	10
4.03.548	PF 3.0, hauteur 4.5 mm	10
4.03.558	PF 3.0, hauteur 7.0 mm	10
4.03.525	Façonneur gingival+ (4 lobes) PF 3.5, hauteur 2.0 mm	15
Façonneur gingival 4 lobes		
4.03.520	PF 3.5, hauteur 2.0 mm	15
4.03.521	PF 4.5, hauteur 2.0 mm	15
4.03.522	PF 5.0, hauteur 2.0 mm	15
4.03.523	PF 6.0, hauteur 2.0 mm	15
4.03.524	PF 4.0, hauteur 2.0 mm	15
Façonneur gingival 4 lobes		
4.03.530	PF 3.5, hauteur 3.2 mm	15

4.03.531	PF 4,5, hauteur 3,2 mm	15
4.03.532	PF 5,0, hauteur 3,2 mm	15
4.03.533	PF 6,0, hauteur 3,2 mm	15
4.03.534	PF 4,0, hauteur 3,2 mm	15
4.03.535	Façonneur gingival+ (4 lobes) PF 3,5, hauteur 3,2 mm	15
Façonneur gingival 4 lobes		
4.03.540	PF 3,5, hauteur 4,5 mm	15
4.03.541	PF 4,5, hauteur 4,5 mm	15
4.03.542	PF 5,0, hauteur 4,5 mm	15
4.03.543	PF 6,0, hauteur 4,5 mm	15
4.03.544	PF 4,0, hauteur 4,5 mm	15
4.03.560	PF 3,5, hauteur 5,7 mm	15
4.03.564	PF 4,0, hauteur 5,7 mm	15
4.03.561	PF 4,5, hauteur 5,7 mm	15
4.03.562	PF 5,0, hauteur 5,7 mm	15
4.03.563	PF 6,0, hauteur 5,7 mm	15
4.03.550	PF 3,5, hauteur 7,0 mm	15
4.03.551	PF 4,5, hauteur 7,0 mm	15
4.03.552	PF 5,0, hauteur 7,0 mm	15
4.03.553	PF 6,0, hauteur 7,0 mm	15
4.03.554	PF 4,0, hauteur 7,0 mm	15
Façonneur gingival, ajustable		
4.03.570	PF 3,5, hauteur 7,5 mm	15
4.03.571	PF 4,0, hauteur 7,5 mm	15
4.03.572	PF 4,5, hauteur 7,5 mm	15
4.03.573	PF 5,0, hauteur 7,5 mm	15
4.03.574	PF 6,0, hauteur 7,5 mm	15
Pilier VARIOmulti, avec poignée		
4.03.600	PF 3,5, hauteur 3,0 mm, hauteur d'épaulement 0,8 mm	37
4.03.601	PF 4,0, hauteur 3,0 mm, hauteur d'épaulement 0,8 mm	37
4.03.602	PF 4,5, hauteur 3,0 mm, hauteur d'épaulement 0,8 mm	37
4.03.603	PF 5,0, hauteur 3,0 mm, hauteur d'épaulement 0,8 mm	37
4.03.604	PF 6,0, hauteur 3,7 mm, hauteur d'épaulement 1,5 mm	37
4.03.605	PF 3,5, hauteur 4,2 mm, hauteur d'épaulement 2,0 mm	37
4.03.606	PF 4,0, hauteur 4,2 mm, hauteur d'épaulement 2,0 mm	37
4.03.607	PF 4,5, hauteur 4,2 mm, hauteur d'épaulement 2,0 mm	37
4.03.608	PF 5,0, hauteur 4,2 mm, hauteur d'épaulement 2,0 mm	37
4.03.610	PF 3,5, hauteur 5,2 mm, hauteur d'épaulement 3,0 mm	37
4.03.611	PF 4,0, hauteur 5,2 mm, hauteur d'épaulement 3,0 mm	37
4.03.612	PF 4,5, hauteur 5,2 mm, hauteur d'épaulement 3,0 mm	37
4.03.613	PF 5,0, hauteur 5,2 mm, hauteur d'épaulement 3,0 mm	37
Pilier VARIOmulti, coudé, 17°		
4.03.680	PF 3,5, hauteur 4,3 mm, hauteur d'épaulement 2,7 mm	37
4.03.681	PF 4,0, hauteur 4,3 mm, hauteur d'épaulement 2,7 mm	37
4.03.682	PF 4,5, hauteur 4,3 mm, hauteur d'épaulement 2,7 mm	37
4.03.683	PF 5,0, hauteur 4,3 mm, hauteur d'épaulement 2,7 mm	37
4.03.684	PF 6,0, hauteur 4,3 mm, hauteur d'épaulement 2,7 mm	37
Pilier VARIOmulti, coudé, 30°		
4.03.685	PF 3,5, hauteur 4,4 mm, hauteur d'épaulement 3,3 mm	37
4.03.686	PF 4,0, hauteur 4,4 mm, hauteur d'épaulement 3,3 mm	37
4.03.687	PF 4,5, hauteur 4,4 mm, hauteur d'épaulement 3,3 mm	37
4.03.688	PF 5,0, hauteur 4,4 mm, hauteur d'épaulement 3,3 mm	37
4.03.689	PF 6,0, hauteur 4,4 mm, hauteur d'épaulement 3,3 mm	37
Pilier EASY		
4.03.700	PF 3,5, court 0,5 mm, cône 4,0 mm, hauteur 4,5 mm	43
4.03.701	PF 4,5, court 0,5 mm, cône 4,0 mm, hauteur 4,5 mm	43
4.03.702	PF 5,0, court 0,5 mm, cône 4,0 mm, hauteur 4,5 mm	43
4.03.703	PF 6,0, court 0,5 mm, cône 4,0 mm, hauteur 4,5 mm	43
4.03.704	PF 3,5, court 0,5 mm, cône 6,0 mm, hauteur 6,5 mm	43
4.03.705	PF 4,5, court 0,5 mm, cône 6,0 mm, hauteur 6,5 mm	43
4.03.706	PF 5,0, court 0,5 mm, cône 6,0 mm, hauteur 6,5 mm	43
4.03.707	PF 6,0, court 0,5 mm, cône 6,0 mm, hauteur 6,5 mm	43
4.03.708	PF 4,0, court 0,5 mm, cône 4,0 mm, hauteur 4,5 mm	43
4.03.709	PF 4,0, court 0,5 mm, cône 6,0 mm, hauteur 6,5 mm	43
4.03.710	PF 3,5, long 2,0 mm, cône 4,0 mm, hauteur 6,0 mm	43
4.03.711	PF 4,5, long 2,0 mm, cône 4,0 mm, hauteur 6,0 mm	43
4.03.712	PF 5,0, long 2,0 mm, cône 4,0 mm, hauteur 6,0 mm	43
4.03.713	PF 6,0, long 2,0 mm, cône 4,0 mm, hauteur 6,0 mm	43
4.03.714	PF 3,5, long 2,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 8,0 mm	43
4.03.715	PF 4,5, long 2,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 8,0 mm	43
4.03.716	PF 5,0, long 2,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 8,0 mm	43
4.03.717	PF 6,0, long 2,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 8,0 mm	43
4.03.718	PF 4,0, long 2,0 mm, cône 4,0 mm, hauteur 6,0 mm	43
4.03.719	PF 4,0, long 2,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 8,0 mm	43
Pilier EASY e.p.		
4.03.721	PF 4,5/5,0, cône 4,0 mm, hauteur 7,0 mm	45
4.03.722	PF 5,0/6,0, cône 4,0 mm, hauteur 7,0 mm	45
4.03.725	PF 4,5/5,0, cône 6,0 mm, hauteur 9,0 mm	45

4.03.726	PF 5,0/6,0, cône 6,0 mm, hauteur 9,0 mm	45
4.03.728	PF 4,0/4,5, cône 4,0 mm, hauteur 7,0 mm	45
4.03.729	PF 4,0/4,5, cône 6,0 mm, hauteur 9,0 mm	45
Pilier EASY		
4.03.734	PF 3,5, extralong 4,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 10,0 mm	43
4.03.735	PF 4,5, extralong 4,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 10,0 mm	43
4.03.736	PF 5,0, extralong 4,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 10,0 mm	43
4.03.739	PF 4,0, extralong 4,0 mm, cône 6,0 mm, hauteur 10,0 mm	43
4.03.801	Coiffe d'empreinte VARIOmulti , Ø 5,3 mm, hauteur 4,5 mm	38
Façonneur gingival étroit, 4 lobes, titane		
4.04.310	PF 3,5, hauteur 2,0 mm	15
4.04.311	PF 4,0, hauteur 2,0 mm	15
4.04.312	PF 4,5, hauteur 2,0 mm	15
4.04.313	PF 5,0, hauteur 2,0 mm	15
4.04.314	PF 6,0, hauteur 2,0 mm	15
4.04.320	PF 3,5, hauteur 3,2 mm	15
4.04.321	PF 4,0, hauteur 3,2 mm	15
4.04.322	PF 4,5, hauteur 3,2 mm	15
4.04.323	PF 5,0, hauteur 3,2 mm	15
4.04.324	PF 6,0, hauteur 3,2 mm	15
4.04.330	PF 3,5, hauteur 4,5 mm	15
4.04.331	PF 4,0, hauteur 4,5 mm	15
4.04.332	PF 4,5, hauteur 4,5 mm	15
4.04.333	PF 5,0, hauteur 4,5 mm	15
4.04.334	PF 6,0, hauteur 4,5 mm	15
4.04.340	PF 3,5, hauteur 5,7 mm	15
4.04.341	PF 4,0, hauteur 5,7 mm	15
4.04.342	PF 4,5, hauteur 5,7 mm	15
4.04.343	PF 5,0, hauteur 5,7 mm	15
4.04.344	PF 6,0, hauteur 5,7 mm	15
4.04.350	PF 3,5, hauteur 7,0 mm	15
4.04.351	PF 4,0, hauteur 7,0 mm	15
4.04.352	PF 4,5, hauteur 7,0 mm	15
4.04.353	PF 5,0, hauteur 7,0 mm	15
4.04.354	PF 6,0, hauteur 7,0 mm	15

04.13

Implant CONTACT, vis de cicatrisation incl.		
4.13.211	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	7
4.13.212	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 9,5 mm	7
4.13.213	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 9,5 mm	7
4.13.214	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	7
4.13.220	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.221	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.222	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.223	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.224	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.230	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 12,5 mm	7
4.13.231	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	7
4.13.232	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	7
4.13.233	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 12,5 mm	7
4.13.234	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	7
4.13.240	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.241	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.242	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.243	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.244	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.261	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 17,0 mm	7
4.13.262	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 17,0 mm	7
Implant ELEMENT, Vis de cicatrisation incl.		
4.13.900	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 8,0 mm	7
4.13.901	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 8,0 mm	7
4.13.902	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 8,0 mm	7
4.13.903	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 8,0 mm	7
4.13.904	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 8,0 mm	7
4.13.905	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 6,5 mm	7
4.13.906	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 6,5 mm	7
4.13.907	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 6,5 mm	7
4.13.908	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 6,5 mm	7
4.13.910	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.911	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.912	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.913	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.914	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 9,5 mm	7
4.13.920	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.921	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.922	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 14,0 mm	7
4.13.924	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 11,0 mm	7
4.13.930	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 17,0 mm	7
4.13.931	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 17,0 mm	7

4.13.934	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 12,5 mm	7	4.23.255	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.13.940	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	7	4.23.256	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 14,0 mm	6
4.13.941	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 9,5 mm	7		Implant ELEMENT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl.	
4.13.942	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 9,5 mm	7	4.23.512	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 8,0 mm	6
4.13.943	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 9,5 mm	7	4.23.513	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	6
4.13.944	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 14,0 mm	7	4.23.514	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6
			4.23.515	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6
4.13.950	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	7	4.23.516	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6
4.13.951	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	7	4.23.522	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 8,0 mm	6
4.13.952	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 12,5 mm	7	4.23.523	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 9,5 mm	6
4.13.953	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 12,5 mm	7	4.23.524	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 11,0 mm	6
04.23	Implant NEVO RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		4.23.525	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.012	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 8,0 mm	4	4.23.526	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.013	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 9,5 mm	4	4.23.532	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 8,0 mm	6
4.23.014	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 11,0 mm	4	4.23.533	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 9,5 mm	6
4.23.015	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 12,5 mm	4	4.23.534	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.016	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 14,0 mm	4	4.23.535	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.021	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 6,5 mm	4	4.23.536	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.022	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 8,0 mm	4	4.23.542	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 8,0 mm	6
4.23.023	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 9,5 mm	4	4.23.543	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 9,5 mm	6
4.23.024	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 11,0 mm	4	4.23.544	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.025	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 12,5 mm	4	4.23.545	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.026	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 14,0 mm	4	4.23.546	PF 5,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.031	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 6,5 mm	4	4.23.552	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 8,0 mm	6
4.23.032	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 8,0 mm	4	4.23.553	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 9,5 mm	6
4.23.033	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 9,5 mm	4	4.23.554	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.034	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 11,0 mm	4	4.23.555	PF 6,0, Ø endo-osseux 6,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.035	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 12,5 mm	4		Implant CONTACT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl.	
4.23.036	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 14,0 mm	4	4.23.615	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.041	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 6,5 mm	4	4.23.616	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.042	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 8,0 mm	4	4.23.617	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 15,5 mm	6
4.23.043	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 9,5 mm	4	4.23.624	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.044	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 11,0 mm	4	4.23.625	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.045	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 12,5 mm	4	4.23.626	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.046	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 14,0 mm	4	4.23.627	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 15,5 mm	6
	Implant ELEMENT RC INICELL® PF 3,0, vis de cicatrisation incl.		4.23.634	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.102	PF 3,0, longueur 8,0 mm	11	4.23.635	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.103	PF 3,0, longueur 9,5 mm	11	4.23.636	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.104	PF 3,0, longueur 11,5 mm	11	4.23.637	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 15,5 mm	6
4.23.105	PF 3,0, longueur 12,5 mm	11	4.23.644	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	6
	Implant ELEMENT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		4.23.645	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.112	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 8,0 mm	6	4.23.646	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.113	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.647	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 15,5 mm	6
4.23.114	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.654	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.115	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.655	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.116	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.656	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.117	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 17,0 mm	6	4.23.657	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 15,5 mm	6
4.23.121	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 6,5 mm	6		Implant ELEMENT LC INICELL®, vis de cicatrisation incl.	
4.23.122	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 8,0 mm	6	4.23.712	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 8,0 mm	6
4.23.123	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.713	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	6
4.23.124	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.714	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.125	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.715	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.126	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.716	PF 3,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6
4.23.131	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 6,5 mm	6	4.23.721	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 6,5 mm	6
4.23.132	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 8,0 mm	6	4.23.722	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 8,0 mm	6
4.23.133	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.723	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 9,5 mm	6
4.23.134	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.724	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 11,0 mm	6
4.23.135	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.725	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 12,5 mm	6
4.23.136	PF 4,5, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.726	PF 4,0, Ø endo-osseux 4,0 mm, longueur 14,0 mm	6
	Implant CONTACT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.			Implant NEVO LC INICELL®, vis de cicatrisation incl.	
4.23.214	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.762	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 8,0 mm	4
4.23.215	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.763	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 9,5 mm	4
4.23.216	PF 3,5, Ø endo-osseux 2,7 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.764	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 11,0 mm	4
4.23.223	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.765	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 12,5 mm	4
4.23.224	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.766	PF 3,5, endo-osseux Ø 3,5 mm, longueur 14,0 mm	4
4.23.225	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.771	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 6,5 mm	4
4.23.226	PF 4,0, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.772	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 8,0 mm	4
4.23.233	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.773	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 9,5 mm	4
4.23.234	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.774	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 11,0 mm	4
4.23.235	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.775	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 12,5 mm	4
4.23.236	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.776	PF 4,0, endo-osseux Ø 4,0 mm, longueur 14,0 mm	4
4.23.237	PF 4,5, Ø endo-osseux 3,5 mm, longueur 17,0 mm	6	4.23.781	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 6,5 mm	4
4.23.243	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.782	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 8,0 mm	4
4.23.244	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.783	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 9,5 mm	4
4.23.245	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 12,5 mm	6	4.23.784	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 11,0 mm	4
4.23.246	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 14,0 mm	6	4.23.785	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 12,5 mm	4
4.23.247	PF 5,0, Ø endo-osseux 4,2 mm, longueur 17,0 mm	6	4.23.786	PF 4,5, endo-osseux Ø 4,2 mm, longueur 14,0 mm	4
4.23.253	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 9,5 mm	6	4.23.791	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 6,5 mm	4
4.23.254	PF 6,0, Ø endo-osseux 5,0 mm, longueur 11,0 mm	6	4.23.792	PF 5,0, endo-osseux Ø 5,0 mm, longueur 8,0 mm	4

Index alphabétique

A	Adaptateur, guidé, longueur 25.5 mm	3.04.090	54
	Adaptateur pour contre-angle PF 3.0, longueur 28.0 mm	3.03.238	13
	Adaptateur pour contre-angle, en une pièce		
	PF 3.5, longueur 24.0 mm	3.03.248	
	PF 4.0, longueur 24.0 mm	3.03.251	54,56
	PF 4.5-6.0, longueur 24.0 mm	3.03.241	54,56
	Adaptateur pour contre-angle		
	Longueur 18.0 mm	3.03.240	54
	Longueur 28.0 mm	3.03.249	54
	Alésoir VARIOmulti pour canal de vis, longueur 40.0 mm	3.03.437	40
	Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base		
	PF 3.5-4.0, longueur 16.0 mm	3.03.420	40,42
	Alésoir VARIO/VARIOmulti pour base		
	PF 4.5-6.0, longueur 16.0 mm	3.03.421	42
	Alésoir VARIO pour canal de vis		
	PF 3.5, longueur 44.0 mm	3.03.435	42
	PF 4.0-6.0, longueur 44.0 mm	3.03.436	42
	Alésoir VARIO pour canal de vis		
	PF 3.5, longueur 44.0 mm	3.03.435	42
	PF 4.0-6.0, longueur 44.0 mm	3.03.436	42
	Assise de vis or VARIO 17° (compatible avec toutes les tailles de plateforme) Ø 2.9 mm, hauteur 2.0/11.3 mm	2.03.610	41
	Analogues au niveau implant		
	PF 3.5, longueur 14.0 mm	3.03.090	20
	PF 3.5, longueur 22.0 mm	3.03.060	20
	PF 4.0, longueur 14.0 mm	3.03.095	20
	PF 4.0, longueur 22.0 mm	3.03.061	20
	PF 4.5, longueur 14.0 mm	3.03.091	20
	PF 4.5, longueur 22.0 mm	3.03.065	20
	PF 5.0, longueur 14.0 mm	3.03.092	20
	PF 5.0, longueur 22.0 mm	3.03.062	20
	PF 6.0, longueur 15.0 mm	3.03.093	20
	PF 6.0, longueur 22.0 mm	3.03.063	20
	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM		
	PF 3.5, longueur 11.4 mm	3.03.085	20
	PF 4.0, longueur 11.4 mm	3.03.086	20
	PF 4.5, longueur 11.4 mm	3.03.087	20
	PF 5.0, longueur 11.4 mm	3.03.088	20
	PF 6.0, longueur 11.4 mm	3.03.089	20
	Analogue EASY		
	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	3.03.700	21,44
	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.03.704	21,44
	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	3.03.708	21,44
	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.03.709	21,44
	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	3.03.701	21,44,46
	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.03.705	21,44,46,48
	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	3.03.702	21,44,46
	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.03.706	21,44,46,48
	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 14.0 mm	3.03.703	21,44,46
	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.03.707	21,44,46,48
	Analogue à ancrage sphérique, longueur 13.0 mm	3.03.033	21,49
	Analogue au niveau implant PF 3.0, longueur 14.0 mm	3.03.098	13
	Analogues au niveau implant pour CAD/CAM PF 3.0, longueur 11.0 mm	3.03.084	13
	Analogue au niveau implant PF 3.0, longueur 14.0 mm	3.03.098	13
	Analogues au niveau implant pour CAD/CAM PF 3.0, longueur 11.0 mm	3.03.084	13
	Analogues au niveau implant		
	PF 3.5, longueur 14.0 mm	3.03.090	20
	PF 3.5, longueur 22.0 mm	3.03.060	20
	PF 4.0, longueur 14.0 mm	3.03.095	20
	PF 4.0, longueur 22.0 mm	3.03.061	20
	PF 4.5, longueur 14.0 mm	3.03.091	20
	PF 4.5, longueur 22.0 mm	3.03.065	20
	PF 5.0, longueur 14.0 mm	3.03.092	20
	PF 5.0, longueur 22.0 mm	3.03.062	20
	PF 6.0, longueur 15.0 mm	3.03.093	20
	PF 6.0, longueur 22.0 mm	3.03.063	20
	Analogue au niveau implant pour CAD/CAM		
	PF 3.5, longueur 11.4 mm	3.03.085	20
	PF 4.0, longueur 11.4 mm	3.03.086	20
	PF 4.5, longueur 11.4 mm	3.03.087	20
	PF 5.0, longueur 11.4 mm	3.03.088	20
	PF 6.0, longueur 11.4 mm	3.03.089	20
	Analogue LOCATOR®		
	Ø 4.0 mm [de préférence pour les PF 3.5, 4.0 et 4.5] [4 pièces]	8530	21,52
	Ø 5.0 mm [de préférence pour les PF 5.0 et 6.0] [4 pièces]	8516	21,52

Analogue pour barre		
Ø 4.0 mm, longueur 21.5 mm	3.03.105	21,50
Analogue VARIOmulti, Ø 4.8 mm, hauteur 21.2 mm	3.03.800	21,38
Analogue VARIOmulti pour CAD/CAM, titane	3.03.083	21,38
Ancrage sphérique		
PF 4.0, court, hauteur 1.8 mm	4.03.048	49
PF 4.0, long, hauteur 3.0 mm	4.03.049	49
PF 4.5, court, hauteur 1.8 mm	4.03.040	49
PF 4.5, long, hauteur 3.0 mm	4.03.041	49
PF 5.0, court, hauteur 1.8 mm	4.03.042	49
PF 5.0, long, hauteur 3.0 mm	4.03.043	49

B	Base en titane hexagonale pour CAD/CAM, vis de pilier incl.		
	PF 3.5, hauteur 5.2 mm	1.04.750	33
	PF 4.0, hauteur 5.2 mm	1.04.751	33
	PF 4.5, hauteur 5.2 mm	1.04.752	33
	PF 5.0, hauteur 5.2 mm	1.04.753	33
	PF 6.0, hauteur 5.2 mm	1.04.754	33
	Base en titane Dynamic pour couronne		
	PF 3.5, hauteur 4.0 mm	31.311.113.01-2	34
	PF 4.0, hauteur 4.0 mm	31.312.114.01-2	34
	PF 4.5, hauteur 4.0 mm	31.313.115.01-2	34
	PF 5.0, hauteur 4.0 mm	31.314.116.01-2	34
	Base en titane Dynamic pour couronne, raccourcissable		
	PF 3.5, hauteur 9.0 mm	31.310.113.21-2	34
	PF 4.0, hauteur 9.0 mm	31.312.114.21-2	34
	PF 4.5, hauteur 9.0 mm	31.313.115.21-2	34
	PF 5.0, hauteur 9.0 mm	31.314.116.21-2	34
	Base en titane Dynamic pour bridge		
	PF 3.5, hauteur 4.0 mm	31.321.113.01-2	34
	PF 4.0, hauteur 4.0 mm	31.322.114.01-2	34
	PF 4.5, hauteur 4.0 mm	31.323.115.01-2	34
	PF 5.0, hauteur 4.0 mm	31.324.116.01-2	34
	Base en titane Dynamic pour bridge, raccourcissable		
	PF 3.5, hauteur 9.0 mm	31.320.113.21-2	34
	PF 4.0, hauteur 9.0 mm	31.322.114.21-2	34
	PF 4.5, hauteur 9.0 mm	31.323.115.21-2	34
	PF 5.0, hauteur 9.0 mm	31.324.116.21-2	34
	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, vis occlusale incl., alliage de titane/Ti, Ø 4.8 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.850	39
	Base en titane VARIOmulti pour CAD/CAM, adaptable, vis occlusale incl., alliage de titane/Ti Ø 4.8 mm, hauteur 9.0 mm	1.04.851	39
	Base titane bridge pour CAD/CAM, vis de pilier incl.		
	PF 3.5, hauteur 5.2 mm	1.04.760	33
	PF 4.0, hauteur 5.2 mm	1.04.761	33
	PF 4.5, hauteur 5.2 mm	1.04.762	33
	PF 5.0, hauteur 5.2 mm	1.04.763	33
	PF 6.0, hauteur 5.2 mm	1.04.764	33

C	Circlip MONO [2 pièces]	2.03.170 Q2	54
	Clé à cliquet dynamométrique MONO, longueur 110.0 mm	3.03.160	54
	Clé de maintien MONO, longueur 94.7 mm	3.03.203	54
	Coiffe d'empreinte EASY		
	PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	2.03.700	19,44
	PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	2.03.704	19,44
	PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	2.03.708	19,44
	PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	2.03.709	19,44
	PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	2.03.701	19,44,46
	PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	2.03.705	19,44,46,48
	PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	2.03.702	19,44,46
	PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	2.03.706	19,44,46,48
	PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 9.5 mm	2.03.703	19,44,46
	PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 11.5 mm	2.03.707	19,44,46,48
	Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, courte		
	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.074	16
	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.079	16
	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.075	16
	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.076	16
	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.077	16
	Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, usage unique, repositionnable, vissée, longue		
	PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 12.0 mm	3.03.014	16
	PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.03.019	16
	PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 12.0 mm	3.03.015	16
	PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.03.016	16
	PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.03.017	16

Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, réutilisable, repositionnable, vissée, courte		
PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 8.0 mm	3.04.030	16
PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.04.031	16
PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 8.0 mm	3.04.032	16
PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.04.033	16
PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 8.0 mm	3.04.034	16
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte fermé, réutilisable, repositionnable, vissée, longue		
PF 3.5, Ø extérieur 3.9 mm, hauteur 12.0 mm	3.04.046	16
PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.04.047	16
PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 12.0 mm	3.04.048	16
PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.04.049	16
PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 12.0 mm	3.04.050	16
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, conique		
PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.078	17
PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.071	17
PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.072	17
PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.073	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, usage unique, rétentive, vissée, cylindrique		
PF 3.5, Ø extérieur 3.8 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.010	17
PF 4.0, Ø extérieur 4.3 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.018	17
PF 4.5, Ø extérieur 4.8 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.011	17
PF 5.0, Ø extérieur 5.3 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.012	17
PF 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, hauteur 10.0 mm	3.03.013	17
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, conique		
PF 4.0, Ø extérieur 5.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.037	17
PF 4.5, Ø extérieur 5.5 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.038	17
PF 5.0, Ø extérieur 6.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.039	17
PF 6.0, Ø extérieur 7.0 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.040	17
Coiffe d'empreinte pour PF 3.0, pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée PF 3.0, B extérieur 3.3 mm, hauteur 16.0 mm		
	3.04.028	11
Coiffe d'empreinte pour porte-empreinte ouvert, réutilisable, rétentive, vissée, cylindrique		
PF 3.5, Ø extérieur 3.8 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.020	17
PF 4.0, Ø extérieur 4.3 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.021	17
PF 4.5, Ø extérieur 4.8 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.022	17
PF 5.0, Ø extérieur 5.3 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.023	17
PF 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, hauteur 16.0 mm	3.04.024	17
Coiffe d'empreinte LOCATOR® [4 pièces]	8505	19,52
Coiffe d'empreinte pour barre , Ø 6.0 mm, hauteur 5.0 mm	3.03.101	19,50
Coiffe en titane pour barre , hauteur 4.7 mm	4.03.070	50
Coiffe en or pour barre , hauteur 4.7 mm	2.03.335	50
Coiffe de résine EASY calcinable pour bridge		
PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.730	44
PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.734	44
PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.738	44
PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.739	44
PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.731	44,46
PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.735	44,46
PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.732	44,46
PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.736	44,46
PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.733	44,46
PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.737	44,46
Coiffe de résine EASY calcinable pour couronne		
PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.720	44
PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.724	44
PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.728	44
PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.729	44
PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.721	44,46
PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.725	44,46
PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.722	44,46
PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.726	44,46
PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 4.7 mm	2.03.723	44,46
PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 6.7 mm	2.03.727	44,46
Coiffe provisoire EASY		
PF 3.5, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	2.03.740	44
PF 3.5, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	2.03.744	44
PF 4.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	2.03.748	44
PF 4.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	2.03.749	44
PF 4.5, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	2.03.741	44,46
PF 4.5, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	2.03.745	44,46,48
PF 5.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	2.03.742	44,46
PF 5.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	2.03.746	44,46,48
PF 6.0, cône 4.0 mm, hauteur 5.0 mm	2.03.743	44,46

PF 6.0, cône 6.0 mm, hauteur 7.0 mm	2.03.747	44,46,48
Coiffe de résine calcinable VARIOeco , pour base en titane		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	2.03.790	33
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	2.03.791	33
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	2.03.792	33
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	2.03.793	33
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	2.03.794	33
Coiffe de résine VARIOflex calcinable		
PF 3.5, hauteur 11.5 mm	2.03.840	36
PF 4.0, hauteur 11.5 mm	2.03.841	36
PF 4.5, hauteur 11.5 mm	2.03.842	36
PF 5.0, hauteur 11.5 mm	2.03.843	36
PF 6.0, hauteur 11.5 mm	2.03.844	36
Coiffe de résine VARIOmulti calcinable [2 pièces]		
Ø 4.8 mm, hauteur 13.5 mm	2.03.601 Q2	39
Coiffe d'empreinte VARIOmulti , Ø 5.3 mm, hauteur 18.0 mm	3.04.805	19,38
Coiffe en or VARIOmulti , cylindre en résine calcinable incl., Ø 4.8 mm, hauteur 4.2/13.5 mm		
	2.03.600	39
Coiffe provisoire VARIOmulti , vis de modelage incl. Ø 5.2 mm, hauteur 15.0 mm		
	3.03.804	38
Coiffe de protection VARIOmulti , Ø 5.3 mm, hauteur 4.5 mm		
	4.03.801	38
Coiffe de résine VARIOflex calcinable		
PF 3.5, hauteur 11.5 mm	2.03.840	36
PF 4.0, hauteur 11.5 mm	2.03.841	36
PF 4.5, hauteur 11.5 mm	2.03.842	36
PF 5.0, hauteur 11.5 mm	2.03.843	36
PF 6.0, hauteur 11.5 mm	2.03.844	36
Coiffe d'empreinte VARIOmulti , Ø 5.3 mm, hauteur 18.0 mm	3.04.805	19,38
Coiffe en or VARIOmulti , cylindre en résine calcinable incl., Ø 4.8 mm, hauteur 4.2/13.5 mm		
	2.03.600	39
Coiffe de résine VARIOmulti calcinable [2 pièces]		
Ø 4.8 mm, hauteur 13.5 mm	2.03.601 Q2	39
Coiffe provisoire VARIOmulti , vis de modelage incl. Ø 5.2 mm, hauteur 15.0 mm		
	3.03.804	38
Coiffe de protection VARIOmulti , Ø 5.3 mm, hauteur 4.5 mm		
	4.03.801	38
Coiffe de résine VARIOunite PF 3.0 , calcinable		
	2.03.848	13
Container pour trousse de chirurgie , plaque d'identification Thommen Medical incl. Longueur 312.0 mm, largeur 189.0 mm, hauteur 83.0 mm		
	ER510.080E	57
Cylindre de guidage pour implants ELEMENT et CONTACT		
PF 3.5, Ø extérieur 3.7 mm, longueur 3.0 mm	3.03.308	58
PF 4.0, Ø extérieur 4.4 mm, longueur 3.0 mm	3.03.307	58
PF 6.0, Ø extérieur 6.2 mm, longueur 3.0 mm	3.03.313	58
PF 4.5, Ø extérieur 4.4 mm, longueur 3.0 mm	3.03.309	58
ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0 , Ø extérieur 5.2 mm, longueur 3.0 mm		
	3.03.310	58
Cylindre de modelage [5 pièces]		
PF 3.5, longueur 70.0 mm	2.03.450 Q5	13,33,36
PF 4.0-6.0, longueur 70.0 mm	2.03.451 Q5	33,36

D Douille de guidage pour FORET PILOT VECTOdrill™ [4 pièces]		
Ø intérieur 2.0 mm, longueur 6.0 mm	3.03.141 Q4	7,56
Douille de guidage , longueur 5.0 mm, Ø 4.8 mm	3.04.080 Q4	56

F Façonneur gingival 4 lobes		
PF 3.5, hauteur 2.0 mm	4.03.520	15
PF 3.5, hauteur 3.2 mm	4.03.530	15
PF 3.5, hauteur 4.5 mm	4.03.540	15
PF 3.5, hauteur 5.7 mm	4.03.560	15
PF 3.5, hauteur 7.0 mm	4.03.550	15
PF 4.0, hauteur 2.0 mm	4.03.524	15
PF 4.0, hauteur 3.2 mm	4.03.534	15
PF 4.0, hauteur 4.5 mm	4.03.544	15
PF 4.0, hauteur 5.7 mm	4.03.564	15
PF 4.0, hauteur 7.0 mm	4.03.554	15
PF 4.5, hauteur 2.0 mm	4.03.521	15
PF 4.5, hauteur 3.2 mm	4.03.531	15
PF 4.5, hauteur 4.5 mm	4.03.541	15
PF 4.5, hauteur 5.7 mm	4.03.561	15
PF 4.5, hauteur 7.0 mm	4.03.551	15
PF 5.0, hauteur 2.0 mm	4.03.522	15
PF 5.0, hauteur 3.2 mm	4.03.532	15
PF 5.0, hauteur 4.5 mm	4.03.542	15
PF 5.0, hauteur 5.7 mm	4.03.562	15
PF 5.0, hauteur 7.0 mm	4.03.552	15
PF 6.0, hauteur 2.0 mm	4.03.523	15
PF 6.0, hauteur 3.2 mm	4.03.533	15
PF 6.0, hauteur 4.5 mm	4.03.543	15

PF 6.0, hauteur 5.7 mm	4.03.563	
PF 6.0, hauteur 7.0 mm	4.03.553	15
Façonneur gingival étroit, 4 lobes, titane		
PF 3.5, Höhe 2.0 mm	4.04.310	15
PF 4.0, Höhe 2.0 mm	4.04.311	15
PF 4.5, Höhe 2.0 mm	4.04.312	15
PF 5.0, Höhe 2.0 mm	4.04.313	15
PF 6.0, Höhe 2.0 mm	4.04.314	15
PF 3.5, Höhe 3.2 mm	4.04.320	15
PF 4.0, Höhe 3.2 mm	4.04.321	15
PF 4.5, Höhe 3.2 mm	4.04.322	15
PF 5.0, Höhe 3.2 mm	4.04.323	15
PF 6.0, Höhe 3.2 mm	4.04.324	15
PF 3.5, Höhe 4.5 mm	4.04.330	15
PF 4.0, Höhe 4.5 mm	4.04.331	15
PF 4.5, Höhe 4.5 mm	4.04.332	15
PF 5.0, Höhe 4.5 mm	4.04.333	15
PF 6.0, Höhe 4.5 mm	4.04.334	15
PF 3.5, Höhe 5.7 mm	4.04.340	15
PF 4.0, Höhe 5.7 mm	4.04.341	15
PF 4.5, Höhe 5.7 mm	4.04.342	15
PF 5.0, Höhe 5.7 mm	4.04.343	15
PF 6.0, Höhe 5.7 mm	4.04.344	15
PF 3.5, Höhe 7.0 mm	4.04.350	15
PF 4.0, Höhe 7.0 mm	4.04.351	15
PF 4.5, Höhe 7.0 mm	4.04.352	15
PF 5.0, Höhe 7.0 mm	4.04.353	15
PF 6.0, Höhe 7.0 mm	4.04.354	15
Façonneur gingival pour PF 3.0, (4 lobes)		
PF 3.0, hauteur 3.2 mm	4.03.538	10
PF 3.0, hauteur 4.5 mm	4.03.548	10
PF 3.0, hauteur 7.0 mm	4.03.558	10
Façonneur gingival, ajustable		
PF 3.5, hauteur 7.5 mm	4.03.570	15
PF 4.0, hauteur 7.5 mm	4.03.571	15
PF 4.5, hauteur 7.5 mm	4.03.572	15
PF 5.0, hauteur 7.5 mm	4.03.573	15
PF 6.0, hauteur 7.5 mm	4.03.574	15
Façonneur gingival+, 4 lobes		
PF 3.5, hauteur 2.0 mm	4.03.525	15
PF 3.5, hauteur 3.2 mm	4.03.535	15
Filtres jetables en papier (100 pièces par unité)		
Longueur 118.0 mm, largeur 235.0 mm	ER802.000N	57
Filtres permanents, 1 200 cycles de stérilisation		
Longueur 95.0 mm, largeur 215.0 mm	ER802.020	57
Foret Ø 1.5 mm, usage unique, court, longueur 34.0 mm (4 pièces)	3.03.690 Q4	9
Foret Ø 1.5 mm, réutilisable, court, longueur 34.0 mm	3.03.790	9
Foret de profil CONTACT, usage unique (4 pièces)		
2.7/3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.641 Q4	10
2.7/3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.640 Q4	10
3.5/4.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.649 Q4	10
3.5/4.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.648 Q4	10
3.5/4.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.643 Q4	10
3.5/4.5 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.642 Q4	10
4.2/5.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.645 Q4	10
4.2/5.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.644 Q4	10
5.0/6.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.647 Q4	10
5.0/6.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.646 Q4	10
Forets de profil CONTACT et ELEMENT, guidés		
Foret de profil CONTACT MC, Ø 3.5 mm, longueur 34.0 mm	3.04.171	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 4.0 mm, longueur 34.0 mm	3.04.172	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 4.5 mm, longueur 34.0 mm	3.04.173	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 3.5 mm, longueur 32.5 mm	3.04.161	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 4.0 mm, longueur 32.5 mm	3.04.162	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 4.5 mm, longueur 32.5 mm	3.04.163	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 3.5 mm, longueur 31.5 mm	3.04.151	56
Foret de profil CONTACT MC, Ø 4.0 mm, longueur 34.5 mm	3.04.152	56
Foret de profil ELEMENT MC, Ø 4.5 mm, longueur 37.5 mm	3.04.153	56
Foret de profil ELEMENT pour PF 3.0, usage unique		
PF 3.0, longueur 8.0 mm	3.03.740	10
PF 3.0, longueur 9.5 mm	3.03.741	10
PF 3.0, longueur 11.0 mm	3.03.742	10
PF 3.0, longueur 12.5 mm	3.03.743	10
Foret de profil NEVO/ELEMENT, réutilisable, acier inoxydable		
PF 3.5, extracourt, L 29.0 mm	3.03.751	10
PF 4.0, extracourt, L 29.0 mm	3.03.752	10
PF 4.5, extracourt, L 29.0 mm	3.03.753	10
PF 5.0, extracourt, L 29.0 mm	3.03.754	10

Foret de profil ELEMENT, usage unique (4 pièces)		
3.5/3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.651 Q4	10
4.0/4.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.657 Q4	10
4.2/4.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.653 Q4	10
5.0/5.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.655 Q4	10
6.0/6.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm	3.03.659 Q4	10
Foret d'explantation		
court, pour ELEMENT et CONTACT PF 3.5, Ø extérieur 4.3 mm, Ø intérieur 3.8 mm, longueur 31.0 mm	3.03.303	58
court, pour ELEMENT et CONTACT PF 4.0 et 4.5, Ø extérieur 5.0 mm, Ø intérieur 4.5 mm, longueur 31.0 mm	3.03.304	58
court, pour ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, Ø intérieur 5.3 mm, longueur 31.0 mm	3.03.305	58
court, pour ELEMENT PF 6.0 Ø extérieur 7.3 mm, Ø intérieur 6.3 mm, longueur 31.0 mm	3.03.306	58
long, pour ELEMENT et CONTACT PF 3.5, Ø extérieur 4.3 mm, Ø intérieur 3.8 mm, longueur 37.0 mm	3.03.300	58
long, pour ELEMENT et CONTACT PF 4.0 et 4.5, Ø extérieur 5.0 mm, Ø intérieur 4.5 mm, longueur 37.0 mm	3.03.301	58
long, pour ELEMENT PF 5.0, CONTACT PF 5.0 et 6.0, Ø extérieur 6.3 mm, Ø intérieur 5.3 mm, longueur 37.0 mm	3.03.302	58
Foret initial, guidé, longueur 28.5 mm	3.04.110	56
Foret VECTOdрил™, usage unique (4 pièces)		
Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.624 Q4	9
Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.610 Q4	9
Foret pilote Ø 2.0 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.611 Q4	9,11
Foret Ø 2.8 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.625 Q4	9
Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.612 Q4	9,11
Foret Ø 2.8 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.613 Q4	9
Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.626 Q4	9
Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.614 Q4	9
Foret Ø 3.5 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.615 Q4	9
Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.627 Q4	9
Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.616 Q4	9
Foret Ø 4.3 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.617 Q4	9
Foret Ø 5.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.628 Q4	9
Foret Ø 5.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.618 Q4	9
Foret VECTOdрил™, réutilisable		
Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.710	9
Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.720	9
Foret pilote Ø 2.0 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.730	9,11
Foret Ø 2.8 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.712	9
Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.722	9
Foret Ø 2.8 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.732	9
Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.714	9
Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.724	9
Foret Ø 3.5 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.734	9
Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.716	9
Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.726	9
Foret Ø 4.3 mm, long, longueur 40.0 mm	3.03.736	9
Foret Ø 5.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.718	9
Foret Ø 5.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.728	9
Foret en céramique VECTOdрил™, réutilisable		
Foret pilote Ø 2.0 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.660	9
Foret pilote Ø 2.0 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.661	9
Foret Ø 2.8 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.662	9
Foret Ø 2.8 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.663	9
Foret Ø 3.5 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.664	9
Foret Ø 3.5 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.665	9
Foret Ø 4.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.666	9
Foret Ø 4.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.667	9
Foret Ø 5.3 mm, extracourt, longueur 29.0 mm, pour implants de longueur 6.5–14.0 mm	3.03.668	9
Foret Ø 5.3 mm, court, longueur 34.0 mm	3.03.669	9

Foret pilote et foret VECTODrill™, guidés		
Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	3.04.111	58
Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	3.04.113	58
Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	3.04.115	58
Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	3.04.112	58
Foret pilote, Ø 2.0 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	3.04.114	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	3.04.121	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	3.04.123	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	3.04.125	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	3.04.122	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	3.04.124	58
Foret, Ø 2.8 mm, longueur 31.5 mm, L 6.5 mm	3.04.131	58
Foret, Ø 3.5 mm, longueur 34.5 mm, L 9.5 mm	3.04.133	58
Foret, Ø 3.5 mm, longueur 37.5 mm, L 12.5 mm	3.04.135	58
Foret, Ø 3.5 mm, longueur 33.0 mm, L 8.0 mm	3.04.132	58
Foret, Ø 3.5 mm, longueur 36.0 mm, L 11.0 mm	3.04.134	58

G Gabarit pour alésoir VARIO et VARIOmulti pour canal de vis, pour utilisation en laboratoire		
	3.03.430	40,42
Guide pour mesure d'angle LOCATOR®, hauteur 15.0 mm, largeur 50.0 mm		
	9530	52

Implant CONTACT, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 11.0 mm	4.13.220	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 12.5 mm	4.13.230	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 14.0 mm	4.13.240	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.13.214	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.13.224	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.13.234	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.13.244	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.13.211	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.13.221	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.13.231	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.13.241	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 17.0 mm	4.13.261	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.13.212	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.13.222	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.13.232	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.13.242	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 17.0 mm	4.13.262	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.13.213	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.13.223	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.13.233	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.13.243	7

Implant CONTACT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 12.5 mm	4.23.615	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 14.0 mm	4.23.616	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 15.5 mm	4.23.617	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.624	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.625	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.626	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 15.5 mm	4.23.627	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.634	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.635	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.636	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 15.5 mm	4.23.637	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.644	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.645	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.646	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 15.5 mm	4.23.647	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.654	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.655	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.656	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 15.5 mm	4.23.657	6

Implant CONTACT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 11.0 mm	4.23.214	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 12.5 mm	4.23.215	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 2.7 mm, longueur 14.0 mm	4.23.216	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.223	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.224	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.225	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.226	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.233	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.234	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.235	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.236	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 17.0 mm	4.23.237	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.243	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.244	6

PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.245	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.246	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 17.0 mm	4.23.247	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.253	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.254	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.255	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.256	6

Implant ELEMENT, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.13.900	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.13.940	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.13.910	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.13.950	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.13.920	7
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 17.0 mm	4.13.930	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 6.5 mm	4.13.905	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.13.904	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.13.914	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.13.924	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.13.934	7
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.13.944	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 6.5 mm	4.13.906	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.13.901	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.13.941	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.13.911	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.13.951	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.13.921	7
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 17.0 mm	4.13.931	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 6.5 mm	4.13.907	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.13.902	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.13.942	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.13.912	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.13.952	7
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.13.922	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 6.5 mm	4.13.908	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 8.0 mm	4.13.903	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 9.5 mm	4.13.943	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 11.0 mm	4.13.913	7
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 12.5 mm	4.13.953	7

Implant ELEMENT LC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.712	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.713	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.714	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.715	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.716	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.721	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.722	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.723	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.724	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.725	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.726	6

Implant ELEMENT MC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.512	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.513	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.514	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.515	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.516	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.522	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.523	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.524	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.525	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.526	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.23.532	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.533	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.534	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.535	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.536	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.542	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.543	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.544	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.545	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.546	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.552	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.553	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.554	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.555	6

Implant ELEMENT RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.112	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.113	6

PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.114	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.115	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.116	6
PF 3.5, Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 17.0 mm	4.23.117	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.121	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.122	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.123	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.124	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.125	6
PF 4.0, Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.126	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 6.5 mm	4.23.131	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.23.132	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.133	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.134	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.135	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.136	6
PF 4.5, Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 17.0 mm	4.23.137	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.141	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.142	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.143	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.144	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.145	6
PF 5.0, Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.146	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.151	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.152	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.153	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.154	6
PF 6.0, Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.155	6
Implants ELEMENT RC INICELL PF 3.0, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.0, longueur 8.0 mm	4.23.102	11
PF 3.0, longueur 9.5 mm	4.23.103	11
PF 3.0, longueur 11.0 mm	4.23.104	11
PF 3.0, longueur 12.5 mm	4.23.105	11
Implant NEVO LC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.762	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.763	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.764	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.765	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.766	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.771	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.772	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.773	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.774	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.775	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.776	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 6.5 mm	4.23.781	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.23.782	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.783	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.784	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.785	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.786	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.791	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.792	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.793	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.794	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.795	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.796	4
Implant NEVO MC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.812	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.813	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.814	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.815	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.816	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.822	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.823	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.824	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.825	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.826	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.23.832	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.833	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.834	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.835	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.836	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.842	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.843	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.844	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.845	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.846	4

Implant NEVO RC INICELL®, vis de cicatrisation incl.		
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 8.0 mm	4.23.012	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 9.5 mm	4.23.013	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 11.0 mm	4.23.014	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 12.5 mm	4.23.015	4
PF 3.5, endo-osseux Ø 3.5 mm, longueur 14.0 mm	4.23.016	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.021	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.022	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.023	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.024	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.025	4
PF 4.0, endo-osseux Ø 4.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.026	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 6.5 mm	4.23.031	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 8.0 mm	4.23.032	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 9.5 mm	4.23.033	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 11.0 mm	4.23.034	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 12.5 mm	4.23.035	4
PF 4.5, endo-osseux Ø 4.2 mm, longueur 14.0 mm	4.23.036	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 6.5 mm	4.23.041	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 8.0 mm	4.23.042	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 9.5 mm	4.23.043	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 11.0 mm	4.23.044	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 12.5 mm	4.23.045	4
PF 5.0, endo-osseux Ø 5.0 mm, longueur 14.0 mm	4.23.046	4
Insert LOCATOR® pour contre-angle et pour instrument de vissage MONO court		
Longueur 23.0 mm	8913	52
Longueur 29.0 mm	8914	52
Insert LOCATOR®, noir [20 pièces]	8515-20	52
Instrument LOCATOR®	8393	52
Instrument de vissage MONO		
court, longueur 15.4 mm	3.03.162	40,42,55
long, longueur 25.8 mm	3.03.163	40,42,55
Instrument de pose pour douille de guidage Ø 4.8 mm	3.04.100	56
Instrument de vissage MONO pour ancrage sphérique		
Longueur 26.0 mm, Ø 8.5 mm	3.03.169	49
Instrument de vissage pour analogue d'implant pour CAD/CAM		
PF 3.5, longueur 35.0 mm	3.03.158	13,20,55
PF 4.0-6.0, longueur 35.0 mm	3.03.159	20,55
Instrument de vissage pour analogue VARIOmulti pour CAD/CAM	3.03.157	21,38,55

J	Jauge de profondeur Ø 1.5 mm, adaptable, longueur 30.5 mm	3.03.692	9
Jauge de profondeur VECTOdrill™			
	Ø 2.0 mm, longueur 27.5 mm	3.03.630	9
	Ø 2.8 mm, longueur 27.5 mm	3.03.632	9
	Ø 3.5 mm, longueur 27.5 mm	3.03.634	9
	Ø 4.3 mm, longueur 27.5 mm	3.03.636	9
	Ø 5.3 mm, longueur 27.5 mm	3.03.638	9

K	Kit pour laboratoire LOCATOR® [lot de 2 sets]	8519-2	51
	Kit pour laboratoire LOCATOR®, pour équilibrage de divergences [lot de 2 sets]	8540-2	51

M	Manche pour laboratoire dentaire, longueur 120.0 mm	3.03.250	20,55
----------	--	----------	-------

P	Perforatrice de muqueuse, réutilisable		
	PF 3.5, longueur 27.0 mm	3.03.315	10
	PF 4.0, longueur 27.0 mm	3.03.316	10
	PF 4.5, longueur 27.0 mm	3.03.320	10
	PF 5.0, longueur 27.0 mm	3.03.317	10
	PF 6.0, longueur 27.0 mm	3.03.318	10
	Pièce d'écartement LOCATOR® [20 pièces]	8514	52
	Pièce de remplacement mâle LOCATOR® [4 pièces]		
	bleu, «rétention extralégère»	8529	51
	rose, «légère rétention»	8527	51
	transparent	8524	51
	Pièce de remplacement mâle LOCATOR®, pour équilibrage de divergences [4 pièces]		
	vert	8547	51
	orange, «légère rétention»	8915	51
	rouge, «rétention extralégère»	8548	51
	Pilier ART, vis de pilier incl.		
	PF 3.5/4.5, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	1.03.623	47
	PF 4.0/4.5, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	1.03.624	47
	PF 4.5/5.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	1.03.625	47
	PF 5.0/6.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	1.03.626	47
	Pilier de fraisage pour CAD/CAM type II, vis de pilier incl.		
	PF 3.5, longueur 15.0 mm, Ø 8.0 mm	1.04.401	35
	PF 4.0, longueur 15.0 mm, Ø 11.5 mm	1.04.403	35
	PF 4.5, longueur 15.0 mm, Ø 11.5 mm	1.04.405	35

PF 5.0, longueur 15.0 mm, Ø 11.5 mm	1.04.407	35
PF 6.0, longueur 15.0 mm, Ø 11.5 mm	1.04.409	35
Pilier de meulage ART, vis de pilier incl.		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	1.03.649	47
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	1.03.650	47
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	1.03.651	47
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	1.03.652	47
Pilier de scannage PF 3.0	3.03.774	13
Pilier de scannage		
PF 3.5	3.03.775	18
PF 4.0	3.03.776	18
PF 4.5	3.03.777	18
PF 5.0	3.03.778	18
PF 6.0	3.03.779	18
Pilier de scannage VARIOmulti, titane, traitement de surface Ø 4.5 mm, hauteur 8.0 mm	3.03.780	18,39
Pilier de scannage VARIOmulti, court, titane, traitement de surface Ø 5.0 mm, hauteur 5.0 mm	3.03.781	18,39
Pilier EASY, 20°		
PF 3.5, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.010	43
PF 3.5, long 3.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.014	43
PF 4.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.018	43
PF 4.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.019	43
PF 4.5, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.011	43
PF 4.5, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.015	43
PF 5.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.012	43
PF 5.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.016	43
PF 6.0, court 0.5 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.013	43
PF 6.0, long 3.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.017	43
Pilier EASY e.p.		
PF 4.0/4.5, cône 4.0 mm, hauteur 7.0 mm	4.03.728	45
PF 4.0/4.5, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.729	45
PF 4.5/5.0, cône 4.0 mm, hauteur 7.0 mm	4.03.721	45
PF 4.5/5.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.725	45
PF 5.0/6.0, cône 4.0 mm, hauteur 7.0 mm	4.03.722	45
PF 5.0/6.0, cône 6.0 mm, hauteur 9.0 mm	4.03.726	45
Pilier EASY		
PF 3.5, court 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	4.03.700	43
PF 3.5, court 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.704	43
PF 3.5, long 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	4.03.710	43
PF 3.5, long 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.714	43
PF 3.5, extralong 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	4.03.734	43
PF 4.0, court 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	4.03.708	43
PF 4.0, court 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.709	43
PF 4.0, long 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	4.03.718	43
PF 4.0, long 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.719	43
PF 4.0, extralong 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	4.03.739	43
PF 4.5, court 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	4.03.701	43
PF 4.5, court 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.705	43
PF 4.5, long 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	4.03.711	43
PF 4.5, long 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.715	43
PF 4.5, extralong 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	4.03.735	43
PF 5.0, court 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	4.03.702	43
PF 5.0, court 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.706	43
PF 5.0, long 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	4.03.712	43
PF 5.0, long 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.716	43
PF 5.0, extralong 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	4.03.736	43
PF 6.0, court 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	4.03.703	43
PF 6.0, court 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	4.03.707	43
PF 6.0, long 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	4.03.713	43
PF 6.0, long 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	4.03.717	43
Pilier en or VARIO pour bridge		
PF 3.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.400	41
PF 4.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.404	41
PF 4.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.401	41
PF 5.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.402	41
PF 6.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.403	41
Pilier en or VARIO pour couronne		
PF 3.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.410	41
PF 4.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.414	41
PF 4.5, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.411	41
PF 5.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.412	41
PF 6.0, hauteur 12.7 mm, cône 3.5 mm	2.03.413	41
Pilier LOCATOR®		
PF 3.5, hauteur du col 0.73 mm	8875	51
PF 3.5, hauteur du col 2.0 mm	8876	51
PF 3.5, hauteur du col 3.0 mm	8877	51
PF 3.5, hauteur du col 4.0 mm	8878	51

PF 3.5, hauteur du col 5.0 mm, uniquement disponible aux USA	8879	51
PF 3.5, hauteur du col 6.0 mm, uniquement disponible aux USA	8880	51
PF 4.0, hauteur du col 1.0 mm	8461	51
PF 4.0, hauteur du col 2.0 mm	8462	51
PF 4.0, hauteur du col 3.0 mm	8463	51
PF 4.0, hauteur du col 4.0 mm	8464	51
PF 4.0, hauteur du col 5.0 mm	8465	51
PF 4.0, hauteur du col 6.0 mm	8466	51
PF 4.5, hauteur du col 1.0 mm	8786	51
PF 4.5, hauteur du col 2.0 mm	8787	51
PF 4.5, hauteur du col 3.0 mm	8788	51
PF 4.5, hauteur du col 4.0 mm	8789	51
PF 4.5, hauteur du col 5.0 mm	8790	51
PF 4.5, hauteur du col 6.0 mm	8791	51
PF 5.0, hauteur du col 1.0 mm	8792	51
PF 5.0, hauteur du col 2.0 mm	8793	51
PF 5.0, hauteur du col 3.0 mm	8794	51
PF 5.0, hauteur du col 4.0 mm	8795	51
PF 5.0, hauteur du col 5.0 mm	8796	51
PF 5.0, hauteur du col 6.0 mm	8797	51
PF 6.0, hauteur du col 1.0 mm	8881	51
PF 6.0, hauteur du col 2.0 mm	8882	51
PF 6.0, hauteur du col 3.0 mm	8883	51
PF 6.0, hauteur du col 4.0 mm	8884	51
Pilier LOCATOR® et col pour VARIOmulti, (2 pièces)		
Hauteur du col 3.0 mm	8909-2	51
Pilier pour barre		
PF 3.5, hauteur 5.5 mm	4.03.380	50
PF 4.0, hauteur 5.5 mm	4.03.388	50
PF 4.5, hauteur 5.5 mm	4.03.381	50
PF 5.0, hauteur 5.5 mm	4.03.382	50
Pilier VARIOmulti, avec poignée		
PF 3.5, hauteur 3.0 mm, hauteur d'épaulement 0.8 mm	4.03.600	37
PF 3.5, hauteur 4.2 mm, hauteur d'épaulement 2.0 mm	4.03.605	37
PF 3.5, hauteur 5.2 mm, hauteur d'épaulement 3.0 mm	4.03.610	37
PF 4.0, hauteur 3.0 mm, hauteur d'épaulement 0.8 mm	4.03.601	37
PF 4.0, hauteur 4.2 mm, hauteur d'épaulement 2.0 mm	4.03.606	37
PF 4.0, hauteur 5.2 mm, hauteur d'épaulement 3.0 mm	4.03.611	37
PF 4.5, hauteur 3.0 mm, hauteur d'épaulement 0.8 mm	4.03.602	37
PF 4.5, hauteur 4.2 mm, hauteur d'épaulement 2.0 mm	4.03.607	37
PF 4.5, hauteur 5.2 mm, hauteur d'épaulement 3.0 mm	4.03.612	37
PF 5.0, hauteur 3.0 mm, hauteur d'épaulement 0.8 mm	4.03.603	37
PF 5.0, hauteur 4.2 mm, hauteur d'épaulement 2.0 mm	4.03.608	37
PF 5.0, hauteur 5.2 mm, hauteur d'épaulement 3.0 mm	4.03.613	37
PF 6.0, hauteur 3.7 mm, hauteur d'épaulement 1.5 mm	4.03.604	37
Pilier VARIOmulti, angulé, 17°		
PF 3.5, hauteur 4.3 mm, hauteur d'épaulement 2.7 mm	4.03.680	37
PF 4.0, hauteur 4.3 mm, hauteur d'épaulement 2.7 mm	4.03.681	37
PF 4.5, hauteur 4.3 mm, hauteur d'épaulement 2.7 mm	4.03.682	37
PF 5.0, hauteur 4.3 mm, hauteur d'épaulement 2.7 mm	4.03.683	37
PF 6.0, hauteur 4.3 mm, hauteur d'épaulement 2.7 mm	4.03.684	37
Pilier VARIOmulti, angulé, 30°		
PF 3.5, hauteur 4.4 mm, hauteur d'épaulement 3.3 mm	4.03.685	37
PF 4.0, hauteur 4.4 mm, hauteur d'épaulement 3.3 mm	4.03.686	37
PF 4.5, hauteur 4.4 mm, hauteur d'épaulement 3.3 mm	4.03.687	37
PF 5.0, hauteur 4.4 mm, hauteur d'épaulement 3.3 mm	4.03.688	37
PF 6.0, hauteur 4.4 mm, hauteur d'épaulement 3.3 mm	4.03.689	37
Pilier VARIOunite PF 3.0 pour couronne	1.04.138	13
Poignée de positionnement pour piliers angulés VARIO et VARIOmulti, longueur 25.0 mm, Ø 4.0 mm		
	3.03.521	40,42
Profileur d'os pour PF 3.0, réutilisable		
	3.03.658	13
Profileur d'os, réutilisable		
PF 3.5, longueur 29.0 mm	3.03.671	10
PF 4.0, longueur 29.0 mm	3.03.673	10
PF 4.5, longueur 29.0 mm	3.03.675	10
PF 5.0, longueur 29.0 mm	3.03.677	10
PF 6.0, longueur 29.0 mm	3.03.679	10
Profileur d'os+, réutilisable		
PF 3.5, longueur 29.0 mm	3.03.670	10,37
PF 4.0, longueur 29.0 mm	3.03.672	10,37
PF 4.5, longueur 29.0 mm	3.03.674	10,37
PF 5.0, longueur 29.0 mm	3.03.676	10,37
Profileur d'os pour PF 3.0, réutilisable		
	3.03.658	12
Prolongateur de foret		
PF 3.5-4.0, Ø extérieur 3.7 mm, longueur 26.0 mm	3.03.231	10
PF 4.0-6.0, Ø extérieur 5.0 mm, longueur 26.0 mm	3.03.230	10

RETAIN		
PF 3.5, hauteur 11.0 mm	4.03.420	49
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	4.03.428	49
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	4.03.421	49
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	4.03.422	49
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	4.03.423	49

Set de pilier EASY, extralong		
PF 3.5, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	1.04.734	43
PF 4.0, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	1.04.739	43
PF 4.5, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	1.04.735	43
PF 5.0, col 4.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 10.0 mm	1.04.736	43

Set de pilier EASY, court		
PF 3.5, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.700	43
PF 3.5, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	1.04.704	43
PF 4.0, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.708	43
PF 4.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	1.04.709	43
PF 4.5, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.701	43
PF 4.5, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	1.04.705	43
PF 5.0, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.702	43
PF 5.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	1.04.706	43
PF 6.0, col 0.5 mm, cône 4.0 mm, hauteur 4.5 mm	1.04.703	43
PF 6.0, col 0.5 mm, cône 6.0 mm, hauteur 6.5 mm	1.04.707	43

Set de pilier EASY, long		
PF 3.5, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	1.04.710	43
PF 3.5, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	1.04.714	43
PF 4.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	1.04.718	43
PF 4.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	1.04.719	43
PF 4.5, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	1.04.711	43
PF 4.5, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	1.04.715	43
PF 5.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	1.04.712	43
PF 5.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	1.04.716	43
PF 6.0, col 2.0 mm, cône 4.0 mm, hauteur 6.0 mm	1.04.713	43
PF 6.0, col 2.0 mm, cône 6.0 mm, hauteur 8.0 mm	1.04.717	43

Set de pilier VARIO 17°		
Type A, PF 3.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.160	41
Type A, PF 4.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.161	41
Type A, PF 4.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.162	41
Type A, PF 5.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.163	41
Type B, PF 3.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.180	41
Type B, PF 4.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.181	41
Type B, PF 4.5, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.182	41
Type B, PF 5.0, hauteur 5.6 mm, hauteur d'épaulement 0.5 mm	1.03.183	41

Set de pilier VARIOflex pour bridge		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	1.04.835	36
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	1.04.836	36
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	1.04.837	36

PF 5.0, hauteur 12.0 mm	1.04.838	36
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	1.04.839	36

Set de pilier VARIOflex pour couronne		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	1.04.830	36
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	1.04.831	36
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	1.04.832	36
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	1.04.833	36
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	1.04.834	36

Set de pilier VARIOtemp bridge		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	1.04.085	32
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	1.04.086	32
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	1.04.087	32
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	1.04.088	32
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	1.04.089	32

Set de pilier VARIOtemp couronne		
PF 3.5, hauteur 12.0 mm	1.04.080	32
PF 4.0, hauteur 12.0 mm	1.04.081	32
PF 4.5, hauteur 12.0 mm	1.04.082	32
PF 5.0, hauteur 12.0 mm	1.04.083	32
PF 6.0, hauteur 12.0 mm	1.04.084	32

Set de manchons en silicone, pour trousse prothétique et chirurgicale	1.03.056	57
---	----------	----

Sphère de référence radiologique, Ø 5.0 mm	3.03.140	7
--	----------	---

Support d'instrument, pour trousse de chirurgie		
Composé de 1 support, taille M	8.03.091	57
Composé de 2 supports, taille S	8.03.090 Q2	57

Taraud, réutilisable		
Ø endo-osseux 3.5 mm, longueur 34.0 mm	3.03.680	10
Ø endo-osseux 4.0 mm, longueur 34.0 mm	3.03.682	10
Ø endo-osseux 4.2 mm, longueur 34.0 mm	3.03.684	10
Ø endo-osseux 5.0 mm, longueur 34.0 mm	3.03.686	10

Ø endo-osseux 6.0 mm, longueur 34.0 mm	3.03.688	10
--	----------	----

Tenon à souder pour barre, longueur 13.5 mm	3.03.151	50
---	----------	----

Tenon de guidage VARIO pour alésoir VARIO		
PF 4.0, longueur 12.5 mm	3.03.425	42
PF 4.5-6.0, longueur 12.5 mm	3.03.423	42

Tenon de guidage VARIO pour alésoir VARIO/VARIOmulti		
PF 3.5, longueur 15.0 mm	3.03.424	40,42

Tournevis Dynamic (6 lobes)		
Longueur 18.0 mm	43.618.201.01-2	34
Longueur 24.0 mm	43.624.201.01-2	34
Longueur 32.0 mm	43.632.201.01-2	34

Tournevis Dynamic (4 lobes)		
Longueur 18.0 mm	43.618.201.01-2	34
Longueur 24.0 mm	43.624.201.01-2	34
Longueur 32.0 mm	43.632.201.01-2	34

Tournevis MONO (4 lobes)		
extracourt, longueur 14.5 mm, longueur d'axe 5.1 mm	3.03.165	55
court, longueur 22.2 mm, longueur d'axe 10.3 mm	3.03.166	55
long, longueur 28.2 mm, longueur d'axe 16.3 mm	3.03.167	55

Tournevis pour contre-angle (4 lobes)		
Extracourt, longueur 17.0 mm, longueur d'axe 3.5 mm	3.03.500	54
extralong, longueur 38.0 mm, longueur d'axe 24.5 mm	3.03.503	54
court, longueur 22.0 mm, longueur d'axe 8.0 mm	3.03.501	54
long, longueur 28.0 mm, longueur d'axe 14.5 mm	3.03.502	54

Transparent de radiographie, pour la planification à l'aide de dispositifs à rayons X en deux dimensions		
pour implants de la ligne CONTACT	Fo_20d305	8
pour implants de la ligne CONTACT	Fo_20d185	8
pour implants de la ligne ELEMENT	Fo_20d184	8,11

Trousse de chirurgie pour Chirurgie guidée, pour nettoyage mécanique		
	1.04.020	57

Trousse de chirurgie, pour nettoyage mécanique		
Longueur 274.8 mm, largeur 176.0 mm, hauteur 63.6 mm	1.03.030	57

Trousse de nettoyage à ultrasons		
Longueur 160.0 mm, largeur 72.0 mm, hauteur 28.0 mm	8.03.059	57

Trousse pour vis pour trousse prothétique		
longueur 56.0 mm, largeur 47.0 mm, hauteur 28.0 mm	8.03.019	57

Trousse prothétique, trousse pour vis incl.		
Longueur 190.0 mm, largeur 140.0 mm, hauteur 58.0 mm	1.03.022	57

Vis de cicatrisation SE (4 lobes)		
PF 3.5, hauteur 1.0 mm	4.03.515	15
PF 4.0, hauteur 1.0 mm	4.03.519	15
PF 4.5, hauteur 1.0 mm	4.03.516	15
PF 5.0, hauteur 1.0 mm	4.03.517	15
PF 6.0, hauteur 1.0 mm	4.03.518	15

Vis de laboratoire		
PF 3.5, longueur 25.0 mm	3.03.515	33
PF 3.5, longueur 22.5 mm (5 pièces)	3.03.515 Q5	33
PF 4.0-6.0, longueur 25.0 mm	3.03.516	33
PF 4.0-6.0, longueur 25.0 mm (5 pièces)	3.03.516 Q5	33

Vis de modelage pour VARIOmulti Coiffe provisoire (4 lobes), longueur 19.3 mm (4 pièces)		
	3.03.598 Q4	38

Vis de modelage, pour façonneur gingival adaptable et VARIOtemp (4 lobes)		
PF 3.5, longueur 22.5 mm (4 pièces)	3.03.590 Q4	15
PF 4.0-6.0, longueur 23.4 mm (4 pièces)	3.03.591 Q4	15

Vis occlusale (4 lobes), longueur 3.5 mm	4.03.507	37,41
--	----------	-------

Vis pour barre occlusale (4 lobes), longueur 4.3 mm	4.03.506	50
---	----------	----

Vis pour coiffes d'empreinte, réutilisable (4 lobes)		
PF 3.5, extracourt, longueur 12.5 mm	3.03.572	13,16,17,18
PF 3.5, court, longueur 16.5 mm	3.03.573	16,17
PF 3.5, long, longueur 21.5 mm	3.03.574	13,17
PF 3.5, extralong, longueur 27.5 mm	3.03.580	13,17
PF 4.0-6.0, extracourt, longueur 13.2 mm	3.03.575	16,17,18
PF 4.0-6.0, court, longueur 17.2 mm	3.03.576	16,17
PF 4.0-6.0, long, longueur 22.2 mm	3.03.577	17
PF 4.0-6.0, extralong, longueur 28.2 mm	3.03.581	17

Vis de pilier (4 lobes)		
PF 3.5, longueur 5.8 mm	4.03.500	13,15,32,33,35,37,41,43,49

PF 4.0-6.0, longueur 7.2 mm	4.03.501	15,32,33,35,37,41,43,46,49
-----------------------------	----------	----------------------------

PF 4.0-6.0, longueur 10.2 mm	4.03.502	15,32,33,35,37,41,43,46,49
------------------------------	----------	----------------------------

Vis de pilier Dynamic (6 lobes)		
PF 3.5, longueur 6.6 mm	41.314.069.01-2	34
PF 4.0-5.0, longueur 7.2 mm	41.316.076.02-2	34

Couples de serrage

www.ifu-tm.com/THM61122

Pilier/Vis	Couples de serrage en Ncm				
	10	15	20	25	30
Vis de cicatrization Façonneur gingival Façonneur gingival+ Façonneur gingival étroit 	PF 3.0				
	PF 3.5				
	PF 4.0				
	PF 4.5				
	PF 5.0				
	PF 6.0				
Vis de pilier 		PF 3.0			
		PF 3.5			
				PF 4.0	
				PF 4.5	
				PF 5.0	
				PF 6.0	
Dynamic vis de pilier 		PF 3.5			
				PF 4.0	
				PF 4.5	
				PF 5.0	
Vis de pilier en combinaison avec le pilier ART 		PF 3.5			
			PF 4.0		
			PF 4.5		
			PF 5.0		
Pilier VARIOmulti 		PF 3.5			
				PF 4.0	
				PF 4.5	
				PF 5.0	
Coiffe de protection VARIOmulti 	PF 3.5				
	PF 4.0				
	PF 4.5				
	PF 5.0				
	PF 6.0				
Vis occlusale (VARIOmulti, VARIO 17°, barre) Vis de fermeture occlusal, pour barre CAD/CAM 		PF 3.5			
		PF 4.0			
		PF 4.5			
		PF 5.0			
Ancrage sphérique 				PF 4.0	
				PF 4.5	
				PF 5.0	
Pilier ZEST LOCATOR® 			PF 3.5		
					PF 4.0
					PF 4.5
					PF 5.0
Pilier ZEST LOCATOR® et col pour VARIOmulti 			PF 4.0		
			PF 4.5		
			PF 5.0		
			PF 6.0		

Pour la pose définitive de la superstructure en bouche, il convient d'utiliser des vis de pilier neuves.

Symboles

Système d'implants Thommen



Fabricant: Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Grenchen, Suisse
www.thommenmedical.com



Numéro de lot



Utilisable jusqu'au



Date de fabrication



Stérilisation par irradiation



Système de barrière stérile simple



Système de barrière stérile simple avec emballage de protection intérieure



Max. 20 cycles de traitement



Mandataire européen



Limite de température



Ne pas réutiliser



Non stérile



Attention



Numéro de référence



0297

Marque de conformité à la directive DDM 93/42/CEE ou au règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (voir déclaration de conformité correspondante)



Consulter le mode d'emploi



Ne pas restériliser



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter les instructions d'utilisation



Limitation de pression atmosphérique



Fabricant



Importateur



Distributeur



Stocker à l'abri des rayons du soleil



Vente et prescription réservées aux médecins (USA)



Dispositif médical



Identifiant unique de dispositif

Autocollants d'avertissement couleur

Utilisation modifiée – se référer aux remarques figurant dans les notices correspondantes.

NEW HANDLING

Nouveau design – l'utilisation ne change pas.

NEW DESIGN

Indicateur de stérilité – rouge signifie le balayage par une source de rayonnement



[illegible]



HEADQUARTERS

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 61 965 90 20
Fax +41 61 965 90 21
info@thommenmedical.com



SUCCURSALES NATIONALES/ DISTRIBUTEURS NATIONAUX



ALLEMAGNE

Thommen Medical Deutschland GmbH
Am Rathaus 2
79576 Weil am Rhein | Allemagne
Tél. +49 7621 422 58 30
Fax +49 7621 422 58 41
info@thommenmedical.de

ARABIE SAOUDITE

INNOVATION MEDICAL COMPANY
7324 King Abdulaziz Road
District d'Ar-Rabi
13315 Riyadh | Royaume d'Arabie Saoudite
Tél. +966 50 926 5010
contact@innovation-medical.com

AUTRICHE

Thommen Medical Austria GmbH
Mühlgasse 3
2322 Zwölfaqing | Autriche
Tél. +43 660 2011953
info@thommenmedical.at

BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V.
Dierenriem 1
3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas
Tél. +31 30 68 68 468
Info.benelux@thommenmedical.nl

CHINE

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.
Salle 1112 | Bloc A | SOHO Zhongshan Plaza
No. 1055 West Zhongshan Rd | Changning District
200051 Shanghai | R.P. Chine
Tél. +86 21 80121250
Fax +86 21 62175264
sy@shanghaiyujing.com

CORÉE DU SUD

KMbio
02 Ho, 129, Dongseo-daero
Seobuk-gu, Cheonan-si
Chungcheonnang-do
Republic of Korea
Tél. +82 070 3141 2875
kmbio149@naver.com

CROATIE

Futura Dental d.o.o.
Ulica grada Vukovara 271 | Chromosov toranj
10 000 Zagreb | Croatie
Tél. +385 144 668 35
info@futura-dental.hr
www.futura-dental.hr

ESPAGNE/PORTUGAL

Thommen Medical Ibérica
C/Los quintos n 1
03350 Cox (Alicante) | Espagne
Tél. +34 96 536 10 20
Mobile +34 606 99 78 34
info@thommeniberica.com

ÉTATS-UNIS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.
1375 Euclid Avenue | Suite 450
Cleveland OH 44115 | USA
Tél. +1 866 319 9800 (toll free)
Fax +1 216 583 9801
info@thommenmedical.us
orders@thommenmedical.us

FÉDÉRATION DE RUSSIE

Chirurgie Geosoft LLC.
Vasnetsova Lane, Maison 7, Bureau 206
129090 Moscou | Fédération de Russie
Tél. +7 495 663 22 11
thommenmedical@geosoft.ru
www.geosoft.ru

FINLANDE

B Imports Oy
Fabianinkatu 31 C | 00100 Helsinki | Finlande
Tél. +358 40 070 0193
thomas@betterbite.fi

FRANCE

Thommen Medical France
Le PARK, Bâtiment B, 1 Rue Charles Cordier
77164 Ferrières-en-Brie | France
Tél. +33 1 83 64 06 35
infos@thommenmedical.fr
commande@thommenmedical.fr

HONG-KONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.
Level 13, 68 Yee Wo Street
Causeway Bay | Hong-Kong
Tél. +852 530 876 41

HONGRIE

Mori-Dent Kft.
Huszt utca 9 | 1147 Budapest | Hongrie
Tél. +361 220 5443
morident@morident.hu
www.morident.hu

ITALIE

Thommen Medical Italia S.r.l.
Siège social : Via Goethe, 7 | 39012 Merano
(BZ) | Italie
Siège administratif et opérationnel : Via Caduti di
Amola, 11/2 | 40132 Bologna | Italia
Tél. +39 051 281 98 15 - 498 76 32
assistenza.it@thommenmedical.com
ordini.it@thommenmedical.com
corsi.it@thommenmedical.com
www.thommenmedical.com

JAPON

J. Morita Corporation
3-33-18, Tarumi-cho
Suite | Osaka 564-8650 | Japon
Tél. +81 6 6384 6921
Fax +81 6 6384 6746
www.morita.com

JORDANIE

Alzinoor for Medical Supplies
Complex No. 243
Barakat Center office 406 | JO-Amman 11953 Jordan
Tél. +962 655 39020
alzinoor.medical.jo@gmail.com

KOWEÏT

Logident
Complexe Yasmin, 1er étage, Bureau B1
Ibn Khaldoun, St Hawally | Koweït
Tél. +965 5113 8438
omar.alameddin@logidentco.com

LITUANIE/LETTONIE

LT projects, UAB
Europos pr. 121 | Kaunas | LT-46339 Lituanie
Tél. +370 65 771550
info@fordentist.lt | www.fordentist.lt

NORVÈGE

Novus Dental AS
Måkeveien 6
1679 Kråkerøy | Norvège
post@novusdental.no
www.novusdental.no

OMAN

Rue Al Inshirah, Madinat Sultan Qaboos
Bâtiment No.185, Chemin No.1947
P.O. Box 1181, P.C. 112.
Ruwi, Mascate | Sultanat d'Oman
Tél. +968 24602771
sam@almadinagroup.net

POLOGNE

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.
Ul. Granitowa 10
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Pologne
Tél. +48 56 623 61 23
biuro@cwittdental.pl
www.cwittdental.pl

QATAR

Orient gate company
Al - Nasr, Area 39, Street 840, Building No: 53
P.O. Box 45393 | Doha Qatar
Mobile +974 50389808
lyaseen@orientgateqa.com

SINGAPOUR

FONDACO Pte Ltd
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06
Eunos Techno Link
Singapour 415937 | Singapour
Tél. +65 6392 2806
Fax +65 6392 1296
fondaco@fondacosg.com

SUÈDE

Groupe Erik Söderberg AB
Björnkärsvägen 112 | 187 42 Täby | Suède
Tel. +46 70 567 00 67
erik@thommenmedical.se
www.thommenmedical.se

SUISSE

Thommen Medical AG
Neckarsulmstrasse 28
2540 Granges | Suisse
Tél. +41 32 644 30 20
Fax +41 32 644 30 25
info@thommenmedical.ch

TAÏWAN

En-Jye International Co., Ltd.
No. 18, Lane 177, Sec 3, Chengde Rd.
Taipei, 103 Taiwan | Taïwan
Tél. +886 2 2585 1669
Fax +886 2 2585 0892
enjye168@gmail.com

TCHÉQUIE

C. Witt Dental spol. s r.o.
Cihlářská 643/19
602 00 Brno | Tchéquie
Tél. +420 739 043 449
office@cwittdental.cz

TURQUIE

Bioport Biyolojik Maddeler A. S.
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe
Şişli 34394 İstanbul | Turquie
Tél. +90 212 2727577
Fax +90 212 2727628
info@bioport.com.tr
www.bioport.com.tr

UKRAINE

BIG TIME GROUP LTD
Kyivska 5/1A | 46016 Ternopil | Ukraine
Tél. +380 67 54 60 147
btgukraine@gmail.com
bigtimegroup.com.ua

UNITED ARAB EMIRATES

City Pharmacy Co WLL
Taweelah, KIZAD Secteur KHIA 9 | Parcelles 68 & 69
P.O.Box 2098, Abu Dhabi | EAU
Tél. +971 507 407 047 ou +971 5056 20568
faisal.m@citypharmacy.com
moawia.zaharna@citypharmacy.com